

Reloj para la Atención Hospitalaria en el Hogar

Mientras usted reciba atención en nuestro Programa de Atención Hospitalaria en el Hogar (HBHC por sus siglas en inglés), usará un reloj especial que le permitirá llamar a su equipo de atención para recibir ayuda inmediata, si es necesario. Para su seguridad, use este reloj siempre, excepto cuando se bañe o cargue la batería.



botón de ayuda

Hacer una Llamada de Ayuda

Hay un botón de ayuda (Help Button) justo debajo del “6” en la parte de enfrente del reloj. Presione y mantenga presionado el botón de ayuda para llamar a su equipo de atención si necesita ayuda inmediata y no puede alcanzar un teléfono.

Para hacer una llamada de ayuda:

1. Presione y mantenga presionado el botón de ayuda hasta que escuche que el reloj diga que está comenzando la llamada.
2. Espere a que contesten la llamada.
3. Es posible que se le pida que grabe un mensaje. Si es así, su mensaje será enviado a su equipo de atención, quienes le devolverán la llamada tan pronto como puedan.

4. Es posible que le devuelvan la llamada a través de su reloj. Su reloj vibrará y sonará una vez antes de conectarlo automáticamente con su equipo de atención.

Cargar el Reloj

Hay una pequeña luz justo debajo del número “6” en la parte de enfrente del reloj. Esta luz parpadeará en rojo para indicarle que es necesario cargar la batería.

Para cargar su reloj:

1. Quítese el reloj de la muñeca y colóquelo en la base de carga.



2. El reloj sonará una vez y la luz roja cambiará a fija en lugar de parpadearante mientras se carga.
3. Cuando el reloj esté completamente cargado, la luz cambiará a verde fijo y podrá volver a ponérselo en la muñeca.



Si el reloj no se está cargando, asegúrese que:

1. El cable del cargador está completamente insertado en la base de carga y en el enchufe de pared.
2. El enchufe de pared está completamente insertado en la pared.
3. El reloj esté colocado de costado en la base de carga, con el botón de visualización (Display Button) hacia arriba.

Preguntas

Nuestro objetivo es proporcionarle la mejor y más segura atención posible. Por favor, informe a su equipo de atención si tiene preguntas. Queremos asegurarnos de explicarle los detalles de su atención de una manera que usted entienda.

Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otro miembro de su equipo de atención médica cuando utilice esta información. Si usted tiene una emergencia, por favor llame al 911. Propiedad Literaria © 6/2023. La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#8292s.

Home-Based Hospital Care Watch

While you receive care in our Home-Based Hospital Care Program (HBHC), you will wear a special watch that lets you call your care team for immediate help, if needed. For your safety, always wear this watch, except when bathing or charging the battery.



Making a Help Call

There is a help button just below the “6” on the front of the watch. Press and hold the help button to call your care team if you need immediate help and cannot reach a phone.

To make a help call:

1. Press and hold the help button until you hear the watch say the call is starting.
2. Wait for the call to be answered.
3. You may be asked to record a message. If so, your message will be sent to your care team. They will call you back as soon as they can.
4. You may receive a call back through your watch. Your watch will vibrate and ring once before automatically connecting you with your care team.

Charging the Watch

There is a small light just below the number “6” on the front of the watch. The light will blink red to let you know the battery needs to be charged.

To charge your watch:

1. Remove the watch from your wrist and place on the charging dock.



2. The watch will beep once and the red light will change to solid instead of blinking while charging.
3. When the watch is fully charged, the light will change to a steady green and you can put it back on your wrist.



If the watch is not charging, make sure:

1. The charging cord is fully inserted in the charging dock and wall plug.
2. The wall plug is fully inserted in the wall.
3. The watch is sitting on the dock on its side, with the display button facing up.

Questions

Our goal is to give you the safest and best possible care. Please let your care team know if you have questions. We want to make sure we explain details of your care in a way that you understand.