



Mixing / DE-Anmischen / FR-Mélanger / NL-Mengen / IT-Attivazione / ES-Mezcla / PT-Mistura/ SV-Blandas  
så här / DA-Blanding / FI-Sekoittaminen / NR-Blanding / EL-Ανάμιξη / PL-Mieszanie / TK-Kaştırma

1.



4.




2.



5.



3.



Opalescence<sup>®</sup> BOOST<sup>®</sup>

• • • • •

- EN - Allow contents of syringe to come to room temperature before mixing the two chemicals together.
- DE - Lassen Sie den Inhalt der Spritzen zunächst Raumtemperatur annehmen, bevor Sie die beiden Chemikalien miteinander vermischen.
- FR - Laissez le contenu de la seringue se réchauffer à la température ambiante avant de mélanger les deux produits chimiques ensemble.
- NL - Laat de inhoud van de spuit op kamertemperatuur komen voordat u de twee chemische stoffen met elkaar mengt.
- IT - Consentire che il contenuto della doppia siringa raggiunga una temperatura ambiente prima di iniziare la procedura di miscelazione dei due prodotti.
- ES - Permita que el contenido de las jeringas se encuentre a temperatura ambiente antes de mezclar ambos químicos entre si.
- PT - Deixe o conteúdo da seringa atingir a temperatura ambiente antes de o misturar com as duas substâncias químicas.
- SV - Låt innehållet i sprutan uppnå rumstemperatur innan de två kemikalierna blandas.
- DA - Sprøjtenes indhold skal opnå stuetemperatur, inden de to kemikalier blandes.
- FI - Anna ruiskuujen sisältöjen tasaantua huoneenlämpöön ennen molempien kemikaalien sekoittamista.
- NR - La innholdet i sprøyten oppnå romtemperatur, før de to kjemikaliene blandes sammen.
- EL - Αφήστε το περιεχόμενο της σύριγγας να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου προτού αναμίξετε τις δύο χημικές ουσίες.
- PL - Przed zmieszaniem składników preparatu Opalescence Boost należy je doprowadzić do temperatury pokojowej.
- TK - İki kimyasal maddeyi karıştırmadan önce şiringa içeriğinin oda sıcaklığını gelmesini bekleyin.

**800.552.5512** [ULTRADENT.COM](http://ULTRADENT.COM)

© 2018 Ultradent Products, Inc. All rights reserved. 1007287.1 072018

 **ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC

*Improving Oral Health Globally*