

## Potilaan valintatuki C-Brace®

Valintatuki auttaa määrittämään, onko potilas sopiva C-Bracen® käyttäjäksi. Tätä asiakirjaa on kuitenkin pidettävä ainoastaan tukena. Sovita lopullista päätöstä varten potilaalle diagnostinen sovitustoosi (DTO).

### Kognitiiviset vaatimukset

Potilaan on kyettävä varmistamaan ortoosin asianmukainen käsittely, hoito ja käyttö (esim. äänisignaalien kuuleminen).

### Toiminnallinen vaje

Polvinivelen neuromuskulaarinen epävakaus sagittaalitasolla

Diagnoosi (lääkärin tekemä):

.....

Vaikutusalueeseen:

.....

### Poissulkemiskriteerit

Jos jokin seuraavista koskee potilastasi, hänelle ei tällä hetkellä voida asettaa C-Brace®:

.....

Lonkan eteenheilahdus vaihe ei onnistu seisoma-asennosta

.....

Paino yli 125 kg

.....

Vaikea spastisuus

.....

Jalkojen pituusero yli 15cm

.....

Polven ja lonkan fleksiokontraktuura yli 10°

.....

Vartalon riittämätön nueromuskulaarinen stabiliteetti

.....

Sairaudet, jotka estävät ortoosin käytön (esim. turvotus, laaja ihoärsytys)

.....

Alaraajaproteesi

.....

O&P Professional		Customer	
Name	<input type="text"/>	Company	<input type="text"/>
Telephone	<input type="text"/>	Branch	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	City	<input type="text"/>