

C-Brace Interim.

Die **C-Brace Interim** Orthese ist eine primär in der frühen Rehabilitationsphase eingesetzte KAFO-Versorgung, die geeignete Anwender bis zu 6 Monate nutzen können.

Studien* zeigen, dass eine erhöhte Repetition der Bewegung die Rehabilitation wesentlich verbessern kann. Mit der **C-Brace Interim** Orthese kann das Stehen und Gehen von Patienten trainiert werden. Die **C-Brace Interim** Orthese erweitert die für den Rehabilitationsprozess verfügbaren Übungsmöglichkeiten und erhöht die Repetition der Bewegung.

- Startpunkt Vertikalisierung: Die **C-Brace Interim** Orthese kann getragen werden, sobald der Anwender vertikalisiert werden kann, genügend Rumpfstabilität hat und mit stabilisierten Kniegelenken z.B. im Barren stehen kann.
- Zeitsparende Anpassung: Geeignete Anwender können in kurzer Zeit mit der **C-Brace Interim** Orthese versorgt werden.
- Flexibel abrüstbar: Die **C-Brace Interim** Orthese bietet Flexibilität im Rehabilitationsprozess. Durch ihr modulares Design kann sie bis hin zu einer AFO abgerüstet werden.
- Die Kombination aus Interimsorthese und dem **C-Brace** Orthesenkniegelenk bietet größtmögliche Anpassbarkeit an den Therapieverlauf.
- Individuelle Flexibilität: Die Verwendung der **C-Brace** Gelenkeinheit eröffnet größtmögliche Anpassungsmöglichkeiten für individuelle oder sich verändernde Anwenderbedürfnisse.
- Vermindertes Sturzrisiko: Die Nutzung der **C-Brace** Gelenkeinheit führt zu einem signifikant reduzierten Sturzrisiko.
- Die **C-Brace Interim** Orthese ist für uni- und bilaterale Versorgungen geeignet.
- Maximales Körpergewicht des Anwenders: 110 kg
- Körpergröße des Anwenders: 155 – 190 cm



Technische Daten

Die **C-Brace Interim** Orthese besteht aus folgenden Komponenten:

- Interim Oberschenkelschale (17OK202=*)
- Interim Knieteil (17OK201=*)
- Interim AFO (17OK200=*)

Interim Oberschenkelschale 17OK202=*

Art.-Nr.	Seite	Größe	Umfang (gemessen 15 cm ab Mitte der Kniescheibe)
17OK202=L-S	Links	S	30 – 45 cm
17OK202=R-S	Rechts	S	30 – 45 cm
17OK202=L-M	Links	M	40 – 55 cm
17OK202=R-M	Rechts	M	40 – 55 cm
17OK202=L-L	Links	L	50 – 65 cm
17OK202=R-L	Rechts	L	50 – 65 cm

Interim Knieteil 17OK201=*

Art.-Nr.	Seite	Winkel
17OK201=N-0	Neutral	0°
17OK201=N-3	Neutral	3°
17OK201=N-6	Neutral	6°
17OK201=N-9	Neutral	9°

Anmerkung: Die für den Anwender günstigste Variante des Interim Knieteils 17OK201=* kann mit Hilfe des Schablonensets 17OK203=N-2 ermittelt werden.

Interim AFO 17OK200=*

Art.-Nr.	Seite	Größe	Knöchel-Boden-Maß	Schuhgröße (EU)
17OK200=L-S	Links	S	70 mm	36 – 41
17OK200=R-S	Rechts	S	70 mm	36 – 41
17OK200=L-L	Links	L	85 mm	39 – 46
17OK200=R-L	Rechts	L	85 mm	39 – 46

Nicht enthalten

Art.-Nr.	Set	Beschreibung
17KO1=L-OB 17KO1=R-OB	Nein	C-Brace Servicegelenk zur Verfügung gestellt von Ottobock. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bestellblatt 647F935.
17OK203=N-1	Werkzeugsatz	1x Klemmhebel, 1x Feststellschraube, 1x Sägeführung, 1x Klemmadapter
17OK203=N-2	Schablonenset	4 Schablonen zur Bestimmung des am besten geeigneten Interim Knieteils 17OK201=*

