

6Y112 *Skeo Sealing TT.*

Лайнерът 6Y112 *Skeo Sealing TT* предлага на хората с подколянна ампутация високо ниво на комфорт. Рингът му запазва надеждно вакуума в гилзата, а копринено гладката му повърхност без текстилно покритие улеснява както почистването, така и поставянето и свалянето на протезата.

Резюме на всички предимства

- Рингът запазва надеждно вакуума в гилзата
- Вграден запечатващ ринг за целия експлоатационен срок
- Вътрешността на лайнера се усеща приятно върху кожата
- Копринено гладко външно покритие за лесно поставяне и сваляне
- Ориентир от вътрешната страна на лайнера за оптималното му поставяне върху остатъчния крайник
- Вградена матрица за ограничаване на разтягането и добро разпределение на тъканите
- Лайнерът *Skeo Sealing TT* може да се комбинира с вентил 21Y2 *QuickValve* или със системата *Harmony*
- Устойчив на прясна, солена и хлорирана вода



ottobock.



6Y112 Skeo Sealing TT.

Номер на статията	Обиколка	Височина на пръстена
6Y112=160X80	160 mm	80 mm
6Y112=180X80	180 mm	80 mm
6Y112=200X80	200 mm	80 mm
6Y112=210X80	210 mm	80 mm
6Y112=220X80	220 mm	80 mm
6Y112=235X80	235 mm	80 mm
6Y112=250X80	250 mm	80 mm
6Y112=265X80	265 mm	80 mm
6Y112=280X80	280 mm	80 mm
6Y112=300X80	300 mm	80 mm
6Y112=320X80	320 mm	80 mm
6Y112=340X90	340 mm	90 mm
6Y112=360X90	360 mm	90 mm
6Y112=380X90	380 mm	90 mm
6Y112=400X90	400 mm	90 mm



Рингът



Материалът



Ориентирът от вътрешната страна