

1C70 *Evanto*. Plujte životem.

Evanto jsme vyvinuli pro aktivnější uživatele, kteří se pohybují v různorodém prostředí uvnitř i venku a od chodidla očekávají hlavně co nejpřirozenější chůzi, odolnost a komfortní pohyb po nerovném terénu.

Vyvinuté pro život

- Inovativní design chodidla *Evanto* ukládá při došlapu paty největší množství energie, kterou pak při odrazu špičky vrací a podporuje chůzi vpřed.*
- Výkonné klíny tlumí při došlapu na patu rázy až 24 mm.*
- Při chůzi ze schodů nebo obrubníků poskytuje *Evanto* při došlapu na celou plošku vertikální tlumení rázů až 9 mm.*
- Vynikající multiaxiální přizpůsobivost chodidla (pohyb v sagitální rovině až do 20°, m-l flexibilita +/- 10° a torze +/- 4°) zajišťuje stabilitu i vysoký komfort.*
- Přizpůsobitelným chováním přednoží i paty splníte individuální potřeby uživatele.
- Odolné proti sladké, slané i chlorované vodě.

*V porovnání s nejmodernějším způsobem akumulace a návratu energie chodidla typu *Taleo*



Voděodolné

Stupeň aktivity	2–4
Max. tělesná hmotnost	125 kg
Velikosti	22–30 cm
Hmotnost bez kosmetického krytu*	450 g
Kosmetický kryt chodidla	Normální tvar pro podpatek 10 +/- 5 mm
Barva kosmetického krytu	běžová (4), světle hnědá (15)
Hmotnost s kosmetickým krytem*	725 g
Stavební výška*	82 mm

* Pro velikost 26 cm

Výrobek je zdravotnickým prostředkem, určeným výhradně k exoprotetickému vybavení dolních končetin. Přečtěte si pečlivě návod k použití.



Tlumení rázů pro komfort uživatele

Multiaxiální flexibilita pro přizpůsobení chodidla terénu

Inovativní energetický management pro lepší výdrž

1C70.

Objednávkový formulář.

Zákazník

Zákazník č.	
Firma	
Ulice	
PSČ	Obec
Ortotik-protetik	

Adresa dodání (je-li odlišná od adresy zákazníka)

Zákazník č.	
Firma	
Ulice	
PSČ	Obec
Telefon	

Výběr tuhosti planžety v závislosti na tělesné hmotnosti a velikosti chodidla

Hmotnost	Velikost									
	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
do 58 kg	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
59-72 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
73-86 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
87-100 kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101-125 kg	-	-	-	-	5	5	5*	5*	5*	

* Nekombinujte s 3C88-3 C-Leg nebo 3C98-3 C-Leg.

Příklad pro objednání

1C70=R26-4-P/4

Obj. č.	Strana	Velikost	Tuhost	Barva
1C70	=		-	P /
	↓	↓	↓	↓
	Strana	Velikost (cm)	Tuhost	Barva
	R Pravá L Levá	22, 23, ..., 30	1, 2, ..., 5	4 Běžová 15 Světle hnědá

Samotný modul chodidla je unilaterální, stranově je odlišen pouze kosmetický kryt. Chcete-li objednat chodidlo a kosmetický kryt samostatně, kontaktujte náš zákaznický servis.



Rozsah dodávky zahrnuje chodidlo 1C70, kosmetický kryt chodidla 2C70 vč. krytky, sadu horních klínů 2F70* (sestavující se ze dvou klínů o různém stupni tvrdosti), sadu dolních klínů 2F71* (skládající se ze dvou klínů o různém stupni tvrdosti) a jednu černou punčošku Spectra.

Doporučené kombinace**

TT	TF
4R140 Jednocestný ventil + 453A30/40 Nákolenka ProFlex Plus + 6Y95 Caleo 3D nebo 4R180 Harmony P4 + 453A30/40 Nákolenka ProFlex Plus + 6Y512=* Uneo 3D	7T451=1 SiOCX TF Pro nebo Laminované pahýlové lůžko + 6Y110/6Y111 Skeo Sealing + 21Y21 ClickValve
	3C60* Kenevo, 3R85* Dynion, 3C98* C-Leg, 3B1* Genium nebo 3B5* Genium X3
4R11=* Quickchange adaptér	4R57=WR Voděodolný otočný adaptér 4R11=* Quickchange adaptér
	3F1=* + 99B120=* Funkční kosmetika

** Veškeré komponenty jsou prodávány jednotlivě. Kompatibilita s chodidlem 1C70 *Evanto* zajišťuje optimální výkon pomůcky. Ortotici-protetici musí komponenty vybírat na základě individuálních kritérií uživatele.