

Dossiers Baxx.

Bon de commande.

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, Lieu

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

CP, Lieu

Com.

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale

Commentaire



Dossiers Baxx

L'illustration montre des options
Référence 476D00=00000_K



Configuration de base

- Dossier de positionnement en aluminium
- Couleurs de dossier à choix
- Housse de dossier en tissu respirant, nylon microaéré
- Poids maximum utilisateur: 125 kg seulement en combinaison avec l'option PD 10 „Quick Release“ ou PD 18 „2- Point Pro“

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1 % TVA

TPMR

Les variantes marquées d'un symbole TPMR sont autorisées avec un appui-tête pour le transport de personnes.
Un ajout d'appui-tête est également possible sur les variantes marquées TPMR. En principe (sans appui-tête), toutes les variantes sont autorisées TPMR.


Nom _____ Date _____ Signature _____

Otto Bock (Suisse) SA · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern ·
Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 · E-Mail: [suisse\(@\)ottobock.com](mailto:suisse(@)ottobock.com) · www.ottobock.ch

Page 1 / 8 System de dossier Baxx

Étape 1: Mesurer l'utilisateur

- 1 Longueur du support dorsal cm
- 2 largeur du tronc cm



Étape 2: Choisir la largeur du dossier

Déterminer la largeur de dos nécessaire

Étape 3: Choisir le contour

Définition basée sur le soutien nécessaire à l'utilisateur

Étape 4: Choisir le type de dos



Définition basée sur le soutien nécessaire à l'utilisateur

Sélectionnez la largeur et la hauteur du dossier en fonction des besoins de l'utilisateur (largeur thoracique).

Décidez quel contour de dossier est nécessaire, en fonction des besoins de l'utilisateur.

- Actif
- Profond
- Extra profond

Voir tableau page 3

Étape 2			Étape 3						Étape 4					Info	
									actif			semi actif		* 	
			Baxx Dossier en aluminium (AL)			Baxx Dossier en alu- minium avec flat top (AFT)									
															
			Galbe actif		Galbe profond		Galbe extra profond		Hauteur			Hauteur		Convient pour fauteuil roulant de - à	
Largeur du dos*	Dimensions pour le contour		Largeur thorax utilisateur	largeur ef- fective* ¹	Largeur thorax utilisateur	largeur ef- fective* ¹	Largeur thorax utilisateur	largeur ef- fective* ¹	bas	moyen	standard	haut	extra haut	Position de montage intérieure (taille min.)	Position de montage extérieure (taille max.)
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	250 (300)* ² mm	330 (380)* ² mm	410 (460)* ² mm	460 (520)* ² mm	510 (570)* ² mm	mm	mm
250	actif	64	183	210	179	210	–	–		–	–	–	–	225	275
	bas	100								–	–	–	–		
280	actif	64	208	235	201	235	–	–		–	–	–	–	255	305
	bas	100								–	–	–	–		
310	actif	64	235	260	232	260	–	–			–	–	–	285	335
	bas	100									–	–	–		
330	actif	64	259	286	257	286	–	–	–		–	–	–	305	355
	bas	100							–		–	–	–		
360	actif	64	284	330	320	349	–	–	–		–	–	–	335	385
	bas	100							–		–	–	–		
380	actif	64	309	356	344	375	–	–	–	–		–	–	355	405
	bas	100							–	–		–	–		
410	actif	64	334 (336 AFT)	380	369 (368 AFT)	400	–	–	–	–				385 360 * ³	435 485 * ³
	bas	100							–	–					
	extra bas	150	–	–	–	–	398 (390 AFT)	406	–	–					
430	actif	64	361 (354 AFT)	406	369 (399 AFT)	426	–	–	–	–				405 380 * ³	455 505 * ³
	bas	100							–	–					
	extra bas	150	–	–	–	–	421 (421 AFT)	432	–	–					
460	actif	64	387 (380 AFT)	432	394 (424 AFT)	451	–	–	–	–				435 410 * ³	485 510 * ³
	bas	100							–	–					
	extra bas	150	–	–	–	–	446 (446 AFT)	457	–	–					
480	actif	64	412 (409 AFT)	457	444 (449 AFT)	476	–	–	–	–				455 430 * ³	505 535 * ³
	bas	100							–	–					
	extra bas	150	–	–	–	–	471 (471 AFT)	483	–	–					
510	actif	64	438 (434 AFT)	483	474 (475 AFT)	502	–	–	–	–				485 460 * ³	535 585 * ³
	bas	100							–	–					
	extra bas	150	–	–	–	–	432 (497 AFT)	508	–	–					

* Toutes les largeurs de dossier sont basées sur la largeur du fauteuil roulant sur lequel le dossier est monté.

*¹ Largeur réelle (y compris le rembourrage et le revêtement) en mm

*² Entre parenthèses, la hauteur réelle (y compris le rembourrage et le revêtement) en mm

*³ Série AFT (2 emplacements de montage)

Type du dossier			Prix
PD01	Dossier en aluminium: avec découpe au niveau de l'épaule (série AL)		628,-
PD02	Dossier en aluminium: sans découpe au niveau de l'épaule (série AFT)		733,-


Type de galbe du dossier			Suppl.
PD05	Activ: 64 mm (Pelotes latérales possibles uniquement avec une galbe actif !)		-
PD06	Profond: 100 mm		68,-
PD07	Extra profond: 150 mm		149,-

Accessoires de montage (voir page 6 pour plus d'informations)		Suppl.
PD08	Quick Release	382,-
PD18	Quick Release: certifié pour le TPMR 	382,-
PD10	2-Point Pro: certifié pour le TPMR 	356,-
PD11	4-Point Pro	372,-

Poignées de poussée réglables en hauteur, amovibles pour les modèles Avantgarde 4 et Zenit		Suppl.
2x 481D160=SK268	Dossier droit / courbure lombaire / fixe sans barre de stabilisation: pour Avantgarde 4 et Zenit 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	640,-
2x 481D160=SK269	Dossier droit / courbure lombaire / fixe avec barre de stabilisation: pour Avantgarde 4 et Zenit 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	640,-
2x 481D160=SK270	Dossier réglable en inclinaison, sans barre de stabilisation: pour Avantgarde 4 et Zenit 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	640,-
2x 481D160=SK271	Dossier réglable en inclinaison, avec barre de stabilisation: pour Avantgarde 4 et Zenit 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	640,-

Poignées de poussée réglables en hauteur, amovibles pour les modèle Motus		Suppl.
2x 481D61=ST214	Kit de montage pour poignées de poussée : sélection obligatoire pour le modèle Motus	516,-
2x 481D05=SV006	Dossier droit sans barre de stabilisation: 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	125,80
2x 481D45=SV219	Dossier droit / Frein à tambour sans barre de stabilisation: 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	131,60
2x 481D45=SV089	Dossier droit avec barre de stabilisation: 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	184,80
2x 481D45=SV129	Rücken gerade / Frein à tambour avec barre de stabilisation: 2x Poignées (la paire); par ex. en cas de rééquipement)	184,80

Appuie-têtex (avec autorisation TPMR)			Suppl.
476L52=SK180	UniLink Ultra appuie-tête occipital: taille L 184,2 x 108,0 mm, gaube 25,4 mm		167,-
476L52=SK181	UniLink Ultra appuie-tête occipital: taille NS 101,6 x 82,6 mm, gaube 63,5 mm		197,-


Kits de montage pour appuie-tête (avec autorisation TPMR)			Suppl.
476L52=SK165	UniLink support appuie-tête: uniquement pour les appuie-tête Advanced line (sans raccordement pour fauteuil roulant), court, A = 178 mm, B = 76 mm		428,-
476L52=SK175	UniLink support appuie-tête: uniquement pour les appuie-tête Advanced line (sans raccordement pour fauteuil roulant), longueur, A = 305 mm, B = 76 mm		428,-
476L52=SK170	Raccordement pour fauteuil roulant: Connexion pour appuie-tête UniLink, par ex. pour relier le kit de montage pour fauteuil roulant ou le kit de montage clinique		48,-

Coloris de dossier		Suppl.
001	Argent brillant	-
002	Anthracite métallique	-
003	Noir profond (RAL 9005)	-
004	Bleu glace métallisé	-
005	Sparkle orange clair	-
009	Vinho sparkle	-
010	Bleu marine	-
012	Bleu ciel	-
013	Noir mat (RAL 9005)	-
014	Candy rouge	-
016	Gris clair métallique	-
017	Jaune RAL 1023	-
018	Rouge signalisation RAL 3001	-
020	Bleu saturne métallisé	-
021	Sparkle granny smith	-
022	Blanc crème RAL 9001	-
023	Blanc RAL 9016	-
026	Sparkling iron effect light	-
027	Shimano mat	-
037	Pink RAL 4010	-
048	Noir obsidienne (structure)	-
049	Granit métallique (structure)	-
050	Aubergine (structure)	-
051	Orange (structure)	-
052	Citron vert (structure)	-
053	Cerise cordia (structure)	-
054	Gris galetv (structure)	-
055	Myrtille (structure)	-
056	Blanc nacré	-
057	Vert feuillage	-
058	Vert menthe	-
059	Framboise	-
060	Bleu azur	-

Pelotes thoraciques gauche (uniquement en combinaison avec galbe actif, voir les dimensions à la page 7)						Suppl.
PD12	Fixe	S	M	L	XL	185,-
PD13	Amovible	S	M	L	XL	285,-

Pelotes thoraciques droit (uniquement en combinaison avec galbe actif, voir les dimensions à la page 7)						Suppl.
PD16	Fixe	S	M	L	XL	185,-
PD17	Amovible	S	M	L	XL	285,-

Accessoires						Suppl.
PD14	Bavette avec zip					66,-
PD15	Poignée					48,-
PD19	Soutien lombaire					68,-

				
Kit de montage	PD08 Quick Release	PD18 Amovible rapide (quick release), agréé pour le TPMP	PD10 2-Point Pro, agréé pour le TPMP	PD11 4-Point Pro
Fermeture rapide / amovible	✓	✓	–	–
Crash testé	–	✓	–	–
Plage de réglage d'inclinaison (en °)	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 15
Plage de réglage en largeur (en mm)	+/-25,4	+/-25,4	+/-25,4	+/-25,4
Fixation 2- ou 4-points	2	2	2	4
Découpe pour l'arceau dorsal	–	–	–	✓
Diamètre du tube (en mm)	19 – 25	19 – 25	15 – 25	19 – 25
Espace requis à l'arrière du tube du dossier (en mm)	121	121	121	89
Poids complet (en g)	580	600	560	580
Poids de la partie de la fixation restant sur le dossier (en g)	340	NA	NA	NA


Réglage de l'angle des kits de montage

	0°	5°	10°
Perte de profondeur d'assise	0 mm	19,1 mm	38,1 mm

Dimensions du cale-tronc*

Taille	S	M	L	XL
Hauteur (mm)	76	76	114	102
Profondeur (mm)	76	102	114	152

* uniquement en combinaison avec galbe actif



A gauche: cale-tronc fixe
A droite: cale-tronc amovible

Notes / Esquisses