


ottobock.

Korai rehabilitáció - első lépések amputáció után.



Quality for life

Korai rehabilitáció

A mobilitás visszaszerzése

Az Ottobock - a világ vezető végtag protéziseket gyártó vállalatoként – elkötelezetten támogatja a pácienseket, hogy visszanyerhessék a szabad mozgás képességét. A portfóliónkban található több ezer termék közül kiválasztottuk azt az ellátási megoldást, amely minden combamputált páciens számára ideális, függetlenül az életkorától, aktivitási szintjétől, fizikai állapotától és maximális biztonságban érzi magát.




A korai rehabilitációs program egy ellátási protokoll combamputált páciensek számára, melyben a felhasználó rendelkezésére áll egy mikroprocesszor vezérelt térdízület és egy speciális tokrendszer – a Varos tok a hozzátartozó egyedi linerrel. Ezekkel a korszerű eszközökkel tanulja meg a járást és a hétköznapi protézissel való tevékenységeket. A protetikai ellátás központi részét képező Kenevo térdízület, mint diagnosztikus eszköz is funkcionál az ortopédiai műszerészek számára, amely a végleges protézishez tartozó térdízület kiválasztásához nyújt segítséget.

„Egy közúti motorbalesetben vesztettem el a lábam. Az amputáció után szerettem volna minél hamarabb visszatérni a korábbi életemhez.”

László, építési vállalkozó

Amputációt követően a korai rehabilitációs időszak általában 2-6 hónapig tart. Számos tényező azonban jelentősen módosíthatja ennek időtartamát, kezdve a páciens fizikai állapotától és motiváltságától egészen a protézis megfelelő illeszkedéséig.

Idővonalunkon a Korai rehabilitációs program ütemezését mutatjuk meg a rehabilitációs időszak alatt.*




* A rehabilitáció egyes szakaszai a gyakorlatban egyénileg változhatnak.

László az amputációt követő rehabilitációs időszakban Kenevo térdízületet használt, számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy megbízzon az eszközben. Később gyógytornásza segítségével lépcsőről lépésre megtanult lépcsőn és egyenetlen felületeken is járni. Ma már C-Leg 4 mikroprocesszor vezérelt protézisrendszert használ. Építési vállalkozóként sokat utazik, járja az építkezéseket, ahol rengeteg akadállyal találkozik.



Korai rehabilitáció

Protetikai megoldás a rehabilitációs időszakban.



Ajánlott komponensek Kenevo térdízülethez

Protézis tok és adapter



6Y200
Varos liner



5A60
Varos tok



4R160
KISS lanyard rendszer



4R57
Forgató adapter



1C11
Terion K2




1C30
Trias

Protézisláb ideiglenes ellátáshoz

Járás a protézissel

A modern protézisek magas technológiai színvonalú, mindennapi használatra alkalmas termékek, amelyek biztosítják, hogy a páciensek a hétköznapjaikat a korábban megszokotthoz hasonlóan éljék. A Korai rehabilitációs program komponenseit úgy választottuk ki, hogy minden körülmények között támogassák használójukat a mozgásban, és a járás során a biztonság maradjon az elsődleges szempont.

A Kenevo térdízület kiemelkedő alkalmazkodó képességgel rendelkezik, teljesen a páciens egyedi igényeihez hangolható, és a protézis képes igazodni a fizikai állapot későbbi (például a rehabilitációnak köszönhető) javulásához is. Három választható aktivitási mód segíti a járástanulást, és biztosítja a mindennapi rutinhoz szükséges alapvető funkciókat, valamint járássegítő eszközök (pl. rollátor, könyökmankó, járóbot) használatát.



A Kenevo térdízületnek van egy további funkciója, mellyel még tovább minimalizálható az elesés kockázata, ez a Stumble Recovery Plus, a mindig aktív botlástgátló funkció. A küszöbök, szőnyeg végek, vagy burkolathibák problémáját „orvosolja”. A botlástgátló funkció érzékeli, ha használója megbotlik és a térdízület azonnal átvált nagy ellenállású hajlítási módba, fokozatosan lassítva a mozdulatot.

A Varos tok és a Varos liner a hagyományos tokrendszerekhez képest a nagyfokú rugalmasság és funkcionalitás előnyeit kínálja a felhasználóknak. Akár ülőhelyzetben is könnyedén felvehető és a szabadalmaztatott Boa rögzítési rendszernek köszönhetően mindenki maga állíthatja be a protézistok szorosságát a csonk pillanatnyi állapotának és az aktivitásnak megfelelően. Megbízható és könnyen adaptálható tokrendszer.



Rehabilitációs team

Csapatmunka.



„László egy pontosan adaptálható eszközt kapott, amelyet a testsémájába rögtön be tudott építeni, ezzel az autóvezetés, kültéri közlekedés, lépcsőn közlekedés megoldhatóvá vált. A mindennapi életét és a vállalkozását nagyon rövid időn belül folytatni tudta.”

Dr. Óváry Attila mozgásszervi, rehabilitációs szakorvos



„A páciens sokkal gyorsabban képes visszanyerni az aktivitását, nem kell várnia arra, hogy protézistokat cserél a műszerész. Csupán két kattintás a számítógépen illetve egy apró rövid mozdulat a token és máris követni tudtam az aktivitásban és a csonk állapotában bekövetkező változásokat a páciensnél.”


Csollák-Farkas Zoltán, ortopédiai műszerész

A páciens, a szakorvos, a gyógytornász és az ortopédiai műszerész alkotta csapat fő feladata, hogy biztosítsák az optimális ellátás létrejöttét, a protézis viselésre való felkészítéstől egészen az eszköz mindennapi használatának elsajátításáig.

Az ellátás sikerének a kulcsa maga a páciens is, hiszen hozzáállása döntően befolyásolja az ellátás sikerét.



„Az első találkozásnál már egy komplett protézist kaptam az Ottobock munkatársától, amit el is kezdtem használni. 2 hét múlva megtettem mankó nélkül az első lépéseket és azóta egyre jobban megy. És úgy érzem, hogy visszatértünk a régi kerék-vágásba.”
Eperjesi László, páciens



„Gyógytornászként nagyon fontosnak tartom, hogy a beteg ne csak bennem és az én szakmai tudásomban bizzon meg, hanem abban az eszközben is, amit közösen használunk. Ha megvan ez a bizalom, akkor hamarabb kialakul a biztonságérzet a felhasználóban, ezáltal az önbizalma is nő. Így maga a műtét utáni posztoperatív rehabilitáció sokkal gyorsabbá, dinamikusabbá tud válni.”
Kaposvári Anita, gyógytornász

Minden amit tudni kell

Korai rehabilitáció

Információ & Támogatás

Minden releváns információ a rendelkezésünkre áll a korai rehabilitációs programmal kapcsolatban. Kérjen konzultációs időpontot, ahol részletes tájékoztatást kaphat az ellátási és finanszírozási lehetőségekről, a terápiás és rehabilitációs folyamatról.

Rehabilitáció & Ellátás

A személyes tapasztalatszerzés érdekében valamennyi a programban használt termék kipróbálására lehetőséget biztosítunk. A partner ortopédtechnikai műhelyeken keresztül az ország számos rehabilitációs osztályán elérhető a program.

Kapcsolat

Bizalmon alapuló iparágban tevékenykedünk. Készek vagyunk segíteni a maximális függetlenség elérésében.

Lépjön velünk kapcsolatba:

www.ottobock.hu

info@ottobock.hu

Otto Bock Hungaria Kft.

1135 Budapest, Tatai u. 74.

06 1 451 1020

