

ottobock.

仙腸装具
スマートスパイン
SIサポート (50R236)



1. メカニカル アドバンテージ プーリーシステム

快適・簡単に骨盤への圧力を調整することができる、今までにない新しい滑車機構のシステムを採用。

2. 機能的でスリムなデザイン

機能的な機構でありながら目立たないスリムなデザインは、生体動作を妨げることなく快適に装着。

3. 簡単操作

腰の曲げ伸ばしが多い方や膝の屈伸運動が多い方にも、妨げになりにくく、簡単に操作が可能。

特長

骨盤帯の安定を図るための画期的なシステム

滑車機構を利用した構造で、簡単になおかつ適度な締め心地に調整できます。骨盤帯にフォーカスを当てた腹面 8.5cm 幅、背面 14cm (最大値) の仙腸装具です。

- 片手で簡単に締め加減を調整できる。
- 洋服の上からでも装着可能。
- 蒸れにくい素材。

適応

- 座骨神経痛
- 仙腸関節部痛
- 仙腸関節不安定症
- 恥骨結合開離症

*適応症例は、海外で認可されたものです。



プルケーブル



メカニカル アドバンテージ



取外し可能なパッド

パッドは左右に 2 個付属しており、装着者一人ひとりに合わせてパッドの位置を調整することが可能です。



プルケーブルの長さ調整

ケーブル本体のポケット部分には巻きつけ用のカードが入っており、巻きつけ量によってケーブルの長さを調整することができます。

簡単装着

3
ステップ



- ① 装具が左右均等になるよう骨盤まわりに巻き付けます。



- ② 腹部ストラップベルトを留めます。



- ③ プルケーブルを前方に引き、面ファスナー上に固定します。

試着用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるようデモ機をご用意しています。

- * ウエスト周径範囲からサイズをご確認ください。
- * 義肢装具製作施設からのお貸しとなります。

製品サイズ

サイズの測り方	発注品番	サイズ	適用範囲
			ウエスト周径 (cm)
製品番号	50R236=S/M	S/M	~89
	50R236=L	L	89~127



- 本体幅は約8.5cm* *平置き時の外寸値(参考)

《サイズの測り方》イラストのようにウエスト周径を測ります。

ホームページ



製品名 製品番号

スマートスパイン SI サポート 50R236



オットーボック製品や活動などご紹介
フェイスブック QR コード



お問い合わせ先

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 本誌掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。