


完成用部品



ユニラテラル アンクルジョイント
(17LA3N p.59掲載)との使用組合わせ例

片側支柱で製作することを目的として開発された固定膝継手です。片側支柱にすることで、片手でロックを解除することができます。

ロック解除を保持する機能もついており、バイクエクササイズなどを行うこともできます。



- ラミネーション製の下肢装具に使用する膝継手です。
- ラミネーション製作に使用するダミーが付属します。
- 743R6 (p.82)をご使用の場合はサイズ4をご使用ください。
- 股関節や膝関節に10度以上の拘縮が見られる、ねじる動きが強い、内外反変形が強い場合などは、1つ上のサイズを選択してください。
- 坐骨支持免荷タイプ製作の際は、両側支柱仕様にて製作してください。

発注品番	適応体重		左右	材質	適応支柱	入数
	片側支柱	両側支柱				
17LK3=R10-T	15kg	25kg	右	チタン	17LS3=10*	1個
17LK3=R12-T	20kg	40kg			17LS3=12*	
17LK3=R14-T	50kg	80kg			17LS3=14*	
17LK3=R16-T	85kg	120kg			17LS3=16*	
17LK3=R20-T	110kg	160kg			17LS3=20*	
17LK3=L10-T	15kg	25kg	左		17LS3=10*	
17LK3=L12-T	20kg	40kg			17LS3=12*	
17LK3=L14-T	50kg	80kg			17LS3=14*	
17LK3=L16-T	85kg	120kg			17LS3=16*	
17LK3=L20-T	110kg	160kg			17LS3=20*	