

肩関節腕つり装具

オモ インモビル スリング (50A8)

オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)


特徴

- 肩関節内旋位 / 外転位タイプのバリエーションあり
- 左右兼用
- シンプルデザインで簡単装着

脱着しやすいバックル

親指ストラップにより
前腕部のズレ防止

腰ベルトの装着で
安定保持



製品構成

2つのタイプの製品バリエーションから、疾患や症例に合わせて選択することができます。外傷や手術後などの肩関節を保持し、装着者の最適なポジションを実現します。

肩関節内旋位 腕つき装具

オモ インモビル スリング (50A8)


前腕を体幹前面で保持し(肩関節内旋位)、上肢を懸垂します。一般的なスリングに比べ、腰ベルトが付属しているため、上肢を体幹に固定し、安定した肢位で保持することができます。



肩関節外転位 腕つき装具

オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)

オモ インモビル スリング(50A8)に外転パッド(外転枕)が付属しています。これにより肩関節を15°外転位で保持、上肢を懸垂し、適切な肢位で肩関節および上肢を保持することが可能です。



製品サイズ

オモ インモビル スリング (50A8)

発注品番	サイズ	適用範囲
		前腕長 (cm)
50A8=S	S	29 ~ 34
50A8=M	M	34 ~ 38
50A8=L	L	38 ~ 41

- 左右兼用

オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)


発注品番	サイズ	適用範囲
		前腕長 (cm)
50A9=S	S	29 ~ 34
50A9=M	M	34 ~ 38
50A9=L	L	38 ~ 41

- 左右兼用



平置き時の外寸値(参考)

	S	M	L
幅A	約35cm	約40cm	約45cm



お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。