

# 肩関節腕つり装具

オモ インモビル スリング (50A8)

オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)


## 特徴

- 肩関節内旋位 / 外転位タイプのバリエーションあり
- 左右兼用
- シンプルデザインで簡単装着

脱着しやすいバックル

親指ストラップにより  
前腕部のズレ防止

腰ベルトの装着で  
安定保持



# 製品構成

2つのタイプの製品バリエーションから、疾患や症例に合わせて選択することができます。外傷や手術後などの肩関節を保持し、装着者の最適なポジションを実現します。

## 肩関節内旋位 腕つき装具

### オモ インモビル スリング (50A8)


前腕を体幹前面で保持し(肩関節内旋位)、上肢を懸垂します。一般的なスリングに比べ、腰ベルトが付属しているため、上肢を体幹に固定し、安定した肢位で保持することができます。



## 肩関節外転位 腕つき装具

### オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)

オモ インモビル スリング(50A8)に外転パッド(外転枕)が付属しています。これにより肩関節を15°外転位で保持、上肢を懸垂し、適切な肢位で肩関節および上肢を保持することが可能です。



# 製品サイズ

## オモ インモビル スリング (50A8)

| 発注品番   | サイズ | 適用範囲     |
|--------|-----|----------|
|        |     | 前腕長 (cm) |
| 50A8=S | S   | 29 ~ 34  |
| 50A8=M | M   | 34 ~ 38  |
| 50A8=L | L   | 38 ~ 41  |

- 左右兼用

## オモ インモビル スリング アブダクション (50A9)


| 発注品番   | サイズ | 適用範囲     |
|--------|-----|----------|
|        |     | 前腕長 (cm) |
| 50A9=S | S   | 29 ~ 34  |
| 50A9=M | M   | 34 ~ 38  |
| 50A9=L | L   | 38 ~ 41  |

- 左右兼用



平置き時の外寸値(参考)

|    | S     | M     | L     |
|----|-------|-------|-------|
| 幅A | 約35cm | 約40cm | 約45cm |



### お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2016 年 1 月現在のものです。