

1C56 Taleo Adjust. Pronti per la vita quotidiana.

Il *Taleo Adjust* è indicato per utenti attivi che si muovono in un'ampia gamma di ambienti interni ed esterni e che danno grande importanza alla flessibilità nella scelta delle calzature. Premendo un pulsante, possono impostare l'altezza del tacco appropriata da 0 a 7 cm.

Progettato per ottenere risultati ottimali

- Piede in carbonio con altezza tacco regolabile
- La facile regolazione dell'altezza infinitamente variabile
- da 0 a 7 cm consente agli utenti di indossare scarpe diverse, riproducendo l'allineamento protesico ottimale individuale.
- Il passaggio uniforme dal contatto del tallone a terra al distacco dell'avampiede consente un cammino facile e confortevole senza intoppi - a seconda del tipo di scarpa.
- Grazie ai tre diversi cunei del tallone, è possibile personalizzare sia la sollecitazione all'impatto del tallone sia la dinamica del passo, in base alle esigenze individuali.
- I fori nella pianta del cosmetico evitano che l'acqua si raccolga nella protesi.
- Protezione da acqua dolce, salata e con cloro.

Più di un piede. Un punto di riferimento.



Grado di mobilità	2, 3
Peso corporeo massimo	115 kg
Lato	sinistro (L), destro (R)
Misure	22 – 28 cm
Peso senza cosmetico*	680 g
Forma cosmetico	normale, taglio basso pianta normale, taglio basso pianta stretta
Colore cosmetico	beige (4), marrone chiaro (15)
Peso con cosmetico a pianta normale*	930 g
Altezza strutturale con cosmetico con pianta a forma normale*	118 mm
Altezza del tacco*	0 – 7 cm

* Misura di riferimento 26 cm.



Facile regolazione dell'altezza del tacco

Indossare un'ampia selezione di scarpe

Lamina di base testata Taleo a basso profilo

1C56. Modulo d'ordine.

Cliente

Codice cliente	
Ortopedia	
Via	
CAAP	Città
Tecnico Ortopedico	

Destinazione merci (se diverso dall'indirizzo del cliente)

Codice cliente	
Ortopedia	
Via	
CAAP	Città
Riferimento cliente	

Selezione della durezza della lamina in base a

1. peso corporeo e attività

Peso corporeo (kg)	Livello di attività ridotto	Livello di attività normale
fino a 51	1	2
da 52 a 58	2	3
da 59 a 67	3	4
da 68 a 77	4	5
da 78 a 88	5	6
da 89 a 100	6	7

2. misura piede

Misura piede	Durezza						
	1	2	3	4	5	6	7
22						-	-
23							-
24							-
25							-
26							-
27	-	-					
28	-	-					

nessuna restrizione

Esempio di ordine con cosmetico 2C8*:

1C56=R26-4-P/4

Cod. art.	Lato	Misura	Durezza	Colore
1C56	=		-	- P /

Lato	Misura (cm)	Durezza	Colore	Lato	Misura (cm)	Durezza	Colore
R destro	22, 23, ..., 28	1, 2, ..., 7	4 beige	R destro	22, 23, ..., 26	1, 2, ..., 7	4 beige
L sinistro			15 marrone chiaro	L sinistro			15 marrone chiaro

Esempio di ordine con cosmetico con basso taglio 2C15*:

1C56=R26-4-P/4N-L







Cod. art.	Lato	Misura	Durezza	Colore	Forma
1C56	=		-	- P /	

Lato	Misura (cm)	Durezza	Colore	Forma
R destro	22, 23, ..., 26	1, 2, ..., 7	4 beige	N-L normale con taglio basso (24-26)
L sinistro			15 marrone chiaro	S-L pianta stretta, taglio basso (22-23)



La fornitura comprende il piede 1C56, il cosmetico 2C8 con cover di connessione o il cosmetico 2C15 a taglio basso, il set di cunei per tallone 2F50 (che comprende tre diversi gradi di durezza) e un calzino Spectra nero.

Combinazioni consigliate*

TT	TF
 Valvola ad una via 4R140 + ginocchiera 453A30/40 ProFlex Plus + liner 6Y95 Caleo 3D or 4R180 Harmony P4 + ginocchiera 453A30/40 ProFlex Plus + liner 6Y512=*-P Uneo Fresh	 7T451=1 SiOCX TF Pro oppure liner 6Y110 Skeo Sealing + valvola 21Y21 Click Valve
 4R11=* Quickchange	 3C60* Kenevo, 3R85* Dynion, 3C98* C-Leg, 3B1* Genium oppure 3B5* Genium X3
	 4R57=WR Rotatore Waterproof 4R11=* Attacco Quickchange
	 3F1=* + 99B120=* Cosmesi funzionale

* Tutti i componenti sono venduti separatamente e sono disponibili prodotti Ottobock compatibili con il piede 1C56 *Taleo Adjust*, vantaggio che contribuisce a garantire prestazioni ottimali. I tecnici ortopedici devono scegliere i componenti in base ai criteri individuali del singolo paziente.