

1C56 Taleo Adjust.

Pregătit pentru viața de zi cu zi.

The *Taleo Adjust* a fost conceput pentru utilizatorii activi care desfășoară activități în medii interioare și exterioare variate și care acordă o mare importanță flexibilității în alegerea încălțăminte. Prin apăsarea unui buton, utilizatorii pot seta înălțimea potrivită a tocului de la 0 la 7 cm.

Proiectat pentru rezultate optime

- Picior din carbon reglabil pe înălțimea călcâiului/tocului încălțăminte
- Reglarea ușoară, variabilă, fără trepte prestabilite, a înălțimii tocului de la 0 la 7 cm permite utilizatorilor să poarte diferite tipuri de încălțăminte. Axarea protetică optimă poate fi reprodusă individual.
- Rulajul uniform de la contactul călcâi-sol, la antepicior, permite un mers confortabil – în funcție de încălțăminte.
- Datorită celor trei pene de amortizare diferite ale călcâiului, atât stresul de impact la contactul cu solul, cât și dinamica mersului pot fi personalizate în funcție de nevoile individuale.
- Rezistent la apă proaspătă, clorinată, sărată, reziduuri de săpun/țampon și coroziune
- Înelișul cosmetic al piciorului este prevăzut cu orificii de scurgere a apei

Mai mult decât un picior. Un fundament.



Grad de mobilitate	2, 3
Max. masă corporală	115 kg
Parte	stang (L), drept (R)
Mărime	22 – 28 cm
Masa fără anvelopă*	680 g
Forma Anvelopei	Normal, Normal low cut, Îngust low cut
Culoarea Anvelopei	beige (4), maro (15)
Masa normală a anvelopei*	930 g
Înălțimea construcției*	118 mm
Toc acceptat*	0 – 7 cm

* Dimensiunea de referință este 26 cm.



Reglare ușoară a înălțimii tocului

Se pot purta modele diferite de încălțăminte

Construit păstrând avantajele gamei de produse Taleo

1C56.

Formular de comandă.

Client

Nume client.

Companie

Strada

Cod Poștal Oraș

Protezist/Ortezist

Adresa de livrare (dacă diferă de cea a clientului)

Nume client.

Companie

Strada

Cod Poștal Oraș

Nr. ref.

Selectarea rigidității în raport cu

1. masa corporală și activitatea, precum și

Masa (kg)	Nivel activitate scăzut	Nivel activitate normal
Up to 51	1	2
52 to 58	2	3
59 to 67	3	4
68 to 77	4	5
78 to 88	5	6
89 to 100	6	7
101 to 115	7	-

2. Mărimea piciorului size

Rigiditate	Mărime						
	1	2	3	4	5	6	7
22	Fără restricții					-	-
23	Fără restricții					-	-
24	Fără restricții					-	-
25	Fără restricții					-	-
26	Fără restricții					-	-
27	-	-					
28	-	-					

Exemplu de comanda cu 2C8* Anvelopa: 1C56=R26-4-P/4

Nr. Art.	Parte	Mărime	Rigiditate	Culoare
1C56	=		-	- P /

Parte	Mărime (cm)	Rigiditate	Colour
R Dreapta	22, 23, ..., 28	1, 2, ..., 7	4 Bej
L Stânga			15 Maro

Exemplu de comandă cu 2C15* Anvelopa low cut: 1C56=R26-4-P/4N-L

Nr. Art.	Parte	Mărime	Rigiditate	Culoare	Formă
1C56	=		-	- P /	

Parte	Mărime (cm)	Rigiditate	Culoare	Formă
R Dreapta	22, 23, ..., 26	1, 2, ..., 7	4 Bej	N-L Normal low cut (24-26 cm)
L Stânga			15 Maro	S-L Îngust low cut (22-23 cm)



Livrarea include modulul de picior protetic 1C56, anvelopa de picior 2C8, inclusiv brățara de conectare la cosmetic 2C15, set de pene pentru călcai 2F50 (cuprinzând trei grade diferite de duritate) și un ciorap negru Spectra.

Configurații Recomandate*

TT	TF
<p>4R140 Valvă uni-sens + 453A30/40 Genunchieră ProFlex Plus+6Y95 Caleo 3D</p> <p>4R180 Harmony P4 + 453A30/40 Genunchiera ProFlex Plus + 6Y512=*-P Uneo Fresh</p>	<p>7T451=1 SiOCX TF Pro</p> <p>6Y110 Skeo Sealing + 21Y21 Click Valve</p>
<p>4R11=* Quickchange</p>	<p>3C60* Kenevo, 3R85* Dynion, 3C98* C-Leg, 3B1* Genium or 3B5* Genium X3</p> <p>4R57=WR Adaptor de rotație, rezistent la apă</p> <p>4R11=* Quickchange</p>
	<p>3F1=* + 99B120=* Cosmetic funcțional</p>

* Toate componentele sunt vândute separat și sunt disponibile produse Ottobock care sunt compatibile cu piciorul 1C56 *Taleo Adjust*, care ajută la asigurarea performanțelor optime. Practicienii trebuie să selecteze componente pe baza criteriilor individuale ale pacientului.