

1C62 Triton Harmony

1 Adapter

Piramis adapter nagy szilárdságú titánból.

2 Funkcionális gyűrű

3 az 1-ben elasztomer funkcionális gyűrű a Harmony rendszerhez szükséges vákuumszeleppel, vertikális rezgéscsillapítóval és rotációs funkcióval.

3 Lengéscsillapító egység

A Triton Harmony lengéscsillapító háza könnyű alumíniumból készült.

4 Triton protézisláb – modul

Az előláb és a sarok karbon rugója alkotja a teherviselő szerkezetet. Ezeket az elemeket a nagy teljesítményű polimer alaprugó kapcsolja össze és integrálja. A Triton ennek köszönhetően különösen harmonikus és sima átgördülést biztosít.



A Triton Harmony kiválóan ötvözi az 1C60 Triton karbon protézisláb funkcionalitását a Harmony P3 technológiával, amelynek eredménye egy kompakt kialakítású és magas funkciójú protézisláb-rendszer integrált Harmony pumpával. Hatékonyan csillapítja a talaj felől érkező erőket és lehetővé teszi a torziós mozgást. Innovatív kialakítása széles körű alkalmazást tesz lehetővé, a mindennapos tevékenységektől kezdve egészen a szabadidős sportokig. A Harmony P3 technológia javítja a csont és a protézis közötti kapcsolatot és a propriocepciót, valamint erős kontrollt és nagy biztonságot nyújt szinte minden helyzetben. A Triton Harmony a lábszáramputált, térdexartikuláción átesett, combamputált vagy csípőexartikulált, közepes vagy magas aktivitású protézisviselők ellátására alkalmas, akik igénylik a beépített vákuum technológiát.

Előnyök

- Az 1C60 Triton kiváló dinamikája és flexibilitása
- Szoros kapcsolat a protézis és a csont között: megnöveli a protézis kontrollálhatóságát és nagyobb biztonságot jelent
- Nagymértékben tehermentesíti a csontot
- Kiválóan alkalmazkodik az egyenetlen talajviszonyokhoz
- Kompakt kialakítású
- 150 kg-os testsúlyig alkalmazható.

Műszaki információ

Aktivítási szint	MOBIS 3 – 4
Terhelhetőség	150 kg (MOBIS 3), 125 kg (MOBIS 4)
Méretek	21 – 30 cm
Kozmetikai borítás	Keskeny forma, 15 mm sarokmagassághoz (21 – 27 cm) Normál forma, 10 mm sarokmagassághoz (24 – 30 cm)
Adaptálhatóság	Két sarokékkal szállítva
Súly kozmetikai borítás nélkül*	kb. 760 g
Súly normál kozmetikai borítással*	kb. 980 g
Rendszermagasság normál kozmetikai borítással*	177 mm
Talajtól való távolság normál kozmetikai borítással*	195 mm
Elforgás	max. ± 9°
Javasolt térdízületek	3R60, 3R46, 3R55, 3R95, 3R80, C-Leg, C-Leg compact, Genium

*A műszaki adatok a 26 cm-es méretre vonatkoznak

1C62 Triton Harmony

Rendelési információ

Mennyiség	Cikkszám	Oldal	Méret	- Keménység	- Funkcionális gyűrű keménysége	- P /	Szín	Forma
	1C62=			-	-	- P /		
	1C62=			-	-	- P /		

Oldal	Méret [cm]
Jobb R	21, 22, ..., 30
Bal L	

Mellékelt tartozékok:
2C6 kozmetika, Spectra zokni, 2 db 2F60 sarokék
és az előre beállított Funkcionális gyűrű.

Szín	Forma
Bézs 4	Normál N
Világos barna 15	Keskeny S

Rendelési példa
1C62=R27-2-3-P/4N



Kiválasztási segédlet (keménység- Funkcionális gyűrű keménysége)

Testsúly	Méret									
	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
40 – 47 kg	1-0 külön rendelésre: kérjük lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal									
48 – 55 kg	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	-	-	-	-
56 – 65 kg	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2
66 – 75 kg	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
76 – 87 kg	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
88 – 100 kg	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
101 – 112 kg	-	-	-	-	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6*	4-6*
113 – 125 kg	-	-	-	-	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7*	4-7*
126 – 137 kg	-	-	-	-	5-8	5-8	5-8*	5-8*	5-8*	5-8*
138 – 150 kg	-	-	-	-	5-9	5-9	5-9	5-9	5-9	5-9

- Keskeny kozmetikai borítás (15 mm sarokmagassághoz)
- Mindkét kozmetikai borítással rendelhető
- Normál kozmetikai borítás (10 mm sarokmagassághoz)

* C-leg térdízülettel való kombináció esetén lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.