

膝蓋骨動揺制限サポーター  
ゲニユ カレッツァ パテラ スタビライザー (8360)



ポイント 1 半月形状のパッドが、膝蓋骨を側方からしっかりサポート


ポイント 2 膝関節の動きを妨げないコンパクト設計

ポイント 3 左右兼用構造

## 特長

### 膝蓋骨を側方からサポート

サポーター本体内側の膝蓋骨側方に半月形状のパッド（Cシェイプパッド）を内蔵しています。パッドは、本体に取付けられた折返し式の2本のストラップに連結しており、それぞれのストラップを調整することで、膝蓋骨を側方から的確にサポートし、圧迫の強さを調整することができます。



## 製品サイズ

サイズの測り方	発注品番	サイズ	適用範囲		
			大腿周径(cm)	膝蓋骨中心周径(cm)	下腿周径(cm)
	8360=XXS-7	XXS	36~40	27~30	29~32
	8360=XS-7	XS	40~44	30~34	32~35
	8360=S-7	S	44~48	34~37	35~38
	8360=M-7	M	48~52	37~41	38~41
	8360=L-7	L	52~56	41~44	41~44
	8360=XL-7	XL	56~61	44~48	44~48
	8360=XXL-7	XXL	61~67	48~51	48~51

- 左右兼用

- 計測値が2サイズにまたがる場合は、大きい方のサイズをお選びください。

- 本体全長は約15cm

《サイズの測り方》イラストのように蓋骨中心周径および蓋骨中心から上下15cmの大腿部、下腿部の周径を測ります。

## 試着用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるようデモ機をご用意しています。

\* 上記サイズ表を参考にサイズ選択してください。

\* 義肢装具製作施設からのお貸しとなります。

## オトターボック膝装具のバリエーション



ゲニュー カレットツァ  
パテラスタビライザー  
(8360)



パテラプロ  
(8320N)



ゲニューディレクサ  
(8353)



ゲニューディレクサ  
ステッブル  
(8353)



ゲニュー インモビル 0°  
(8060)



ゲニュー アレクサ  
(50K13)

ホームページ



製品名 製品番号



ゲニュー カレットツァ パテラ スタビライザー 8360



オトターボック製品や活動などご紹介  
フェイスブック QR コード



お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・本誌掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。