

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Bon de commande.

### Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom \_\_\_\_\_

Rue, No \_\_\_\_\_

CP, lieu \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

### Devis

### Commande

### Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

### Configuration de base

N° d'article: 480F160=0\_AA07\_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.015

### Prix de base: CHF 4'103.00

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes, séparé, pivotant et amovible
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

### Châssis pliant

### Poids maximum utilisateur 140 kg

**Crash-test selon ISO 7176-19** (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.  
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Bon de commande.

### Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



**SB=** cm

**Largeur d'assise**  
bord extérieur du tube du cadre –  
bord extérieur du tube du cadre



**ST=** cm

**Profondeur d'assise**  
Bord avant de la toile d'assise –  
Tube de dossier



**vSH=** cm

**Hauteur d'assise avant**  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**hSH=** cm

**Hauteur d'assise arrière**  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**RH=** cm

**Hauteur du dossier**  
Bord supérieur du tube d'assise –  
bord supérieur de la toile de dossier



**UL=** cm

**Longueur de tibia**  
Bord supérieur de la toile d'assise –  
bord supérieur du repose-pied (milieu)

#### Adduction du châssis avant

#### Prix

MA14	0 cm adduction	–
MA15	2 cm adduction	–
27142.000	<b>Châssis en abduction</b> (3 cm par côté) à partir d'une profondeur d'assise de 40 cm, uniquement avec roues motrices de 24"	sur demande

#### Croisillon

#### Prix

MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–
MA101	Double	–

#### Utilisation de l'assise

#### Prix

Standard	–
MB50 Assise pour trottiner (garde au sol réduite à la livraison)*	–

\* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

#### Largeur d'assise (SB) en cm

#### Prix

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Profondeur d'assise (ST) en cm

#### Prix

36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

#### Prix

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55						

#### Accessoires de châssis

#### Tarif-Ziffer

#### Prix

MA50	Roulettes de transit, la paire	237.–
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000
MA55	Anti-bascule, escamotable, droit	30.501.000
MA56	Anti-bascule, escamotable, gauche	30.501.000
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000

\* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Bon de commande.

<b>Roues directrices</b> (voir tableau A en annexe)		<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Prix</b>
MF30	4" bandages, noir	30.511.000	–
MF35	4" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF31	5" bandages, noir	30.511.000	–
MF36	5" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF04	5,5" bandages, gris	30.511.000	–
MF05	6" pneumatiques, gris	30.511.000	–
MF32	6" bandages, noir	30.511.000	–
MF37	6" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF07	7" pneumatiques	30.511.000	–
MF08	7" bandages, gris	30.511.000	–

### Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51								

<b>Taille des roues motrices</b> (voir tableaux B/C en annexe)		<b>Prix</b>
MG01	22"	–
MG02	24"	–
MG00	25"	–
SBK13335.000	26"	sur demande

### Carrossage des roues motrices

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

### Position horizontalee des roues motrices (voir tableau D en annexe)

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

<b>Jantes roues motrices</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG06	Jantes creuses				–
MG10	Spinergy SPOX				692.–
MG11	Spinergy LX				806.–
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons noirs				883.–
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons blancs				883.–
MG15	Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)				172.–
MG150	Infinity Ultralight, coloré, (non compatible avec pneu à bandages)				243.–
MG80	Avec freins à tambours pour accompagnateur*				573.–
MG831	Double main courante gauche avec flasques*	90.101.000			1'340.–
MG831	Double main courante droit avec flasques*	90.101.000			1'340.–
23798.000	Double main courante avec freins à tambour*				sur demande

\*: uniquement avec carrossage 0°

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Bon de commande.

<b>Pneumatiques</b>		30.511.000	<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG30	<b>Pneus 1 3/8<sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup></b>					–
MG31	<b>Pneus Schwalbe RightRun 1"</b> <sup>3)</sup>					–
MG34	<b>Bandages 1"</b> <sup>1)</sup> <sup>3)</sup>					–
MG341	<b>Bandages 1", noir</b> <sup>1)</sup> <sup>3)</sup>					–
MG37	<b>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>					59.–
MG200	<b>Schwalbe One 1"</b> <sup>3)</sup>					77.–

<sup>1)</sup> incompatible avec MG15/150

<sup>2)</sup> incompatible avec MG10/11/12

<sup>3)</sup> incompatible avec MG197/198/199

<b>Mains courante</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG50	<b>Aluminium enduit noir, grand diamètre</b>				–
MG52	<b>Aluminium argent anodisé, grand diamètre</b>				MehrPrix
MG53	<b>Aluminium argent anodisé, petit diamètre</b>				MehrPrix
MG54	<b>Aluminium plastifié, grand diamètre</b>	70.171.000			MehrPrix
MG56	<b>Inox poli, grand diamètre</b>				MehrPrix
MG57	<b>Inox poli, petit diamètre</b>				MehrPrix
MG63	<b>CURVE L anodisé</b> (forme ergonomique)	70.171.000			MehrPrix
MG65	<b>Gekko</b> (forme ergonomique/ force manuelle réduite)	70.171.000			MehrPrix
MG64	<b>Curve L Grip</b> (forme ergonomique/ faible force manuelle)	70.171.000			MehrPrix

<b>Montage mains courante</b>		<b>Prix</b>
MG70	<b>Montage étroit:</b> 15 mm	–
MG71	<b>Montage large:</b> 25 mm	–

<b>Prolongation d'empattement, adaptation frein incluse</b> (incompatible avec Shock Absorber)	<b>Prix</b>
MG86 <b>Extra-longue</b> (ne pas homologué pour le TPMR)	376.–
MG82 <b>Extra-longue avec 2ème raccord</b> (ne pas homologué pour le TPMR)	397.–
MG46 <b>Sans prolongation d'empattement</b>	–

<b>Système d'axes à démontage rapide</b>		<b>Prix</b>
MG27 <b>Axes à démontage rapide</b>		–
MG28 <b>Axes à démontage rapide pour tétraplégique</b>	190.–	

<b>Accessoires de roues motrices</b>		<b>Prix</b>
MG87 <b>Pompe haute pression, 14 bar</b>	175.–	

<b>Amortisseurs arrière Shock absorber*</b> (ne pas homologé pour le TPMR)	<b>Prix</b>
MG97 <b>Amortisseurs souples</b> (jusqu'à 60 kg)	671.–
MG98 <b>Amortisseurs moyens</b> (de 61 kg à 100 kg)	671.–
MG99 <b>Amortisseurs durs</b> (de 101 kg à 140 kg)	671.–

\* incompatible avec prolongation d'empattement (MG82 et MG86)

<b>Freins</b>		<b>Prix</b>
MH01	<b>Freins standards 4.0, levier court</b>	30.503.000
MH30	<b>Freins standards 4.0, levier long</b>	30.503.000
MH05	<b>Freins ciseaux</b> (option CLT)	30.503.000
MH06	<b>Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur*</b> ne pas compatible avec freins à tambour	30.503.000
MH08	<b>Freins à commande unilatérale, droit*</b>	30.503.000
MH09	<b>Freins à commande unilatérale, gauche*</b>	30.503.000

\* ne pas compatible avec pneu à bandages

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Bon de commande.

Accessoires de freins											Prix
MH10	<b>Rallonges de leviers de freins fixes</b>									30.504.000	61.-
MH21	<b>Rallonges de leviers de freins emboîtables</b> uniquement en combinaison avec MH01									30.504.000	61.-
<b>Hauteur de dossier [RH] en cm</b>											
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5		
50	52,5	55									
Systeme de dossier			Prix								
MD01	<b>Tube de dossier droit réglable en hauteur</b>										-
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm							
MD09	<b>Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur</b>										-
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm							
MD10	<b>Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°)</b> (ne pas homologué pour TPMR)									384.-	
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm								
MD11	<b>Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale</b> (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)									298.-	
117423.000	<b>Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz</b> ne pas homologué pour le TPMR									sur demande	
Conception du dossier			Prix								
MD03	<b>En nylon, réglable en tension par sangles</b>									81.-	
MD05	<b>Tissu respirant, réglable en tension par sangles</b>										-
MD18	<b>Ultra-légère</b> (option CLT)									63.-	
MD93	<b>Baxx dossier en alu, série AL (actif) - monté</b>									70.131.000	1'150.-
MD06	<b>Sans</b>										-
24959.001	<b>Rembourrage doublé</b> en nylon en tissu respirant									sur demande	
Toile de dossier élargi			Prix								
MD80	<b>+ 2 cm</b>										-
MD81	<b>+ 4 cm</b>										-
MD82	<b>Sans</b>										-
Hauteur du dossier Baxx			Prix								
MD91	<b>Bas</b> (25 cm)										
MD94	<b>Moyenne</b> (33 cm)										
MD95	<b>Standard</b> (41 cm)										
Galbe du dossier Baxx			Prix								
MD84	<b>Actif</b> (6 cm)										-
MD85	<b>Profond</b> (10 cm)										-
<b>Autres systèmes dorsaux Baxx</b> (joindre le bon de commande, restrictions possibles selon le modèle)		70.131.000									Prix
Baxx - dossier en aluminium (joint)		Prix selon bon de commande Baxx									
Poignées			Prix								
MD50	<b>Courtes</b>									30.510.000	-
MD51	<b>Longues</b>									30.510.000	-
MD52	<b>Télescopiques, longues</b>									30.510.000	261.-
MD55	<b>Réglables en hauteur, amovibles</b>									30.510.000	312.-
MD45	<b>Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx</b>									30.510.000	312.-
MD56	<b>Rabattables</b> (charge maximale 125 kg)									30.510.000	193.-
MD59	<b>Sans poignées</b>										-
40244.000	<b>Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm</b>									sur demande	

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

Bon de commande.

<b>Accessoires du dossier</b>		<b>Prix</b>
MD58	Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD55 possible	162.-
<b>Positionnement thoracique</b>		<b>Prix</b>
MD74	UniLink- support thoracique latéral, grand, droit	70.135.000 422.-
MD75	UniLink- support thoracique latéral, grand, gauche	70.135.000 422.-
MD76	UniLink- support thoracique latéral, moyen, droit	70.135.000 422.-
MD77	UniLink- support thoracique latéral, moyen, gauche	70.135.000 422.-
<b>Protège-vêtements / Accoudoirs</b>		<b>Prix</b>
ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000 -
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000 -
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	30.508.000 433.-
ME05	Accoudoirs aluminium à manchettes courtes, réglables en hauteur	30.508.000 418.-
ME06	Accoudoirs aluminium à manchettes longue, réglables en hauteur	30.508.000 418.-
ME17	Accoudoir alu à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	30.508.000 482.-
SBK24811.010	Protège-vêtements avec accoudoir enfichable (pas en combinaison avec croisillon simple)	xx.508.000 sur demande
<b>Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène</b>		<b>Prix</b>
ME50	Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable (pas en combinaison avec ME05 et ME06)	30.508.000 507.-
	court                          long                          long, extra haute	30.508.000
ME60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)	378.-
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, droite	70.161.000 295.-
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, gauche	70.161.000 295.-
ME67	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche	70.161.000 495.-
ME68	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droit	70.161.000 495.-
ME61	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite *	444.-
ME62	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche *	444.-
*: remplace l'accoudoir existant		
<b>Manchette avant-bras en gouttière</b>		<b>Prix</b>
ME70	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche	70.135.100 102.-
ME71	Manchette avant-bras en gouttière monoblock, droite	70.135.100 102.-
<b>Toile d'assise</b>		<b>Prix</b>
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	30.507.000 -
MC15	Toile d'assise avec poches de rangement (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000 65.-
MC18	Ultra-légère (option CLT)	70.142.000 63.-
MC06	Sans	-
<b>Coussins d'assise</b>		<b>Prix</b>
MC01	Standard (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 88.-
MC02	Cubic (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 205.-
MC05	Evolight (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 425.-
MC20	Terra (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 344.-
MC21	Terra Aquos (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 395.-
MC22	Terra Flair (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000 691.-
MC23	Cloud (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000 1'037.-
MC29	Livo (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 133.-
MC30	Evoflair (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000 439.-

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Bon de commande.

<b>Repose-jambes</b>		<b>Prix</b>
MB000	<b>Palette, monobloc, réglable en inclinaison [large] (MB100)</b>	30.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)	95.–
MB001	<b>Palette, monobloc, réglable en inclinaison [étroite] (MB100)</b>	–
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)	95.–
MB010	<b>Palettes séparées, réglable en inclinaison, repliable (MB100)</b>	30.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
MB000	<b>Palette monobloc, pour petite longueur de tibia (MB150)</b>	250.–
MB15	<b>Pivotant vers le haut avec compensation de longueur, paire (MB100)*</b>	70.151.000
MB16	<b>Pivotant vers le haut avec compensation de longueur, droite (MB100)*</b>	70.151.000
MB17	<b>Pivotant vers le haut avec compensation de longueur, gauche (MB100)*</b>	70.151.000
MB21	<b>Soutien de moignone, droite</b>	70.154.000
MB22	<b>Soutien de moignone, gauche</b>	70.154.000
MB85	<b>Stealth soutien de moignon, gauche</b>	70.154.000
MB86	<b>Stealth soutien de moignon, droite</b>	70.154.000
MB87	<b>Stealth soutien de moignon, 1 paire</b>	2x 70.154.000
MB80	<b>Sans</b>	1'240.–

\* avec palettes en composite

<b>Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)</b>	<b>Prix</b>
--------------------------------------------------------	-------------

UL = Bord supérieur de la toile d'assise – bord supérieur du repose-pied (milieu) plage de réglage: 16 – 55 cm

<b>Longueur du tube de potance (sans coussin) (voir tableau E en annexe)</b>	<b>Prix</b>
MB40      Courte	–
MB41      Moyenne	–
MB42      Longue	–
MB43      Extra longue	–

<b>Accessoires</b>	<b>Prix</b>
MZ51      Ceinture avec boucle en métal	149.–
MZ59      Petite poche pour le téléphone portable	41.–
Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)	
	net 22.–

<b>Flasques</b>	<b>Prix</b>
MG90      Transparent	30.509.000
MG100     Motif 'Graphics'	226.–
MG101     Motif 'Miracle'	286.–
MG102     Motif 'Network'	286.–
MG103     Motif 'Robots'	286.–
MG104     Motif 'Spectrum'	286.–

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Bon de commande.

Coloris châssis		Prix
002	Anthracite métallique	–
003	Noir profond RAL 9005	–
023	Blanc RAL 9016	–
048	Noir obsidienne (structure)	– (avant: noir profond mat structure)
051	Orange (structure)	–
057	Vert feuillage	–
058	Vert menthe	–
059	Framboise	–
060	Bleu azur	–
001	Argent brillant	–
012	Bleu ciel métallique	–
014	Candy rouge	–
027	Shimano mat	–
056	Blanc nacré	–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	sur demande
Coloris: Infinity Ultralight / Fourches	(uniquement en combinaison avec MG150)	Prix
	Sparkle light orange	–
	Marine Blue	–
	Candy Red	–
	Sparkle Granny-Smith	–
Coloris: Dossier Baxx	(uniquement en combinaison avec MD93)	Prix
MD89	Blanc RAL 9016	–
MD90	Noir obsidienne (structure)	–
MD88	Dans la couleur du châssis du fauteuil roulant	–
Autres accessoires		Prix
MZ52	Kit d'outils	58.–
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.–
MZ65	Eclairage actif	44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	102.–
Kit de montage pour appuie-tête (horizontal)		Prix
MZ54	Kit de montage	296.–
MZ61	Kit de montage clinique	186.–
Appuie-tête / -nuque pour UniLink		Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M	660.–
MZ106	Combo (en 3 parties), taille L	890.–
Accessoires pour UniLink		Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm	105.–
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm	105.–
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm	105.–

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Information.

### A) Hauteur d'assise avant [vSH] / Roues directrices

Hauteur d'assise avant	4"	5"	5,5"	6"	7"
Roues directrices	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Information.

### B) Hauteur d'assise arrière → Taille des roues motrice

Hauteur d'assise arrière avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hauteur d'assise arrière avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hauteur d'assise			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Information.

### C) Profondeur de l'assise [ST] / Position des roues motrices horizontale

Position des roues motrices A horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices B horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Position des roues motrices C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Information.

Position des roues motrices D horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●	●									
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●							
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices F horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●	●									
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●							
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Information.

Position des roues motrices G horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●							
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	





Position possible

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V. Information.

## D) Position de la roue motrice / Distance du point de basculement (en mm)

Dimension (horizontale) entre le centre de l'axe et le sommet du tube dorsal (bord avant) / barre d'assise (bord supérieur)	
Position de la roue motrice	Distance point de basculement
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (pas possible pour CLT)

Distance point de basculement



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droit vers gauche, la côté gauche vers droit.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V.

## Information.

### E) Longueur de tibia [UL] → Longueur du tube de potance

Tube de potance	Longueur de tibia [cm]					
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm			Typ tube de potence avec adduction 2 cm		
	Palette monobloc, Palettes séparées		Repose-james relevable gauche ou droite	Repose-james relevable, la paire	Palette monobloc, Palettes séparées	
Palette aluminium	Palette composite				Palette aluminium	Palette composite
Courte	33 – 43	38 – 43	30 – 39	28 – 39	32 – 40	34 – 42
Moyenne	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Longue	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra longue	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–

## Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V. Information.



**MA51/52**  
Aide au  
basculement



**MA55/56**  
Anti-basculement



**MA57/58**  
Porte-canette



**MF35/36/37**  
4" softroll, jantes aluminium



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG11**  
Spinergy LX



**MG83**  
Double main courante



**MG197/198/199**  
Smoother Wheels




**MG63**  
Curve L



**MG65**  
Gekko




**MG64**  
Curve L Grip



**MG28**  
Axes à démontage rapide pour  
tétraplégique



**MH05**  
Freins ciseaux



**MD10**  
Dossier inclinable en plages  
de 6°



**MD11**  
Dossier rabattable



**MD93**  
Dossier Baxx (aluminium)

## Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V. Information.



**MD55**  
Poignées réglables en hauteur,  
amovibles




**MD56**  
Poignées rabattables




**ME50**  
Accoudoir-tube




**MC15**  
Toile d'assise avec  
POCHES de rangement



**ME60**  
Tablette thérapeutique




**ME66**  
Demi-Tablette thérapeutique



**ME67/68**  
Demi-Tablette thérapeutique,  
rabattable



**ME70/71**  
Manchette avant-bras en  
gouttière monobloc



**MC20**  
Terra



**MC21**  
Terra Aquos



**MC22**  
Terra Flair



**MC23**  
Cloud



**MB120**  
Palette tube



**MB150**  
Palette monobloc pour petite  
longueur de tibia




**MB85/86/87**  
Stealth Soutien de  
moignon



**MG100**  
Motif 'Graphics'


## Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-V. Information.




**MG101**  
Motif 'Miracle'



**MG102**  
Motif 'Network'



**MG103**  
Motif 'Robots'



**MG104**  
Motif 'Spectrum'



**MZ58**  
Sac pour roues motrices




**MZ59**  
Petite poche pour le téléphone portable




**MZ89**  
Protection pour axe de roue à démontage rapide



**MZ93**  
Sac à dos pour fauteuil roulant



**MZ54**  
Kit de montage pour  
appiue-tête



**MZ61**  
Kit de montage pour  
appiue-tête



**MZ105**  
Appiue-tête Comfort Plus



**MZ106**  
Appiue-tête Combo