# ottobock.

## 腰椎装具 ランボ ディレクサ (50R50)

1. 腰椎をしっかりサポート

背面の高さを 24cm と少し高く設計し、安定性を高める 4 本の支持体を内蔵


2. 適度な腹圧を保持

程よい硬さの芯材を前面に入れ、丸まりにくく、また適度な腹圧を保持

3. 高い操作性

手指ポケットがついており、本体装着の際に締め込みやすい





#### ●特長

背部には4本のプラスチックステーを内蔵しています。また腹 部には程よい硬さの芯材を入れ、丸まりにくく適度な腹圧を 保持します。本体には手指を入れるポケットがついており装着 しやすくなっています。

#### ●お客様の声

- ・装具高さ幅が大きい為、しっかりと固定されている気がする
- ・クロスストラップを締めると体にピタッとして気持ちいい
- ・本体の指を入れるポケットが使いやすい。

### ● 簡単装着







クロス

ストラップ




3 装着位置や締め具合いを 確認し、装着完了です。

#### ● 試着用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう 全サイズをご用意しています。

- \* 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- \* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

### ● 製品サイズ サイズの測り方



発注品番	サイズ	適用範囲
		ウエスト周径 (cm)
50R50=XS	XS	70~80
50R50=S	S	80~90
50R50=M	М	90~100
50R50=L	L	100~110
50R50=XL	XL	110~120
50R50=XXL	XXL	120~130

イラストのようにウエスト周径を測ります。



ホームページ 🚹 フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介!

検索サイトまたは QR コードにてご覧いただけます。 ランボディレクサ 50R50



フェイスブック QR コード



お問合わせ先

・本カタログの適応は油・本カタログの適応は油・本カタログの適応は油

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。
- ・本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。

Ottobock Japan K.K. · O-20180601-PIT · Product Information

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F TEL. 03-6739-4090(代表) FAX. 03-6739-4097