

腰椎装具

ランボ ディレクサ (50R50)

1. 腰椎をしっかりサポート

背面の高さを 24cm と少し高く設計し、安定性を高める 4 本の支持体を内蔵

2. 適度な腹圧を保持

程よい硬さの芯材を前面に入れ、丸まりにくく、また適度な腹圧を保持

3. 高い操作性

手指ポケットがついており、本体装着の際に締め込みやすい

Quality for life

適応

- ▶ 中程度の腰痛
- ▶ 坐骨神経痛
- ▶ 腰椎部の筋力低下 / バランス不良
- ▶ L4-S1 椎間板ヘルニア

腰椎装具

ランボ ディレクサ (50R50)

◆ 特長

背部には4本のプラスチックステーを内蔵しています。また腹部には程よい硬さの芯材を入れ、丸まりにくく適度な腹圧を保持します。本体には手指を入れるポケットがついており装着しやすくなっています。

◆ お客様の声

- ・ 装具高さ幅が大きい為、しっかりと固定されている気がする
- ・ クロスストラップを締めると体にピタッとして気持ちいい
- ・ 本体の指を入れるポケットが使いやすい。

◆ 簡単装着


3
ステップ



① 本体を背部から回し装着します。



② クロスストラップを留めます。



③ 装着位置や締め具合を確認し、装着完了です。


◆ 試着用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。

- * 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- * 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

◆ 製品サイズ

サイズの測り方



イラストのようにウエスト周径を測ります。

発注品番	サイズ	適用範囲
		ウエスト周径 (cm)
50R50=XS	XS	70~80
50R50=S	S	80~90
50R50=M	M	90~100
50R50=L	L	100~110
50R50=XL	XL	110~120
50R50=XXL	XXL	120~130



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介！

検索サイトまたはQRコードにてご覧いただけます。



フェイスブック QRコード



お問い合わせ先

- ・ 本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・ 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・ 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・ カatalogの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・ 本カタログの内容は2018年6月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112