

Матрица подбора коленных модулей

	3R40		3R41		3R15/49		3R93		3R90		3R20/36		3R92		3R78		3R106		3R60/3R60-pro		C-Leg compact		3R55		3R80		3R95		C-Leg		Genium		Genium X3	
	Одноосный коленный модуль с фиксатором		Одноосный коленный модуль с фиксатором		Коленный модуль с тормозным механизмом и пружинным толкателем		Коленный модуль с тормозным механизмом и фиксатором		Коленный модуль с тормозным механизмом и встроенным пружинным толкателем		Четырехосный полицентрический коленный модуль Хаберманна со встроенным толкателем		Коленный модуль с пневматическим управлением		Четырехосный полицентрический коленный модуль с пневматическим управлением		Четырехосный полицентрический коленный модуль с пневматическим управлением		Пятиосный полицентрический коленный модуль с гидравлическим управлением		Система протеза нижней конечности с микро-процессорным управлением		Полицентрический коленный модуль с гидравлическим управлением		Одноосный коленный модуль с ротационной гидравликой		Одноосный коленный модуль с гидравлическим управлением		Система протеза нижней конечности с микро-процессорным управлением		Бионическая система протезирования		Бионическая система протезирования	
Макс. вес тела	100 кг		125 кг		100 кг		125 кг		125 кг		125 кг		125 кг		100 кг		100 кг		125 кг 75 кг		125 кг		125 кг		150 кг		150 кг		136 кг		150 кг		125 кг	
Присаживание																																		
Стояние																																		
Ходьба: фаза опоры																																		
Ходьба: управление фазой переноса																																		
Безопасность при спотыкании																																		
Перенос предметов																																		
Ходьба семенящим шагом																																		
Спуск с наклонных поверхностей																																		
Ходьба вниз по лестнице																																		
Ходьба вверх по лестнице																																		
Переступание через препятствия																																		

ПРИМЕЧАНИЕ: в основу приведенных выше оценочных данных положены технические характеристики изделий, а также опыт протезирования пациентов компании ОТТО БОКК. Обращаем Ваше внимание, что индивидуальные возможности пациента могут отличаться от предлагаемого уровня конкретного изделия в зависимости от критериев оценки.



Для получения дополнительной информации об изделиях Вы можете загрузить приложение KneeSelect.

По состоянию на 04/2015

Пояснения к символам

Степень поддержки функции по состоянию на 2014: