

ottobock.

オットーボック装具  
リストサポート 製品一覧



手関節装具 9 種 + 拇指 CM 関節装具 2 種





ピックアップ製品

# 手関節装具 マニュアルレクサ (50P20)

## 製品ポイント

- ▶ 尺屈しない設定にできる
- ▶ 装着しやすいデザイン
- ▶ 手の形に合わせた調整ができ、フィット感が良い


## 適応症例

- 手関節捻挫
- 腱鞘炎
- インピンジメント症候群
- リウマチ性関節炎
- 靭帯損傷
- 手首部位の過敏症
- 下垂手
- 不安定性
- 手根管症候群



### ① 2本のアルミステーでしっかり手関節保持

アルミステーが2本掌側 (A) と背側 (B1) に入っています。曲げ加工が可能でユーザーに合わせて調整できます。また、背側のアルミステー (B1) は尺側のポケット (B2) に入れることもでき、尺屈偏位に対するアプローチも可能です。




### ② 装着しやすい筒形構造

筒形の本体に手を通して装着します。手を通したらタブを締めるだけ。簡単に装着できます。



### ③ Pull-2-Go タブで簡単に締めこめる

タブを1つ引っ張れば連結されたひもで手関節全体が締まります。真ん中を切ってより締めこみやすくすることもできます。



### ④ 通気性の良い三層構造素材

蒸れにくくお肌にも優しい素材を使用しています。

- ① 表生地 : 伸縮 / 通気
- ② 芯材 : 伸縮 / コシ + 通気
- ③ 肌側生地: 肌触り向上 + スレ抑制



YouTube で調整方法  
ご案内しています。  
(PO 向け)



お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・本カタログ掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本誌の内容は 2024 年 11 月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社  
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F  
TEL. 03-6739-4090 (代表) FAX. 03-6739-4097 www.ottobock.com/ja-jp