

3R106

Fiecare pas îți aparține.

Articulația de genunchi pneumatică 3R106 a fost dezvoltată pentru utilizatori moderat activi și se caracterizează prin designul său compact și greutatea redusă, oferind flexibilitate în diverse situații cotidiene.

Proiectată pentru rezultate optime

- Designul policentric asigură stabilitatea articulației genunchiului în faza de sprijin și poate oferi o gardă la sol mai mare în faza de balans.
- Designul policentric, cu inițiere ușoară a fazei de balans și amortizare în această fază, asigură o curbă de amortizare armonioasă și o oprire plăcută în extensie.
- Amortizarea în flexie și extensie a sistemului pneumatic poate fi reglată separat.
- Unghiul mare de flexie al genunchiului, de 172°, facilitează realizarea diferitelor activități.
- Greutate redusă.

Date tehnice

Cod articol	3R106=P
Nivel de mobilitate	2 – 3
Greutate maximă utilizator	100 kg
Greutate produs	730 g
Conexiune distală	clemă tubulară Ø30 mm
Conexiune proximală	piramidă
Înălțime constructivă	222 mm
Înălțime distală până la punctul de aliniere	195 mm
Înălțime proximală până la punctul de aliniere	12 mm
Unghi maxim de flexie	172°
Înclus în livrare	adaptor tubular 2R49



3R106

Combinații recomandate.

21Y14 PushValve

- Se deschide și se închide prin apăsarea a două aripioare
- Dimensiunea mai mare îl face potrivit pentru utilizatorii cu mobilitate redusă a degetelor.
- Supapa fără filet este compatibilă cu toate manșoanele uzuale fără conector distal și poate fi utilizată și fără manșon.

4R57 Adaptor de rotație

- Permite utilizatorului să rotească partea inferioară a piciorului față de bont, cu genunchiul flectat – pentru mai multă libertate de mișcare și o poziție relaxată în șezut; facilitează mișcări care protejează spatele, de exemplu la încălțare.

1C30-1 Trias

- Arcurile duble flexibile absorb șocurile la contactul călcâiului și asigură o rulare lină.
- Design triunghiular pentru mișcări echilibrate și controlate pe suprafețe denivelate.
- Construcție ușoară.



Componente recomandate pentru protezarea cu 3R106.*

			
Cupă / Manșon	Componente structurale	Picioare protetice	Cosmetic
● 6Y800 iconiq ● 6Y110/6Y111 Skeo Sealing ● 21Y2 QuickValve	● 4R57 Adaptor de rotație ● 4R11 Quickchange	● 1C30-1 Trias ● 1C5* familia Taleo ● 1C70 Evanto	● 3S107 înveliș din spumă

* Toate componentele se vând separat și sunt produse compatibile Ottobock pentru articulația 3R106, contribuind la performanță optimă. Alegerea componentelor trebuie realizată de către specialist în funcție de criteriile individuale ale pacientului.