

MyActive.

Kompresijska odjeća

Asortiman proizvoda *MyActive* uključuje individualnu kompresijsku odjeću za poboljšanje kontrole pokreta i ravnoteže osoba s poremećajima neuromotorne kontrole. Da bi došlo do posturalnog poboljšanja, odjeća mora nuditi odgovarajuću razinu potpore, ali ne smije ograničavati pokrete ili rad mišića. Odjeća je u potpunosti prilagođena korisniku što dovodi do maksimalnog benefita. Odjeća je izuzetno udobna za nošenje.

Indikacije za upotrebu

Kompresijska odjeća *MyActive* namjenjena je za djecu i odrasle s neuromotornim i mišićno-koštanim nedostacima koji narušavaju dinamičku stabilnost, pravilnu posturu i kontrolu kretanja.

Medicinska stanja kod kojih nošenje kompresijske odjeće može dovesti do pozitivne promjene simptoma uključuju:

- Umjerena do teška (aksijalna) hipotenzija
- Nedostaci u dinamičkoj stabilizaciji, varijacije u tonusu, nepredvidiva kontrola pokreta zbog nekontroliranih pokreta
- Umjerena do teška spastičnost koja kompenzira slab dubinski osjet
- Deficiti osjetilne percepcije cijelog tijela




MyActive. Kompresijska odjeća

Način djelovanja

- Kompresijska odjeća pokazuje različite sile kompresije ovisno o zoni tijela
- Potrebne somatske informacije prenose se kompresijom preko dubokih receptora kako bi se poboljšala kontrola funkcionalnog pokreta
- MyActive sustav povećava percepciju položaja ekstremiteta, trupa i centra tijela dubokim pritiskom i preciznim kontaktom
- Povećani intraabdominalni tlak također stabilizira i ispravlja kralježnicu



Nefiziološko držanje
bez MyActive



Poboljšano držanje tijela
uz MyActive



MyActive Majica

Šifra proizvoda **654K1**

- Područje torza: jednoslojni/dvoslojni
- Rukavi: dugi/kratki; rukavi bez poruba kao opcija
- Patentni zatvarač: do ispod grudi, do struka, neprekidan
- Donji rub: elastična mandžeta, međunožni dio
- Pojačanje trbuha



MyActive Tajice

Šifra proizvoda **654K2**

- Kratke hlače: jednoslojne/dvoslojne
- Kratke nogavice: duge/kratke; nogavica kratkih hlača bez poruba kao opcija
- Međunožje: standardno, patentni



Fit Kit

Šifra proizvoda **654K3**

Nije uvijek očito ima li kompresijska odjeća pozitivan učinak na korisnika. Zbog tog razloga moguće je isprobati dvodijelne kombinezone koji se mogu prilagoditi tijelu korisnika pomoću kopčanja na čičak. Time je moguće ispitati ima li kompresija na torzo i zdjelicu pozitivan učinak na kliničku sliku korisnika.