

1C59 Taleo Adapt. Pronti per la vita quotidiana.

Il piede *Taleo Adapt* è stato progettato per utenti attivi che si muovono in vari ambienti interni ed esterni e che attribuiscono grande importanza ad una cammino senza sforzo, ovunque la vita li porti. L'unità idraulica della caviglia consente al piede di adattarsi a terreni irregolari e pendenze per una maggiore flessibilità e comfort.

Progettato per ottenere risultati ottimali

- La caviglia idraulica consente fino a 2 gradi di flessione dorsale e 10 gradi di flessione plantare per un range totale di 12 gradi.
- La registrazione delle valvole della flessione dorsale e della flessione plantare consente di ottimizzare la resistenza in base alle esigenze individuali dell'utente.
- La posizione di flessione dorsale durante la fase dinamica migliora la distanza dell'avampiede da terra.
- Tre diverse linee di indicatori dell'angolo mostrano la posizione dell'articolazione idraulica di caviglia (flessione plantare, posizione neutrale, flessione dorsale). Queste linee forniscono al tecnico un aiuto per l'orientamento e consentono un allineamento corretto dal punto di vista funzionale.
- Per personalizzare lo stress dell'impatto al contatto del tallone a terra e la dinamica del passo si possono utilizzare tre diversi cunei del tallone.
- Le aperture nella pianta del cosmetico evitano che l'acqua si raccolga nella protesi.
- Protezione dall'acqua dolce, salata e con cloro.

Più di un piede. Un punto di riferimento.



Grado di mobilità	3, 4
Peso corporeo massimo	130 kg
Lato	sinistro (L), destro (R)
Misure	22-30 cm
Peso senza cosmetico*	622 g
Colore del cosmetico	beige (4), marrone chiaro (15)
Peso con cosmetico*	899 g
Altezza strutturale*	134 mm

* La misura di riferimento è 26 cm.



Caviglia idraulica
Adattamento a superfici irregolari
Comfort ottimale dell'invasatura

1C59.

Modulo d'ordine.

Cliente

Codice cliente	
Ortopedia	
Via	
CAAP	Città
Tecnico Ortopedico	

Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo del cliente)

Codice cliente	
Ortopedia	
Via	
CAAP	Città
Riferimento cliente	

Selezione della durezza della lamina in base a

1. peso corporeo e attività

Peso corporeo (kg)	Livello attività normale	Livello attività elevata
fino a 51	1	2
da 52 a 58	2	3
da 59 a 67	3	4
da 68 a 77	4	5
da 78 a 88	5	6
da 89 a 100	6	7
da 101 a 115	7	8
da 116 a 130	8	8

2. misura del piede

Durezza	Misura piede (cm)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
22						-	-	-
23							-	-
24							-	-
25								-
26								
27	-	-						
28	-	-						
29	-	-	-					
30	-	-	-					

Esempio d'ordine 1C59=R-26-4-P/4N

Codice art.	=	Lato	-	Misura	-	Durezza	-	Colore	/	Forma
1C59	=		-		-		-	P	/	N

Lato	Misura (cm)	Colore
R destro	22, 23, ..., 30	4 beige
L sinistro		15 marrone chiaro



La fornitura comprende il piede 1C59, il cosmetico del piede 2C8 con cover di collegamento, il set di cunei per il tallone 2F50 (con tre diversi gradi di durezza) e un calzino Spectra nero.

Combinazioni consigliate*

TT	TF
<p>21Y2=M10 QuickValve + 453A30/40 Ginocchiera ProFlex Plus + 6Y95 Caleo 3D</p> <p>21Y2=M10 QuickValve + 6Y112 Skeo Sealing TT</p>	<p>7T451=1 SiOCX TF Pro</p> <p>6Y110 Liner Skeo Sealing + 21Y21 Click Valve</p> <p>21Y21 ClickValve + 6Y110 Skeo Sealing TF / 6Y111 Skeo Sealing 3D TF</p>
	<p>3C88-3=* / 3C98-3=* C-Leg</p> <p>3B1-3=* Genium</p> <p>3B5-3=* Genium X3</p> <p>3B5-4=* Genium X4</p>
<p>4R11=* Quickchange</p>	<p>4R11=* Quickchange</p> <p>4R57=WR Rotatore waterproof</p>
	<p>3F1=* + 99B120=* Cosmesi funzionale</p>

* Tutti i componenti sono venduti separatamente e sono disponibili prodotti Ottobock compatibili con il piede Taleo Adapt 1C59, per contribuire a garantire prestazioni ottimali. I tecnici ortopedici devono selezionare i componenti in base ai criteri del singolo paziente.