

1C56 Taleo Adjust. Készen áll a mindennapokra.

A *Taleo Adjust* protézisláb olyan aktív felhasználók számára készült, akik beltéri és kültéri környezetben is bátran használják protézisüket, és akik fontosnak tartják a rugalmasságot és a spontaneitást lábbelijük kiválasztása során. A bokarészen található nyomógomb megnyomásával a felhasználók könnyedén maguk állíthatják be a megfelelő sarokmagasságot 0-tól 7 cm között.

Előnyök

- Állítható sarokmagasságú karbonszálás protézisláb
- Könnyen, fokozatmentesen állítható sarokmagasság 0 - 7 cm között, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző lábbeliket viseljenek
- Az optimális beállítás könnyedén reprodukálható
- Egyenletes és kényelmes járás holtpontok nélkül – lábbelítől függetlenül
- Három különböző sarokéknak köszönhetően az ütéscsillapítás mértéke és a járásdinamika is egyedi igényekhez igazítható
- A talpon lévő nyílások gyorsan eltávolítják a vizet a protézislábból
- Vízálló kivitel

Több mint protézisláb. A biztonságérzet alapja.



Műszaki információ

Aktivítási szint	2, 3
Terhelhetőség	115 kg
Oldaliság	Bal (L), Jobb (R)
Méret	22 – 28 cm
Súly kozmetikai borítás nélkül*	680 g
Kozmetikai borítás	normál, alacsony, keskeny
Kozmetikai borítás színe	beige (4), világos barna (15)
Súly normál kozmetikai borítással*	930 g
Beépítési magasság normál kozmetikai borítással*	118 mm
Sarokmagasság*	0 – 7 cm

* *A műszaki adatok a 26 cm-es mérethez vonatkoznak.



Könnyen beállítható sarokmagasság

Különböző típusú cipőkkel viselhető

Jól bevált Taleo Low Profile alap

1C56 Taleo Adjust. Rendelési információ.

Kiválasztási segédlet a karbonláb keménységének meghatározásához

1. A testsúly és az aktivitási szint alapján

Testsúly (kg)	Alacsony aktivitási szint	Normál aktivitási szint
51-ig	1	2
52 to 58	2	3
59 to 67	3	4
68 to 77	4	5
78 to 88	5	6
89 to 100	6	7
101 to 115	7	-

2. A lábméret kiválasztása

Keménység Láb méret	1	2	3	4	5	6	7
	22	Elérhető					-
23	-						-
24	-						-
25	-						-
26	-						-
27	-	-					
28	-	-					

Rendelési példa 2C8 kozmetikával: 1C56=R26-4-P/4

Cikkszám	Oldal	Méret	Keménység	Szín
1C56	=		-	P /
	R	22, 23, ..., 28	1, 2, ..., 7	4 Bézs
	L		15	Világos barna

Rendelési példa 2C15 kozmetikával: 1C56=R26-4-P/4N-L

Cikkszám	Oldal	Méret	Keménység	Szín	Forma
1C56	=		-	P /	
	R	22, 23, ..., 26	1, 2, ..., 7	4 Bézs	N-L Normál (24-26 cm)
	L		15	Világos barna	S-L Keskeny (22-23 cm)



Mellékelt tartozékok:

2C8 kozmetika csatlakozósapkával, vagy 2C15 alacsony kozmetika, 2F50 sarokék szett (3 különböző keménységi fokozatban), fekete Spectra zokni