

ottobock.

## **MyCRO Band.** Kraniální remodelační ortéza

Ottobock *MyCRO Band* je dočasná ortéza, která pomáhá při korekci tvaru hlavy dítěte. Aby správně vedla růst hlavičky, využívá kontaktní a růstové zóny – kontaktní umožňují pouze její mírný růst, zatímco růstové ponechávají v oblastech nezbytných pro formování přirozeného tvaru hlavy dostatečný prostor.

Boční zapínání MySize Closure s elastickým páskem dokáže reagovat a přizpůsobovat helmičku celkovému růstu hlavičky. Ortéza je vyrobena na základě skenu, vytištěna 3D tiskárnou termoplastickým materiálem a doplněna je prateľným vnitřním polstrováním.

### **Indikace pro použití**

Ortéza *MyCRO Band* je určena pro kojence od 3 do 18 měsíců věku se středně těžkou až těžkou nesynototickou polohovou plagiocefalií, jako je:

- Plagiocefalie
- Symetrická brachycefalie
- Asymetrická brachycefalie

### **Kontraindikace**

- Předoperační kraniosynostóza
- Hydrocefalus

Ve spolupráci s



**PROTETICKÁ PÉČE**  
**MALÍK a spol., s.r.o.**  
HRADEC KRÁLOVÉ



## MyCRO Band.

### Zapínání MySize Closure System™

- Automatické přizpůsobení růstu hlavičky
- Méně časté úpravy ortézy

### 3D tisk termoplastickým materiálem

- Nízká hmotnost
- Tenký profil
- Snadná úprava v případě potřeby



### Výběr 3D obrázku

- Možnost individualizace pro rodiče i děti

### Měkké vnitřní polstrování

- Vyjímatelné a prátelné
- Méně nepříjemného oděru
- 2 polstrování součástí dodávky

**MyCRO Band je o 20–40 % lehčí a o 60 % tenčí než tradiční helmičky.**

### Revoluční zpracování a design

MyCRO Band je otevřená, lehká alternativa k tradičním objemným helmičkám z pěny a termoplastu. Inovativní design je navržen tak, aby pomáhal, ale i zajistil celodenní pohodlí. Jedině tak může dítě ortézu přijmout a dodržovat doporučenou terapii.



**Tradiční pěnová helmička**



**Ottobock MyCRO Band**

Hmotnost	Menší velikost – cca 170 g Větší velikost – cca 284 g	Menší velikost – 135 g Větší velikost – 170 g
Tloušťka	16 mm	6,5 mm

Výrobek je zdravotnickým prostředkem, určeným výhradně k ortotickému vybavení hlavy. Přečtěte si pečlivě návod k použití.

#### Odborná konzultace a výroba:

Martin Malík  
ortotik-protetik, specialista remodelační ortézy  
M +420 606 689 088  
MALÍK a spol., s.r.o.  
Na Okrouhlíku 1681/28, 500 02 Hradec Králové  
T +420 495 212 621 · info@protetikahk.cz · www.protetikahk.cz