

1C68 Triton side flex

Ahogy akarja. Amerre akarja.

A Triton side flex olyan ambiciózus felhasználók számára készült, akik nagyra értékelik a kompromisszumok nélküli járást és a teljes kontrollt a protézis felett, még a magas intenzitású tevékenységek közben is.

Előnyök:

- Egyedülálló oldalirányú rugalmasság $\pm 10^\circ$ igazodással akár egyenetlen felszíneken is és a teljes felületen való érintkezés a talajjal jellemzi járás és állás során
- Stabil protézisláb még ingatag talajon is
- Mérsékelt beépítési magassággal rendelkező pácienseknek is
- Víz- és korrózióálló kialakítás
- Robosztus és karbantartást nem igénylő technológia
- Két különböző keménységű sarokékkal egyedileg adaptálható az ütés csillapítás mértéke
- Széleskörű alkalmazás: a mindennapi tevékenységtől a szabadidős sportokig
- Keskeny kozmetikai borítással is

A Triton side flex a lábszáramputált, térd-exartikuláción átesett, combamputált vagy csípőexartikulált, közepes vagy magas aktivitású protézisviselők ellátására alkalmas, akik bátran használják egyenetlen talajon is a protézisüket.



Műszaki információ

Aktivítási szint	MOBIS 3 – 4
Terhelhetőség	125 kg
Méret	22 – 30 cm
Kozmetikai borítás	Keskeny forma, 15 $\pm$ 5 mm sarokmagassághoz (22 – 27 cm méret) Normál forma, 10 $\pm$ 5 mm sarokmagassághoz (24 – 30 cm méret)
Súly kozmetikai borítás nélkül*	585 g
Súly normál kozmetikai borítással*	805 g
Rendszermagasság	86 mm (normál kozmetikai borítással*)

*A műszaki adatok a 26 cm-es méretre vonatkoznak

1C68 Triton side flex

Rendelési információ

Mennyiség	Cikkszám	Oldal	Méret	- Keménység	- P /	Szín	Forma
	1C68=				- P /		
	1C68=				- P /		

Oldal	Méret [cm]	Szín	Forma
Jobb R	22, 23,..., 30	Bézs 4	Normál N
Bal L		Világos barna 15	Keskeny S

Rendelési példa
1C68=R26-3-P/4N



Kiválasztási segédlet *

Testsúly	Méret	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
55 kg-ig		1	1	1	1	1	-	-	-	-
56 – 75 kg		2	2	2	2	2	2	2	2	2
76 – 100 kg		3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 – 125 kg		-	-	-	4	4	4**	4**	4**	4**

Keskeny kozmetikai borítás (15 +/- 5 mm sarokmagasság)
 Mindkét kozmetikai borítással rendelhető
 Normál kozmetikai borítás (10 +/- 5 mm sarokmagasság)

Mellékelt tartozékok: 2C6 kozmetika, 2 db 2F60 sarokék (2 különböző keménységi fokozatban), fekete Spectra zokni.

* A nem kompatibilis Ottobock alkatrészek listáját megtalálja az 1C68 használati utasításában.
 ** Ez a konfiguráció nem használható C-Leg4 térdizülettel.