

## 製品の選択

製品サイズは、使用者の体重と活動レベルを基に選択します。選択の際、装着者が歩行可能であることが前提条件となります。

体重	発注品番		支柱幅	支柱の高さ
	活動レベル 通常	活動レベル 高い		
~ 100 kg	17CF1=L/R 1	17CF1=L/R 1	30 mm	350 mm
~ 90 kg	17CF1=L/R 2	17CF1=L/R 1	30 mm	350 mm
~ 80 kg	17CF1=L/R 3	17CF1=L/R 2	30 mm	350 mm
~ 70 kg	17CF1=L/R 4	17CF1=L/R 3	30 mm	350 mm
~ 60 kg	17CF1=L/R 5	17CF1=L/R 4	30 mm	350 mm
~ 50 kg	17CF1=L/R 6	17CF1=L/R 5	25/30 mm	330/350 mm
~ 40 kg	17CF1=L/R 8	17CF1=L/R 7	25 mm	330 mm
~ 30 kg	17CF1=L/R 9	17CF1=L/R 8	25 mm	330 mm
~ 20 kg	17CF1=L/R 11	17CF1=L/R 10	22 mm	260 mm
~ 10 kg	17CF1=L/R 12	17CF1=L/R 11	22 mm	260 mm

- ご注文の際は、左(L)、右(R)をご指定ください。
- 固定用ネジが付属しています。

## 活動レベル

通常.....日常生活における活動や簡単な活動を独立して行える方

高い.....日常生活に支障なく、スポーツやかけっこなども行う活動的な方