

## 4R11 Quickchange.

### Egy mozdulat – megannyi lehetőség.

A 4R11 Quickchange adapter segítségével minden protézis felhasználó könnyedén - egy mozdulattal – eltávolíthatja a tok alatt elhelyezkedő komponenseket. Megkönnyíti a mindennapokat: különösen az öltözködést, az utazást vagy a hosszantartó üléssel járó tevékenységeket.

#### Előnyök:

- Minden típusú ellátásba beilleszthető különböző csatlakozó adapterekkel (piramis, piramis befogó, menetes).
- Az alapadapter minden protézis felhasználó számára könnyen és gyorsan – egy mozdulattal – nyitható/zárható. Segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhetőek a protézislábak (például: sport protézisek).
- 4X907=1, speciális, kifejezetten gyermek protézisekhez használt, szűkítő adapterrel is rendelhető.
- Ellenáll az édes, sós, és klóros víznek.







Gyors és egyszerű használat







Négy csatlakozási lehetőség

Felnőttek és gyermekek számára is

#### Műszaki adatok

				
Cikkszám	4R11=P-1-3	4R11=R-1-3	4R11=ST-1-3	4R11=ST-2-3
Csomag tartalma	4R11=P-1-1 4R11=R-3-2	4R11=R-1-1 4R11=R-3-2	4R11=ST-1-1 4R11=R-3-2	4R11=ST-2-1 4R11=R-3-2
Alkalmazási terület	Felnőttek/gyermekek: TT, KD, TF, HD (csak felnőttek)			
Aktivitási szint	1-4			
Terhelhetőség	150 kg			
Terhelhetőség sport tevékenységhez	125 kg			
Beépítési magasság	44 mm	55 mm	41 mm	41 mm / 43 mm 4X907=1-el
Súly	370 g	370 g	330 g	325 g
Csatlakozó adapter típusa	Piramis/ piramis befogó	Piramis befogó/ piramis befogó	Menetes/ piramis befogó	Menetes gyermek protézisekhez/ piramis befogó

## 4R11. Alapalkatrészek és kiegészítők.

Cikkszám		Megnevezés
4R11=R-3-2		Alapadapter piramis befogóval
4R11=P-1-1		Piramis adapter
4R11=R-1-1		Piramis befogó adapter
4R11=ST-1-1		Menetes csatlakozó
4R11=ST-2-1		Menetes csatlakozó adapter gyermek protézisekhez
4X907=1		Szűkítő adapter gyermek protézisekhez

### Felhasználási javaslat

**A tok alatti komponensek egyszerű eltávolításához, öltözködéshez és üléshez.**



**Rendelési példa:**  
1x 4R11=P-1-3

**Hétköznapi és sport protézis közötti váltáshoz.**



**Rendelési példa:**  
1x 4R11=P-1-3 és 1x 4R11=R-3-2

**Két különböző tok közötti váltáshoz.**



**Rendelési példa:**  
1x 4R11=P-1-3 és 1x 4R11=P-1-1