

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____

Datum _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift _____

Kostenvoranschlag



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Bestellung



Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Sonderbauanlage liegt bei



Frontantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=0_AE02_C

Tarifziffer: 60.118.004

Preis: CHF 13'684.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. MWSt

- R-net/TEN^o-Steuerung (120 A)
- 10 km/h
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- Ladegerät 12A
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)

max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

| | | |
|-------|--|---|
| EA002 | Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht) | - |
|-------|--|---|

Antriebsart

| | | |
|-------|--|---|
| EA004 | Frontantrieb (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul | - |
| EA005 | Heckantrieb (RWD) | - |
| EA006 | Mittelradantrieb (MWD) | - |

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 70 kg | 75 kg | 100 kg | 113 kg | 125 kg | 140 kg | 160 kg |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Grösse Fahrbasis

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EA008 | Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg) | - |
|-------------------------------------|-------|---|---|

Sitzsysteme

| | | |
|-------|---|-------|
| EC001 | Standardsitz Junior (max. Benutzergewicht 75 kg) nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur | 213.- |
| EC002 | Standardsitz Klein (max. Benutzergewicht 140 kg) | - |
| EC003 | Standardsitz Gross (max. Benutzergewicht 160 kg) | - |
| EC004 | Standardsitz XL (max. Benutzergewicht 160 kg) | 213.- |
| EC005 | VAS (Vario Adjust Seat) | 597.- |

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Einstellungen für Standardsitz Junior

Sitzbreite SB in cm 34 36 38 40

Sitztiefe ST in cm 34 36 38 40

Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm 38 40 42

Sitztiefe ST in cm 38 40 42 44 46

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm 44 46 48

Sitztiefe ST in cm 42 44 46 48 50

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm 50 52 54 56

Sitztiefe ST in cm 42 44 46 48 50

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm 38 40 42 44 46 48

 50 52 54

Sitztiefe ST in cm 38 40 42 44 46 48

 50 52 54 56 58

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

| Sitz | Sitzbreite SB [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Standardsitz Junior | | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz Klein | | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz Gross | | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz XL | | | | | | | | | | | | |
| VAS | | | | | | | | | | | | |

| Sitz | Sitztiefe ST [cm] | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Standardsitz Junior | | | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz Klein | | | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz Gross | | | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz XL | | | | | | | | | | | | | |
| VAS | | | | | | | | | | | | | |

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| EC011 | Ohne Kissen | | - |
| EC012 | Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm) | | - |
| EC013 | Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm) | 70.145.000 | 76.- |
| EC034 | Livo (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm) | 70.141.000 | 133.- |
| EC035 | Evoflair (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm) | 70.142.000 | 439.- |
| EC014 | Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm) | 70.142.000 | 344.- |
| EC015 | Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm) | 70.142.000 | 395.- |
| EC016 | Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm) | 70.143.000 | 691.- |
| EC018 | Cloud (Funktionshöhe 11 cm) | 70.143.000 | 1'037.- |
| EC020 | Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm) | 70.142.000 | 344.- |
| EC021 | Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm) | 70.142.000 | 344.- |

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

| | | | |
|-------|--|------------|------|
| EC039 | Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen) | 70.145.000 | 48.- |
|-------|--|------------|------|

Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

| | | | |
|-------|--|------------|---------|
| ED032 | Ohne Rückenbespannung | | - |
| ED033 | Rückenbespannung anpassbar | | - |
| ED034 | Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) | | 411.- |
| ED035 | Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) | 70.136.000 | 411.- |
| ED050 | Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS | | 480.- |
| ED051 | Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS | 70.136.000 | 480.- |
| ED036 | Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulterausparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm) | 70.131.000 | 1'010.- |

Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

| | | | |
|-------|--|------------|-------|
| ED039 | Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich) | 70.135.000 | 128.- |
| ED040 | Lumbalunterstützung | 70.135.000 | 107.- |

Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

| | | | |
|-------|-------------------------------|--|---|
| ED041 | Hoch (18"/46 cm) | | - |
| ED042 | Extra hoch (20"/51 cm) | | - |

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|--|-------|
| ED043 | Aktiv (2,5"/6 cm) | | | | - |
| ED044 | Tief (4"/10 cm) | | | | 68.- |
| ED045 | Extra tief (6"/15 cm) | | | | 149.- |

Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---|-------|----------------------|---|
| ED002 | Anthrazit metallic | - | ED016 | Silber metallic | - |
| ED003 | Tiefschwarz RAL 9005 | - | ED017 | Gelb RAL 1023 | - |
| ED004 | Eisblau | - | ED018 | Signalrot RAL 3001 | - |
| ED005 | Sparkle light orange | - | ED021 | Sparkle granny-smith | - |
| ED009 | Vinho Sparkle | - | ED022 | Cremeweiss RAL 9001 | - |
| ED012 | Sky blue | - | ED023 | Weiss RAL 9016 | - |
| ED013 | Tiefschwarz RAL 9005 matt | - | ED027 | Shimano matt | - |
| ED014 | Candy red | - | ED029 | Pink RAL 4010 | - |

Sitzneigung (Vorkantelung)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | -3° (nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich) | | | | - |
| | 0° | | | | - |
| | 3° | | | | - |
| | 6° | | | | - |
| | 9° | | | | - |

Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

| | | | | | |
|-------|---|--------------------------|--|--|---------|
| EC025 | Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm | 60.554.000 | | | 1'722.- |
| EC026 | Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe | 70.353.000 | | | 3'061.- |
| EC027 | Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe | 60.554.000 70.353.000 | | | 4'435.- |
| ES307 | Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung | | | | 105.- |
| EC033 | Ohne | | | | - |

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

| Sitzhöhe (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| RWD, MWD Grösse 2 | cm | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Hinweise und Ausschlüsse | | 21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10) | 21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15) | 21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16) | 21.0) 21.15) | 21.0) 21.6) 21.15) | 21.0) 21.6) | 21.0) 21.6) | 21.0) 21.6) 21.13) | 19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13) |
| Standardsitz | | | | | | | | | | |
| Vario Adjust Seat (VAS) | | | | | | | | | | |
| Standardsitz; Kantelung 45° | | | | | | | | | | |
| Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° | | | | | | | | | | |
| Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung | | | | | | | | | | |
| Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung | | | | | | | | | | |
| Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen. | | | | | | | | | | |
| Hinweise und Ausschlüsse | | | | | | | | | | |
| 19.3) nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich | | | | | | | | | | |
| 21.0) SH >= UL +3 cm | | | | | | | | | | |
| 21.4) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich | | | | | | | | | | |
| 21.5) nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich | | | | | | | | | | |
| 21.6) nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich | | | | | | | | | | |
| 21.7) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich | | | | | | | | | | |
| 21.8) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich | | | | | | | | | | |
| 21.9) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich | | | | | | | | | | |
| 21.10) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich | | | | | | | | | | |
| 21.13) nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich | | | | | | | | | | |
| 21.15) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich | | | | | | | | | | |
| 21.16) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich | | | | | | | | | | |

Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|---------|
| ED046 | Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich) | | | | | | | | | |
| ED047 | Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°) | | | | | | | 60.551.000 | | 1'594.- |

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| EL001 | Gooseneck | | | | | | | | | 195.- |
| EL002 | Mehrachsig, gekröpft | | | | | | | | | 163.- |
| EL003 | Mehrachsig, gerade | | | | | | | | | 153.- |
| EL031 | UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016) | | | | | | | | | 531.- |

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| EL039 | UniLink Verlängerungselement, 38 mm | | | | | | | | | 122.- |
| EL038 | UniLink Verlängerungselement, 50 mm | | | | | | | | | 122.- |
| EL040 | UniLink Verlängerungselement, 75 mm | | | | | | | | | 122.- |

Elektrollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

Tarif-Ziffer

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--|-------|
| EL006 | Kopfstütze, klein (PU) | | 133.- |
| EL007 | Kopfstütze, gross (PU) | | 133.- |
| EL013 | Kopf-/Nackenstütze, klein (PU) | | 128.- |
| EL014 | Kopf-/Nackenstütze, gross (PU) | | 128.- |
| EL015 | Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU) | | 154.- |
| EL016 | Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU) | | 154.- |

Advanced line

| | | | |
|-------|----------------------------|--|-------|
| EL033 | Comfort Plus, Grösse S | | 281.- |
| EL034 | Comfort Plus, Grösse M | | 281.- |
| EL035 | Comfort Plus, Grösse L | | 281.- |
| EL036 | Combo (3-teilig), Grösse S | | 503.- |
| EL037 | Combo (3-teilig), Grösse L | | 503.- |

Gurte (Pflichtangabe in Verbindung mit Kategorie B)

| | | | |
|-------|---|------------|-------|
| EP001 | Beckengurt standard | | - |
| EP002 | 2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss | 70.112.000 | 233.- |
| EP003 | 2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss | 70.112.000 | 233.- |
| EP020 | 2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm | 70.112.000 | 341.- |

Brust-/Schultergurte

| | | | |
|-------|---------------------------------|--|-------|
| EP005 | Dynamic Gurt, Grösse S | | 254.- |
| EP006 | Dynamic Gurt, Grösse M | | 254.- |
| EP007 | Dynamic Gurt, Grösse L | | 254.- |
| EP008 | Brust-Schulterpelotte, Grösse S | | 240.- |
| EP009 | Brust-Schulterpelotte, Grösse M | | 240.- |
| EP010 | Brust-Schulterpelotte, Grösse L | | 240.- |
| EP011 | Slimline Sternum Gurt, Grösse S | | 277.- |
| EP012 | Slimline Sternum Gurt, Grösse M | | 277.- |
| EP013 | Slimline Sternum Gurt, Grösse L | | 277.- |
| EP014 | Schultergurt, Grösse S | | 268.- |
| EP015 | Schultergurt, Grösse M | | 268.- |
| EP016 | Schultergurt, Grösse L | | 268.- |

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

| Zubehör VAS | | Tarif-Ziffer | |
|---|---|---------------|---------|
| ED048 | Schiebegriffe | | 128.– |
| ES302 | Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsrig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg) | 70.113.000 | 980.– |
| ES303 | Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsrig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg) | 70.113.000 | 980.– |
| Rückenverlängerung für VAS | | | |
| ED060 | 15 cm (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top) | | 580.– |
| ED061 | 15 cm mit Traverse (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top) | | 820.– |
| Armlehnen | | | |
| EE023 | Standard | | – |
| EE024 | Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm | | 136.– |
| Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden. | | | |
| Ausführung Beinstütze | | | |
| EB001 | Standard nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm | | – |
| EB002 | Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar | 2x 70.151.000 | 756.– |
| EB003 | Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar | 70.152.000 | 2'308.– |
| EB004 | Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm) | 70.152.000 | 2'308.– |
| EB013 | Zentral montierte Beinstütze | | 922.– |
| EB005 | Ohne Beinstützen | | – |
| Ausführung Fussplatte | | | |
| EB006 | Geteilt, Kunststoff-Fussplatten (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen) | | – |
| EB007 | Geteilt, Aluminium-Fussplatten | | 156.– |
| EB009 | Durchgehend, Aluminium-Fussplatte | | 195.– |

Elektrollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

| Zubehör Beinstütze | | Tarif-Ziffer |
|-------------------------------------|--|--------------|
| EB010 | Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar) | 180.– |
| EB017 | Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte (nur in Kombination mit EB009 möglich) | 85.– |
| EB022 | Amputationsbeinstütze rechts nur in Verbindung mit EB011 | 874.– |
| EB023 | Amputationsbeinstütze links nur in Verbindung mit EB011 | 874.– |
| Batterien | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EU032 Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) | – |
| Ladegerät | | |
| | EU040 Ohne Ladegerät | – |
| | EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54) | – |
| | EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter | – |
| | EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts) | – |
| Zusätzliche Ladebuchse | | |
| | EU043 Externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts; nur für ohne Ladegerät EU040; empfohlen, wenn schon ein 12-A-Ladegerät vorhanden ist) | 240.– |
| Lenkradschwinge | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EF001 Gefedert | – |
| Lenkräder | | |
| | EF003 6" PU Komfort (nur für MWD) | 60.556.000 – |
| | EF005 9" Luft, pannengeschützt | – |
| | EF006 9" pannensicher | 60.556.000 – |
| | EF007 10" Luft, pannengeschützt | – |
| | EF008 10" pannensicher | 60.556.000 – |
| Antriebsräder | | |
| | EG001 14" Luft, pannengeschützt | – |
| | EG002 14" pannensicher | 60.556.000 – |
| Reifenfarbe | | |
| | EG011 Grau | – |
| | EG012 Schwarz | – |
| Reifenprofil | | |
| | EG013 Rillen (nur Reifenfarbe grau) | – |
| | EG014 Stollen (nicht in Verbindung mit MWD) | – |
| | EG015 Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nur Reifenfarbe grau) | – |

Elektrollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Rollstuhlfarbe

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---|-----|----------------------|---|
| 002 | Anthrazit metallic | – | 016 | Silber metallic | – |
| 003 | Tiefschwarz RAL 9005 | – | 017 | Gelb RAL 1023 | – |
| 004 | Eisblau | – | 018 | Signalrot RAL 3001 | – |
| 005 | Sparkle light orange | – | 021 | Sparkle granny-smith | – |
| 009 | Vinho Sparkle | – | 022 | Cremeweiss RAL 9001 | – |
| 012 | Sky blue | – | 023 | Weiss RAL 9016 | – |
| 013 | Tiefschwarz RAL 9005 matt | – | 027 | Shimano matt | – |
| 014 | Candy red | – | 037 | Pink RAL 4010 | – |

Zubehör Fahrbasis

Tarif-Ziffer

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EA010 | Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich) | – |
| | EA011 | Spritzschutz für Lenkräder | 68.– |

Lenkadarretierung

| | | |
|-------|---|-------|
| EF020 | Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich) | 552.– |
|-------|---|-------|

Sicherheitszubehör Fahrbasis

| | | |
|-------|--|-------|
| ES002 | Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx ED036; max. Zuladung 140 kg) | 227.– |
| ES013 | Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top) | 183.– |

Zubehör allgemein

| | | | |
|-------|---|------------|-------|
| ES003 | Handytasche | | 48.– |
| ES004 | Gepäckträger | | 438.– |
| ES005 | Stockhalter | 60.512.000 | 151.– |
| ES006 | Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch) | 60.555.000 | 162.– |
| ES007 | Bordwerkzeug | | 58.– |
| ES010 | Halter für Getränke | | 41.– |
| ET001 | Externe Hupe | | 243.– |
| ES012 | Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich) | 70.161.000 | 692.– |
| ES023 | Rucksackhaken | | 121.– |
| ES305 | Rucksack mit Ottobock-Logo | | 102.– |
| ES306 | Kathetertasche, gross | | 63.– |

Buchse für externe Stromversorgung, rechts (vorn rechts neben Sicherungsschalter)

| | | |
|-------|-------------|-------|
| ET002 | 12 V | 480.– |
| ET003 | 24 V | 210.– |

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

| Buchse für externe Stromversorgung, links (vorn links neben Sicherungsschalter) | | | Tarif-Ziffer |
|--|------|--|---------------------|
| ET005 | 12 V | | 480.- |
| ET006 | 24 V | | 210.- |

USB-Anschluss für externe Stromversorgung

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | rechts ET004 | links ET007 | - |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------|---|

Beleuchtung

| | | | |
|-------|------------------------------------|--|-------|
| ES021 | Elektrische Beleuchtung nach StVZO | | 682.- |
|-------|------------------------------------|--|-------|

Steuerung

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EU053 | R-net/TEN° (120 A) Powermodul | - |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|---|

Eingabe für R-net/TEN° Powermodul

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| EU079 | R-net LED Handmodul | | - |
| EU065 | TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt | | - |
| EU066 | TEN° Handmodul, Farbe wählbar | | - |
| 13650.001 | R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Sonderbau) | | - |

Farbe für TEN° Handmodul (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN° möglich°)

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---|-------|----------------------|---|
| EU002 | Anthrazit metallic | - | EU016 | Silber metallic | - |
| EU003 | Tiefschwarz RAL 9005 | - | EU017 | Gelb RAL 1023 | - |
| EU004 | Eisblau | - | EU018 | Signalrot RAL 3001 | - |
| EU005 | Sparkle light orange | - | EU021 | Sparkle granny-smith | - |
| EU009 | Vinho Sparkle | - | EU022 | Cremeweiss RAL 9001 | - |
| EU012 | Sky blue | - | EU023 | Weiss RAL 9016 | - |
| EU013 | Tiefschwarz RAL 9005 matt | - | EU029 | Pink RAL 4010 | - |
| EU014 | Candy red | - | | | |

Externe Taster (Anschluss am TEN° Bedienpult oder Tischmodul; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

| | | | |
|-------|--|------------|---------|
| EU067 | 2 Piko-Buttons, Durchmesser 50 mm (rot/schwarz) | 70.401.000 | 289.- |
| EU068 | 2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm (rot/schwarz) | 70.401.000 | 289.- |
| EU097 | Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite) | 70.401.000 | 1'294.- |
| EU098 | Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 30 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus) | 70.401.000 | 1'363.- |
| EU099 | Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 50 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus) | 70.401.000 | 1'363.- |

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

| Halter für Handmodul | | Tarif-Ziffer | |
|--|--|--------------|---------|
| EU071 | Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar | - | |
| EU072 | Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar | - | |
| Anbauseite Handmodul oder Tisch | | | |
| Rechts | | | |
| Links | | | |
| Joystickaufsatz | | | |
| EU080 | Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm) | 144.- | |
| EU081 | Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm) | 87.- | |
| EU082 | Soft Ball, schwarz bezogen | 185.- | |
| EU083 | Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm) | 108.- | |
| EU084 | Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm) | 216.- | |
| EU085 | Softkugeln (Durchmesser 30 mm, 2 Stück) | 87.- | |
| EU132 | Softkugel mit Feder, hart | 156.- | |
| EU133 | Softkugel mit Feder, weich | 156.- | |
| EU134 | Bedienknopf mit Elastomer | 153.- | |
| Aktuatoremodul für Steuerung R-net/TEN° | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> EU056 | Aktuatoremodul (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A)) | - | |
| Zubehör Steuerung | | | |
| EU057 | Begleitpersonensteuerung nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior | 70.401.000 | 1'371.- |
| Anbauseite Begleitpersonensteuerung (nur in Verbindung mit Begleitpersonensteuerung möglich) | | | |
| Rechts | | | |
| Links | | | |
| Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung mit der Kombination aus FWD und Steuerung TEN°) | | | |
| EF022 | Mechanisch (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich) | | 388.- |
| EF023 | Elektrisch (Gyro Modul, inklusive für FWD 10 km/h; bei Verwendung von einem Gyro kann sich je nach Gelände die angegebene Reichweite reduzieren) | 70.401.000 | 736.- |
| Antrieb | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET016 | Performance | | - |
| Geschwindigkeit | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET014 | 10 km/h | | - |

Elektrorollstuhl Juvo B6.
Bestellblatt



**EC001-EC004
Standardsitz**



**EC005 VAS (Variabel
anpassbarer Sitz)**



EC006 Recaro n-Joy



**ED050/051 Kontur Rücken-
polster AD**




**ED036 Baxx Aluminium Flat
Top Rücken**




**EC020/ED034 Contoursitz-
kissen mit flacher Kontur**



**EC021/ED035 Contoursitz-
kissen mit tiefer Kontur**




ED039 Seitenwangen



ED040 Lumbalunterstützung



**EP002 Beckengurt, Metall-
verschluss**



**EP003 Beckengurt, Kunst-
stoffverschluss**




**EP020 Gurt, aufrollbar,
Metallverschluss**




EP005 - EP007 Dynamic Gurt

Elektrorollstuhl Juvo B6.
Bestellblatt



**EP008 - EP010
Brust-Schulterpelotte**



**EP011 - EP013
Slimline Sternum Gurt**



EP014 - EP017 Schultergurt



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsrig, gekröpft



EL003 Mehrachsrig, gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsrig



**EL033/EL034/EL035
Comfort Plus**



EL036/EL037 Combo



**EL006/007 Kopfstütze,
klein/gross**



**EL013/014 Kombinierte Kopf- /
Nackenstütze, klein/gross**



EL015/016 Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein/gross



**EE024 Armlehne,
hochschwenkbar**



**EC025 Elektrische
Sitzkantelung**



**EC026 Elektrische
Sitzhöhenverstellung 35 cm**



**EB003 Elektr. hochschwenkbare
Beinstütze, separat
steuerbar**

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



EB013 Zentral montierte Beinstütze



EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt



EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte



EU043 Externe Magnetladebuchse



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkadarretierung



ES002 Fahrzeug-transportersatz



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger

Elektrorollstuhl *Juvo B6*. Bestellblatt



ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



**ES305 Rucksack mit
Ottobock Logo**



ES306 Kathetertasche, gross



ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Elektr. Beleuchtung



EU053 TEN° Handmodul



**EU057 Begleitpersonen-
steuerung**



**EF001 Lenradschwinge,
gedfedert**

Elektrorollstuhl Juvo B6.
Bestellblatt



**EU080 Tetragabel,
waagrecht**



EU081 Stick S80




**EU082 Softball,
schwarz bezogen**



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln

Elektrollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

| ST [cm] | Chassis Grösse | SH [cm] | 43 | | | 45 | | | 47 SS gross | | | 47 SS XL | | | 49 SS gross | | | 49 SS XL | | |
|---------|----------------|---------|-------------|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----------|----|----|-------------|----|----|----------|----|----|
| | | | Ausstattung | FW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW |
| 42 | 1 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | 2 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 44 | 1 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | 2 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 46 | 1 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | 2 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 48 | 1 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | 2 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 50 | 1 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | 2 | A | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | B | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| | | C | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |

- Auswahl möglich
- Auswahl nicht möglich
- A ohne Kantelung
- B mit Sitzlift und Kantelung
- C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

| ST [cm] | Chassis Grösse | SH [cm] | Ausstattung | 51 SS gross | | | 51 SS XL | | | 53 | | 55 | | 57 | |
|------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | FW | MW | RW | FW | MW | RW | MW | RW | MW | RW | RW | |
| 42 | 1 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 44 | 1 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 46 | 1 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 48 | 1 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 50 | 1 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2 | | ohne Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Sitzlift und Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | mit Kantelung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | |
|---|----------------------------|
| ■ | Auswahl möglich |
| ■ | Auswahl nicht möglich |
| A | ohne Kantelung |
| B | mit Sitzlift und Kantelung |
| C | mit Kantelung |

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↵

| ST [cm] | Chassis Grösse | SH [cm] Ausstattung | 43 | | 45 | | | 47 | | | 49 | | | 51 | | | 53 | | 55 | | 57 | | |
|------------|-------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | FW | RW | FW | MW | RW | MW | RW | MW | RW | MW | RW | |
| 38 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Auswahl möglich
- Auswahl nicht möglich
- A ohne Kantelung
- B mit Sitzlift und Kantelung
- C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



Sitzkissen Livo



| ST [cm] | Sitzbreite [cm] | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | |



Sitzkissen Evoflair

| ST [cm] | Sitzbreite [cm] | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | |

Elektrorollstuhl *Juvo B6*. Bestellblatt



Sitzkissen Terra, Terra Aquos

| ST [cm] | Sitzbreite [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |



Sitzkissen Terra Flair

| ST [cm] | Sitzbreite [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



Sitzkissen Cloud

| ST [cm] | Sitzbreite [cm] | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | |

Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert

| ST [cm] | Sitzbreite [cm] | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 38 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich