

モジュラー膝継手 オフセット

System Knee Joints Offset



膝軸を後方に位置させ、膝関節を安定位にするオフセット継手です。
膝軸は支柱より16mm後方に位置しています。

下腿内カーブ ステンレス

完成用部品



発注品番	左右	適応支柱幅	入数
17B26=R16	右	16 mm	内外側1セット
17B26=L16	左	16 mm	
17B26=R20	右	20 mm	
17B26=L20	左	20 mm	

- 支柱を固定するネジが付属しています。
- サービスパーツについては弊社までお問合せください。
- 接続する支柱は、p.73～76をご参照ください。
- 743R6 (p.81) をご使用の場合は、サイズ4をご使用ください。

膝関節内側のパーツの下部のみにカーブがついています。

ストレート ステンレス



発注品番	左右	適応支柱幅	入数
17B47=16	兼用	16 mm	内外側1セット
17B47=20		20 mm	

- 支柱を固定するネジが付属しています。
- サービスパーツについては弊社までお問合せください。
- 接続する支柱は、p.73～76をご参照ください。
- 743R6 (p.81) をご使用の場合は、サイズ4をご使用ください。

左右兼用タイプです。