

完成用部品

1C56 タレオ アジャスト 差高調整機能付き

タレオアジャストなら、靴のヒールの高さを気にせずにお気に入りの靴を選べます。靴に合わせて足部のヒールの高さを調整できるため、いつでも快適に歩けます。ロックボタンを押して、ヒールの高さを0mmから70mmまで簡単に調整できます。

タレオアジャストの特徴

- 差高調整機能付きカーボン足部
- 差高調整幅は0-70mmで無段階調整
- 差高を0mmに調整し屋内での裸足歩行に対応可能
- 踵の硬さを付属のウェッジ (3種) で調整可能
- フットシェルはノーマルまたはローカットのいずれかを選択
- 海水、塩素水に対する防水性



防水

テクニカルデータ

モビリティグレード	2-3
最大体重制限	115 kg
サイズ	22-28 cm
フットシェルの形状	2C8 ノーマル/標準 2C15-L ローカット/標準, 幅狭
フットシェルの色	ベージュ (4)
重さ(フットシェル含む)*	890g(2C8), 850g(2C15-L)
実長*	113mm
差高調整幅	0 - 70mm(22 - 26cm), 0 - 25mm(27 - 28cm)

* サイズ25cmの場合



差高調整が簡単

毎日違う靴を楽しめる

ベースは動きが滑らかな
タレオLP

1C56 タレオ アジャスト

ロックボタン

大きなボタンで押しやすい
0-70mm*の無段階調整
*サイズ27-28cmの調整幅は0-25mm



ロック解除
差高調整時

ロック
歩行時



ヒールウェッジ
踵の硬さを調整可能



ノーマルフットシェル ローカットフットシェル
コネクションプレート付き コネクションプレートなし

ベースはタレオLP

滑らかな動きで歩行が快適

カテゴリー表

活動度が高めの場合は1つ大きいカテゴリーを選択してください。

体重	サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm
51 kgまで		1	1	1	1	1	-	-
52-58 kg		2	2	2	2	2	-	-
59-67 kg		3	3	3	3	3	3	3
68-77 kg		4	4	4	4	4	4	4
78-88 kg		5	5	5	5	5	5	5
89-100 kg		-	6	6	6	6	6	6
101-115 kg		-	-	-	7	7	7	7



同梱内容

- 1C56本体
- フットシェル (2C8、2C15-Lのいずれか)
- 2F50ヒールウェッジ (3種セット)
- スペクトラソック

発注時の表記例

1C56=R26-4-P/4 (2C8 ノーマルフットシェル)

1C56=R26-4-P/4N-L (2C15-L ローカットフットシェル)

製品番号	左右	サイズ	カテゴリー	色	形状
1C56	=		-	P / 4	
	左右	サイズ (cm)	カテゴリー	色	形状
	R 右 L 左	22, 23, ..., 28	1, 2, ..., 7	4 ベージュ	空白 2C8 ノーマル/標準(22-28cm) S-L 2C15-L ローカット/幅狭(22-23cm) N-L 2C15-L ローカット/標準(24-26cm)

お問合わせ先