

Reisen mit Prothese.

Sicher und mobil unterwegs.



Die Ottobock Garantie gilt weltweit und bietet eine Unterstützung in Notfällen – ob daheim, im Urlaub oder während einer Dienstreise.

Voraussetzung für eine rundum gelungene Reise ist eine gute Planung und Vorbereitung.

Ihre Prothese kann in ungewohnter Umgebung oder bei einem Auslandsaufenthalt anderen Bedingungen und Belastungen als in Ihrem Alltag ausgesetzt sein. Eventuell eintretende Zwischenfälle und mögliche Defekte sollten bedacht werden.

Wenden Sie sich bei einem vermeintlichen Defekt Ihrer Prothese (z.B. Beschädigung, Funktionsausfall, Elektronikproblem) bitte direkt an Ihr versorgendes Sanitätshaus oder Ihren Orthopädietechniker. Als Ihr erster Ansprechpartner koordiniert er gemeinsam mit dem Ottobock Kundenservice das weitere Vorgehen und die bestmögliche Unterstützung vor Ort.



Für weitere Infos einfach den QR-Code scannen.



Meine Checkliste

- ☐ Funktionscheck meiner Prothese
- ☐ Kontaktdaten meines Sanitätshauses in Deutschland
- ☐ Ausgefüllter Prothesenpass
- ☐ Informationen zu orthopädietechnischen Versorgungszentren im Zielland
- ☐ Zubehör für die Stromversorgung der Prothese: z.B. Ladegerät, Netzteil, 12 V USB-Ladeadapter, Adapter für Steckdosen, Powerbank etc.
- ☐ Ersatzteile / Zubehör: z.B. Ersatzventil für den Schaft / Ersatzliner / Ersatzkniekappe / Stumpfstrümpfe oder Teile eines alten Liners zum Volumenausgleich / starkes Klebeband
- ☐ Weitere Hilfsmittel: z.B. Anziehspray / Ersatzanziehhilfe
- ☐ Medizinische beziehungsweise kosmetische Produkte: z.B. Desinfektionsmittel für Wunden / Hydrokolloid-Pflaster / Antibakterielle Seife / Melkfett und Wundschutzcreme zur Vermeidung von Scheuerstellen / Derma Pflegeprodukte
- ☐ Sonstiges _____