

3R106

Направи всяка стъпка своя собствена.

Пневматичната колянна става 3R106 е разработена за умерено активни потребители и се характеризира с компактният си дизайн и ниско тегло, като предлага гъвкавост в различни ежедневни ситуации.

Проектирана за оптимални резултати

- Полицентричният дизайн надеждно стабилизира колянната става по време на опорната фаза и може да осигури по-голям просвет при отлепване на крака в маховата фаза.
- Полицентричният дизайн с лесно започване на маховата фаза и затихване в маховата фаза, осигурява приятен край на разгъването.
- Сгъването и разгъването на пневматичната система може да се регулира отделно.
- Големият ъгъл на сгъване в коляното от 172° улеснява изпълнението на различни дейности.
- Лека конструкция.

Технически данни

Номер на артикула	3R106=P
Степен на мобилност	2 – 3
Максимално телесно тегло	100 kg
Тегло на продукта	730 g
Дистална връзка	тръбна скоба Ø30 mm
Проксимална връзка	пирамида
Конструктивна височина	222 mm
Дистална конструктивна височина до референтната точка на подравняване	195 mm
Проксимална конструктивна височина до референтната точка на подравняване	12 mm
Максимален ъгъл на сгъване в коляното	172°
Включено в доставката	2R49 тръбен адаптер



3R106

Препоръчани комбинации.

21Y14 PushValve

- Отваря се и се затваря чрез притискане на две „крила“.
- Особено подходящ за потребители с ограничена подвижност на пръстите, благодарение на големия си размер.
- Вентилът без резба е съвместим с всички стандартни лайнери без дистален конектор, като може да се използва и без лайнер.

4R57 Ротационен адаптер

- Позволява на потребителите да завъртат подбедрицата спрямо гилзата при сгнато коляно: за по-голяма свобода на движение и по-отпусната седяща позиция, като позволява движения, щадящи гърба, например при обуване на обувки.

1C30-1 Trias

- Гъвкавите двойни пружини осигуряват облекчение чрез абсорбиране на удара при стъпване на пета и плавно прехвърляне на тежестта.
- Триъгълен дизайн за балансирани и контролирани движения при ходене по неравни повърхности.
- Лека конструкция.



Проверени и тествани: препоръчани компоненти за протезиране с 3R106.*

			
Гилза / лайнер	Структурни компоненти	Стъпала	Козметика
● 6Y800 Iconiq ● 6Y110/6Y111 Skeo Sealing ● 21Y2 QuickValve	● 4R57 Ротационен адаптер ● 4R11 Quickchange	● 1C30-1 Trias ● 1C5* Семейството на Taleo ● 1C70 Evanto	● 3S107 Козметика

*Всички компоненти се продават отделно и са налични като продукти на Ottobock, които са съвместими с колянната става 3R106, което помага за осигуряване на оптимална работа. Специалистите трябва да подбират компонентите според индивидуалните критерии на пациента.