

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Bon de commande.

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, No

CP, lieu

Com.

Nom _____ Date _____ Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Configuration de base

N° d'article: 480F160=0_AA03_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.010

Fauteuils roulants pour enfants 40.118.005

Prix de base: CHF 4'103.00

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes, séparé, pivotant et amovible
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

Châssis pliant, poids maximum utilisateur: 140 kg


Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))

Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Bon de commande.

Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



SB= cm
Largeur d'assise
bord extérieur du tube du cadre –
bord extérieur du tube du cadrer



ST= cm
Profondeur d'assise
Bord avant de la toile d'assise –
Tube de dossier



vSH= cm
Hauteur d'assise avant
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



hSH= cm
Hauteur d'assise arrière
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



RH= cm
Hauteur du dossier
Bord supérieur du tube d'assise –
bord supérieur de la toile de dossier



UL= cm
Longueur de tibia
Bord supérieur de la toile d'assise –
bord supérieur du repose-pied (milieu)

| Adduction du châssis avant | | | | | | | | | | | Prix |
|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| MA14 | 0 cm adduction | | | | | | | | | | – |
| MA15 | 2 cm adduction | | | | | | | | | | – |
| Un cadre d'abduction est disponible sur l'Avantgarde DF version | | | | | | | | | | | |
| Version adaptateur de roues motrices | | | | | | | | | | | Prix |
| MA113 | Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19) | | | | | | | | | | – |
| MA114 | Fest verschweisst (CLT-Option/ inkl. MD12) | | | | | | | | | | 260.– |
| Croisillon | | | | | | | | | | | Prix |
| MA100 | Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT) | | | | | | | | | | – |
| MA101 | Double | | | | | | | | | | – |
| Utilisation de l'assise | | | | | | | | | | | Prix |
| | Standard | | | | | | | | | | – |
| MB50 | Assise pour trotterinier (garde au sol réduite à la livraison)* | | | | | | | | | | – |
| * Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel! | | | | | | | | | | | |
| Largeur d'assise [SB] en cm | | | | | | | | | | | |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Profondeur d'assise [ST] en cm | | | | | | | | | | | |
| 36* | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | | |
| * réalisable uniquement avec des roues motrices de 22" et des roues directrices de 5 | | | | | | | | | | | |
| 13378.000 | Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise | | | | | | | | | | sur demande |
| Hauteur d'assise avant [vSH] en cm | | | | | | | | | | | |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | | | | | | | |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Bon de commande.

| Accessoires de châssis | | | | | | | | | | chiffre tarifaire | Prix |
|--|-----|--|-----|----|----|----|----|-----|-----|-------------------|-------------|
| MA50 | | Roulettes de transit, la paire | | | | | | | | | 237.– |
| MA51 | | Aide au basculement droit | | | | | | | | 30.506.000 | 87.– |
| MA52 | | Aide au basculement gauche | | | | | | | | 30.506.000 | 87.– |
| MA55 | | Anti-bascule, escamotable, droit | | | | | | | | 30.501.000 | 185.– |
| MA56 | | Anti-bascule, escamotable, gauche | | | | | | | | 30.501.000 | 185.– |
| MA57 | | Porte-canne avec aide au basculement, droit* | | | | | | | | 30.512.000 | 97.– |
| MA58 | | Porte-canne avec aide au basculement, gauche* | | | | | | | | 30.512.000 | 97.– |
| * ne pas homologué pour le transport assis (TPMR) | | | | | | | | | | | |
| Roues directrices (voir tableau A en annexe) | | | | | | | | | | | Prix |
| MF30 | | 4" bandages, noir | | | | | | | | 30.511.000 | – |
| MF35 | | 4" softroll, jantes aluminium | | | | | | | | 30.511.000 | 215.– |
| MF31 | | 5" bandages, noir | | | | | | | | 30.511.000 | – |
| MF36 | | 5" softroll, jantes aluminium | | | | | | | | 30.511.000 | 215.– |
| MF04 | | 5,5" bandages, gris | | | | | | | | 30.511.000 | – |
| MF05 | | 6" pneumatiques, gris | | | | | | | | 30.511.000 | – |
| MF32 | | 6" bandages, noir | | | | | | | | 30.511.000 | – |
| MF37 | | 6" softroll, jantes aluminium | | | | | | | | 30.511.000 | 215.– |
| Hauteur d'assise arrière [hSH] en cm | | | | | | | | | | | |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 48 | 49 | 50 | 51 | | | | | | | | |
| Taille des roues motrices (voir tableau B/C en annexe) | | | | | | | | | | | Prix |
| MG01 | | 22" | | | | | | | | | – |
| MG02 | | 24" | | | | | | | | | – |
| MG00 | | 25" | | | | | | | | | – |
| Carrossage des roues motrices | | | | | | | | | | | |
| 0 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | | | | | | | | |
| Position horizontale des roues motrices (voir tableau D en annexe) | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | | | | | |
| Jantes roues motrices | | | | | | | | 22" | 24" | 25" | Prix |
| MG06 | | Jantes creuses | | | | | | | | | – |
| MG10 | | Spinergy SPOX | | | | | | | | | 692.– |
| MG11 | | Spinergy LX | | | | | | | | | 806.– |
| MG12 | | Spinergy LXL Blade, rayons noirs | | | | | | | | | 883.– |
| MG12 | | Spinergy LXL Blade, rayons blancs | | | | | | | | | 883.– |
| MG15 | | Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages) | | | | | | | | | 172.– |
| MG150 | | Infinity Ultralight, coloré, (non compatible avec pneu à bandages) | | | | | | | | | 243.– |
| MG80 | | Avec freins à tambours pour accompagnateur* | | | | | | | | | 573.– |
| MG831 | | Double main courante gauche avec flasques* | | | | | | | | | 1'340.– |
| MG831 | | Double main courante droit avec flasques* | | | | | | | | | 1'340.– |
| 23798.000 | | Double main courante avec freins à tambour* | | | | | | | | | sur demande |
| *: uniquement avec carrossage 0° | | | | | | | | | | | |

*: uniquement avec carrossage 0°

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV.*

Bon de commande.

| Pneumatiques | | | 22" | 24" | 25" | Prix |
|---|---|------------|-----|-----|-----|------------------|
| MG30 | Pneus 1 3/8" ^{1) 2) 3)} | xx.511.000 | | ● | | – |
| MG31 | Pneus Schwalbe RightRun 1" ³⁾ | xx.511.000 | ● | ● | ● | – |
| MG34 | Bandages 1" ^{1) 3)} | xx.511.000 | | ● | | – |
| MG341 | Bandages 1", schwarz ^{1) 3)} | xx.511.000 | | ● | | – |
| MG37 | Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" | xx.511.000 | ● | ● | ● | 59.– |
| MG200 | Schwalbe One 1" ³⁾ | xx.511.000 | | ● | | 77.– |
| ¹⁾ incompatible avec MG15/150 ²⁾ incompatible avec MG10/11/12 ³⁾ incompatible avec MG197/198/199 | | | | | | |
| Mains courante | | | 22" | 24" | 25" | Prix |
| MG50 | Aluminium enduit noir, grand diamètre | | ● | ● | ● | – |
| MG52 | Aluminium argent anodisé, grand diamètre | | ● | ● | ● | – |
| MG53 | Aluminium argent anodisé, petit diamètre | | ● | ● | | – |
| MG54 | Aluminium plastifié, grand diamètre | 70.171.000 | ● | ● | ● | 243.– |
| MG56 | Inox poli, grand diamètre | | ● | ● | ● | – |
| MG57 | Inox poli, petit diamètre | | ● | ● | | – |
| MG63 | CURVE L anodisé (forme ergonomique) | 70.171.000 | | ● | ● | 531.– |
| MG65 | Gekko (forme ergonomique/ force manuelle réduite) | 70.171.000 | | ● | ● | 575.– |
| MG64 | Curve L Grip (forme ergonomique/ faible force manuelle) | 70.171.000 | | ● | ● | 462.– |
| Montage mains courante | | | | | | Prix |
| MG70 | Montage étroit: 15 mm | | | | | – |
| MG71 | Montage large: 25 mm | | | | | – |
| Prolongation d'empattement, adaptation frein incluse (incompatible avec Shock Absorber) | | | | | | Prix |
| MG86 | Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR) | | | | | 376.– |
| MG82 | Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR) | | | | | 397.– |
| MG46 | Sans prolongation d'empattement | | | | | – |
| Système d'axes à démontage rapide | | | | | | Prix |
| MG27 | Axes à démontage rapide | | | | | – |
| MG28 | Axes à démontage rapide pour tétraplégique | | | | | 190.– |
| Accessoires de roues motrices | | | | | | Prix |
| MG87 | Pompe haute pression, 14 bar | | | | | 175 .– |
| Amortisseurs arrière Shock absorber* | | | | | | Prix |
| MG97 | Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg) | | | | | 671.– |
| MG98 | Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg) | | | | | 671.– |
| MG99 | Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg) | | | | | 671.– |
| * incompatible avec prolongation d'empattement (MG82 et MG86) | | | | | | |
| Freins | | | | | | Prix |
| MH01 | Freins standards 4.0, levier court | | | | | xx.503.000 – |
| MH30 | Freins standards 4.0, levier long | | | | | xx.503.000 – |
| MH05 | Freins ciseaux (option CLT) | | | | | xx.503.000 113.– |
| MH06 | Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur* ne pas compatible avec freins à tambour | | | | | xx.503.000 425.– |
| MH08 | Freins à commande unilatérale, droit* | | | | | xx.503.000 376.– |
| MH09 | Freins à commande unilatérale, gauche* | | | | | xx.503.000 376.– |
| * ne pas compatible avec pneu à bandages | | | | | | |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Bon de commande.

| Accessoires de freins | | | | | | | | | | Prix |
|---|---|-----|-----------------|------|--------------------|----|-----------------|------------|------------|-------------|
| MH10 | Rallonges de leviers de freins fixes | | | | | | | | xx.504.000 | 61.– |
| MH21 | Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01 | | | | | | | | xx.504.000 | 61.– |
| Hauteur de dossier [RH] en cm | | | | | | | | | | |
| 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | |
| 50 | 52,5 | 55 | | | | | | | | |
| System de dossier | | | | | | | | | | Prix |
| MD01 | Tube de dossier droit réglable en hauteur | | | | | | | | | – |
| | RH 25 - 32,5 cm | | RH 32,5 - 40 cm | | RH 42,5 - 50 cm | | RH 52,5 - 55 cm | | | |
| MD09 | Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur | | | | | | | | | – |
| | RH 35 - 40 cm | | RH 40 - 45 cm | | RH 45 - 50 cm | | RH 50 - 55 cm | | | |
| MD10 | Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR) | | | | | | | | | 384.– |
| | RH 30 - 40 cm | | RH 35 - 45 cm | | RH 40 - 50 cm | | | | | |
| MD11 | Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue) | | | | | | | | | 298.– |
| MD12 | Dossier à soudure fixe, (ne pas homologue pour le TPMR) uniquement avec option MA114 adaptateur de roue arrière à soudure fixe | | | | | | | | | 144.– |
| | 0° | -5° | -10° | -15° | | | | | | |
| 117423.000 | Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz ne pas homologue pour le TPMR | | | | | | | | | sur demande |
| Conception du dossier | | | | | | | | | | Prix |
| MD03 | En nylon, réglable en tension par sangles | | | | | | | | xx.507.000 | 81.– |
| MD05 | Tissu respirant, réglable en tension par sangles | | | | | | | | xx.507.000 | – |
| MD18 | Ultra-légère (option CLT) | | | | | | | | xx.507.000 | 63.– |
| MD93 | Baxx dossier en alu, serie AL (actif) - monté | | | | | | | | 70.131.000 | 1'150.– |
| MD06 | Sans | | | | | | | | | – |
| 24959.001 | Rembourrage doublé | | en nylon | | en tissu respirant | | | | | sur demande |
| Toile de dossier élargi | | | | | | | | | | Prix |
| MD80 | + 2 cm | | | | | | | | | – |
| MD81 | + 4 cm | | | | | | | | | – |
| MD82 | Ohne | | | | | | | | | – |
| Hauteur du dossier Baxx | | | | | | | | | | Prix |
| MD91 | Bas (25 cm) | | | | | | | | | – |
| MD94 | Moyen (33 cm) | | | | | | | | | – |
| MD95 | Standard (41 cm) | | | | | | | | | – |
| Galbe du dossier Baxx | | | | | | | | | | Prix |
| MD84 | Actif (6 cm) | | | | | | | | | – |
| MD85 | Profond (10 cm) | | | | | | | | | – |
| Autres systèmes dorsaux Baxx (joindre le bon de commande, restrictions possibles selon le modèle) | | | | | | | | 70.131.000 | Prix | |
| Baxx - dossier en aluminium (joint) | | | | | | | | | | |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Bon de commande.















| Poignées | | | Prix |
|-----------------------------------|--|------------|-------------|
| MD50 | Courtes | xx.510.000 | – |
| MD51 | Longues | xx.510.000 | – |
| MD52 | Télescopiques, longues | xx.510.000 | 261.– |
| MD55 | Réglables en hauteur, amovibles | xx.510.000 | 312.– |
| MD45 | Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx | xx.510.000 | 312.– |
| MD56 | Rabattables (charge maximale 125 kg) | xx.510.000 | 193.– |
| MD59 | Sans poignées | xx.510.000 | – |
| 40244.000 | Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm | xx.510.000 | sur demande |
| Accessoires du dossier | | | Prix |
| MD58 | Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD55 possible | | 162.– |
| Positionnement thoracique | | | Prix |
| MD74 | UniLink- support thoracique latéral, grand, droit | 70.135.000 | 422.– |
| MD75 | UniLink- support thoracique latéral, grand, gauche | 70.135.000 | 422.– |
| MD76 | UniLink- support thoracique latéral, moyen, droit | 70.135.000 | 422.– |
| MD77 | UniLink- support thoracique latéral, moyen, gauche | 70.135.000 | 422.– |
| Protège-vêtements / Accoudoirs | | | Prix |
| ME01 | Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène | xx.508.000 | – |
| ME02 | Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène | xx.508.000 | – |
| ME04 | Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT) | xx.508.000 | 433.– |
| ME05 | Accoudoirs aluminium à manchettes courtes, réglables en hauteur | xx.508.000 | 418.– |
| ME06 | Accoudoirs aluminium à manchettes longue, réglables en hauteur | xx.508.000 | 418.– |
| ME17 | Accoudoir alu à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur | xx.508.000 | 482.– |
| SBK24811.010 | Protège-vêtements avec accoudoir enfichable (pas en combinaison avec croisillon simple) | xx.508.000 | sur demande |
| Accessoires accoudoirs | | | Prix |
| ME50 | Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable (pas en combinaison avec ME05 et ME06) | | 507.– |
| | court long long, extra haute | xx.508.000 | |
| ME60 | Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50) | 70.161.000 | 378.– |
| ME66 | Demi-Tablette thérapeutique, droite | 70.161.000 | 295.– |
| ME66 | Demi-Tablette thérapeutique, gauche | 70.161.000 | 295.– |
| ME67 | Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche | 70.161.000 | 495.– |
| ME68 | Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droit | 70.161.000 | 495.– |
| ME61 | Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite * | | 444.– |
| ME62 | Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche * | | 444.– |
| *: remplace l'accoudoir existant | | | |
| Manchette avant-bras en gouttière | | | Prix |
| ME70 | Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche | 70.135.100 | 102.– |
| ME71 | Manchette avant-bras en gouttière monobloc, droite | 70.135.100 | 102.– |
| Toile d'assise | | | Prix |
| MC16 | Toile d'assise, réajustable en tension | 30.507.000 | – |
| MC15 | Toile d'assise avec poches de rangement (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches) | 70.362.000 | 65.– |
| MC18 | Ultra-légère (option CLT) | | 63.– |
| MC06 | Sans | | – |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Bon de commande.

| Coussins d'assise | | | Prix |
|---|---|---------------|----------|
| MC01 | Standard (épaisseur fonctionnelle 5 cm) | 70.141.000 | 88.– |
| MC02 | Cubic Foam (épaisseur fonctionnelle 5 cm) | 70.141.000 | 205.– |
| MC05 | Evolight (épaisseur fonctionnelle 6 cm) | 70.142.000 | 425.– |
| MC20 | Terra (épaisseur fonctionnelle 6 cm) | 70.142.000 | 344.– |
| MC21 | Terra Aquos (épaisseur fonctionnelle 6 cm) | 70.142.000 | 395.– |
| MC22 | Terra Flair (épaisseur fonctionnelle 6 cm) | 70.143.000 | 691.– |
| MC23 | Cloud (épaisseur fonctionnelle 11 cm) | 70.143.000 | 1'037.– |
| MC29 | Livo (épaisseur fonctionnelle 5 cm) | 70.141.000 | 133.– |
| MC30 | Evoflair (épaisseur fonctionnelle 8 cm) | 70.142.000 | 439.– |
| Repose-jambes | | | Prix |
| MB000 | Palette en alu, monobloc, réglable en inclinaison (MB100) | | – |
| | avec dispositif de verrouillage (MB70) | | 95.– |
| MB010 | Palettes séparées, réglable en inclinaison, repliable (MB100) | | – |
| | en composit (MB170) en aluminium (MB160) | | – |
| MB000 | Palette tube (MB120) | | 160.– |
| | avec palette en composite (MB74) | | 75.– |
| MB000 | Palette monobloc, pour petite longueur de tibia (MB150) | | 250.– |
| MB85 | Stealth soutien de moignon, gauche* | 70.154.000 | 620.– |
| MB86 | Stealth soutien de moignon, droite* | 70.154.000 | 620.– |
| MB87 | Stealth soutien de moignon, 1 paire | 2x 70.154.000 | 1'240.– |
| MB25 | Relevable, 1 paire (MB100) Palettes en composite | 2x 70.154.000 | 348.– |
| MB26 | Relevable, droite (MB100) Palettes en composite* | 70.154.000 | 174.– |
| MB27 | Relevable, gauche (MB100) Palettes en composite* | 70.154.000 | 174.– |
| MB80 | Sans | | – |
| * Autre côté : repose-jambes standard | | | |
| Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise) | | | Prix |
| UL = | Bord supérieur de la toile d'assise – bord supérieur du repose-pied (milieu) plage de réglage: 16 – 55 cm | | – |
| Longueur du tube de potance (sans coussin) (voir tableau E en annexe) | | | Prix |
| MB40 | Courte | | – |
| MB41 | Moyenne | | – |
| MB42 | Longue | | – |
| MB43 | Extra longue | | – |
| Accessoires | | | Prix |
| MZ51 | Ceinture avec boucle en métal | | 149.– |
| MZ59 | Petite poche pour le téléphone portable | | 41.– |
| | Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire) | | net 22.– |
| Flasques | | | Prix |
| MG90 | Transparent | xx.509.000 | 226.– |
| MG100 | Motif 'Graphics' | xx.509.000 | 286.– |
| MG101 | Motif 'Miracle' | xx.509.000 | 286.– |
| MG102 | Motif 'Network' | xx.509.000 | 286.– |
| MG103 | Motif 'Robots' | xx.509.000 | 286.– |
| MG104 | Motif 'Spectrum' | xx.509.000 | 286.– |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV.*

Bon de commande.

| Coloris châssis | | | | Prix |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------|
| 002 | Anthracite métallique |  | | – |
| 003 | Noir profond RAL 9005 |  | | – |
| 023 | Blanc RAL 9016 |  | | – |
| 048 | Noir obsidienne (structure) |  | (avant: noir profond mat structure) | – |
| 051 | Orange (structure) |  | | – |
| 057 | Vert feuillage |  | | – |
| 058 | Vert menthe |  | | – |
| 059 | Framboise |  | | – |
| 060 | Bleu azur |  | | – |
| 001 | Argent brillant |  | | – |
| 012 | Bleu ciel métallique |  | | – |
| 014 | Candy rouge |  | | – |
| 027 | Shimano mat |  | | – |
| 056 | Blanc nacré |  | | – |
| SBK24817.000 | Couleur spéciale selon le souhait du client | | | sur demande |
| Coloris: Infinity Ultralight / Fourches (uniquement en combinaison avec MG150) | | | | Prix |
| | Sparkle light orange | | | – |
| | Marine Blue | | | – |
| | Candy Red | | | – |
| | Sparkle Granny-Smith | | | – |
| Coloris: Dossier Baxx (uniquement en combinaison avec MD93) | | | | Prix |
| MD89 | Blanc RAL 9016 | | | – |
| MD90 | Noir obsidienne (structure) | | | – |
| MD88 | Dans la couleur du châssis du fauteuil roulant | | | – |
| Autres accessoires | | | | Prix |
| MZ52 | Kit d'outils | | | 58.– |
| MZ58 | Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28") | | | 121.– |
| MZ65 | Eclairage actif | | | 44.– |
| MZ89 | Protection pour axe de roue à démontage rapide | | | 7.– |
| MZ93 | Sac à dos pour fauteuil roulant | | | 102.– |
| Kit de montage pour appuie-tête (horizontal) | | | | Prix |
| MZ54 | Kit de montage | 70.123.000 | | 296.– |
| MZ61 | Kit de montage clinique | 70.123.000 | | 186.– |
| Appuie-tête / -nuque pour UniLink | | | | Prix |
| MZ105 | Comfort Plus, taille M | 70.121.000 | | 296.– |
| MZ106 | Combo (en 3 parties), taille L | 70.121.000 | | 186.– |
| Accessoires pour UniLink | | | | Prix |
| MZ107 | UniLink Élément d'extension 38 mm | 70.123.000 | | 105.– |
| MZ108 | UniLink Élément d'extension 50 mm | 70.123.000 | | 105.– |
| MZ109 | UniLink Élément d'extension 76 mm | 70.123.000 | | 105.– |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Information.

A) Hauteur d'assise avant [vSH] / Roues directrices

| Hauteur d'assise avant | Roues directrices | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
|------------------------|-------------------|----|----|------|----|----|
| | 39,0 cm | ● | ● | | | |
| | 40,0 cm | ● | ● | | | |
| | 41,0 cm | ● | ● | | | |
| | 42,0 cm | ● | ● | | | |
| | 43,0 cm | ● | ● | ● | | |
| | 44,0 cm | ● | ● | ● | ● | |
| | 45,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 46,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 47,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 48,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 49,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| | 50,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 51,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 52,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 53,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| | 54,0 cm | | | ● | ● | ● |
| | 55,0 cm | | | | | ● |

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Information.

B) Hauteur d'assise arrière → Taille des roues motrice

| Hauteur d'assise arrière avec rallonge d'empattement | | | |
|---|--------------------------|-------|-------|
| Position de l'axe | Taille des roues motrice | | |
| | 22" | 24" | 25" |
| 1 | 37 cm | 39 cm | 40 cm |
| 2 | 40 cm | 42 cm | 42 cm |
| 3 | 42 cm | 44 cm | 45 cm |
| 4 | 46 cm | 46 cm | 48 cm |
| 5 | 47 cm | 49 cm | 50 cm |
| | | | |
| Hauteur d'assise arrière avec système d'amortisseurs Shock-Absorber | | | |
| Position de l'axe | Taille des roues motrice | | |
| | 22" | 24" | 25" |
| 1 | 40 cm | 42 cm | 43 cm |
| 2 | 42 cm | 44 cm | 45 cm |
| 3 | 44 cm | 46 cm | 47 cm |
| 4 | 46 cm | 48 cm | 49 cm |
| 5 | 48 cm | 50 cm | 51 cm |
| | | | |
| Hauteur d'assise | | | |
| Position de l'axe | Taille des roues motrice | | |
| | 22" | 24" | 25" |
| 1 | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| 2 | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| 3 | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
| 4 | 39 cm | 41 cm | 43 cm |
| 5 | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| 6 | 41 cm | 43 cm | 45 cm |
| 7 | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| 8 | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| 9 | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
| 10 | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
| 11 | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| 12 | 47 cm | 49 cm | 51 cm |

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Information.

C) Profondeur de l'assise [ST] / Position des roues motrices horizontale

| Position des roues motrices A horizontale | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|
| Profondeur de l'assise [cm] | Ø roues motrice 22" | | | | | Ø roues motrice 24" | | | | | Ø roues motrice 25" | | | | |
| | Roues directrices | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 52,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Position des roues motrices B horizontale | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|
| Profondeur de l'assise [cm] | Ø roues motrice 22" | | | | | Ø roues motrice 24" | | | | | Ø roues motrice 25" | | | | |
| | Roues directrices | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 38,0 | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | |
| 40,0 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 52,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Position des roues motrices C horizontale | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|
| Profondeur de l'assise [cm] | Ø roues motrice 22" | | | | | Ø roues motrice 24" | | | | | Ø roues motrice 25" | | | | |
| | Roues directrices | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0 | ● | ● | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | |
| 38,0 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | | | |
| 40,0 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | |
| 44,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 52,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*.

Information.

| Position des roues motrices D horizontale | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|--|
| Profondeur de l'assise [cm] | Ø roues motrice 22" | | | | | Ø roues motrice 24" | | | | | Ø roues motrice 25" | | | | | |
| | | Roues directrices | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | |
| 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,0 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 40,0 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | |
| 44,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 46,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 48,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 52,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| Position des roues motrices E horizontale | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|--|
| Profondeur de l'assise [cm] | Ø roues motrice 22" | | | | | Ø roues motrice 24" | | | | | Ø roues motrice 25" | | | | | |
| | | Roues directrices | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | |
| 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,0 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 44,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| 46,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| 48,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 52,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| Position des roues motrices F horizontale | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|--|
| Profondeur de l'assise [cm] | Ø roues motrice 22" | | | | | Ø roues motrice 24" | | | | | Ø roues motrice 25" | | | | | |
| | | Roues directrices | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | |
| 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 44,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 46,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 48,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 52,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Information.

| Position des roues motrices G horizontale | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|---------------------|----|------|----|----|--|
| Profondeur de l'assise [cm] | Ø roues motrice 22" | | | | | Ø roues motrice 24" | | | | | Ø roues motrice 25" | | | | | |
| | | Roues directrices | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" | |
| 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 44,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 46,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | |
| 48,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 50,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 52,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |









Position possible

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Information.

D) Position de la roue motrice / Distance du point de basculement (en mm)

| Dimension (horizontale) entre le centre de l'axe et le sommet du tube dorsal (bord avant) / barre d'assise (bord supérieur) | |
|---|---------------------------------|
| Position de la roue motrice | Distance point de basculement |
| G (aktiv) | 133 mm |
| F | 115,5 mm |
| E | 98 mm |
| D | 85 mm |
| C | 67,5 mm |
| B | 50 mm |
| A | 32,5 mm (pas possible pour CLT) |



Position des roues motrices version CLT (MA 114)

À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Information.

E) Longueur de tibia [UL] → Longueur du tube de potance

| Tube de potance | Longueur de tibia [cm] | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|---|----------------------------------|---|--------------------|
| | Typ tube de potence avec adduction 0 cm | | | | Typ tube de potence avec adduction 2 cm | |
| | Palette monobloc, Palettes séparées | | Repose-james relevable gauche ou droite | Repose-james relevable, la paire | Palette monobloc, Palettes séparées | |
| | Palette aluminium | Palettes composite | | | Palette aluminium | Palettes composite |
| Courte | 33 – 43 | 38 – 43 | 30 – 39 | 30 – 39 | 32 – 40 | 34 – 42 |
| Moyenne | 37 – 48 | 43 – 48 | – | – | 37 – 45 | – |
| Longue | 42 – 52 | 47 – 52 | 35 – 51 | 35 – 51 | 42 – 50 | 46 – 53 |
| Extra longue | 47 – 55 | – | – | – | 47 – 54 | – |


Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV.* Information.




MA51/52
Aide au
basculement



MA55/56
Anti-bascule



MA57/58
Porte-canne



MF35/36/37
4" softroll, jantes aluminium



MG10
Spineroy SPOX



MG11
Spineroy LX



MG83
Double main courante



MG197/198/199
Smoother Wheels




MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Axes à démontage rapide pour
tétraplégique



MH05
Freins ciseaux



MD10
Dossier inclinable en plages
de 6°



MD11
Dossier rabattable



MD93
Dossier Baxx (aluminium)

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV*. Information.



MD55

Poignées réglables en hauteur,
amovibles




MD56

Poignées rabattables




ME50

Accoudoir-tube



MC15

Toile d'assise avec
poches de rangement




ME60

Tablette thérapeutique



ME66

Demi-Tablette thérapeutique




ME67/68

Demi-Tablette thérapeutique,
rabattable




ME70/71

Manchette avant-bras en
gouttière monobloc




MC20

Terra



MC21

Terra Aquos



MC22

Terra Flair



MC23

Cloud



MB120

Palette tube



MB150

Palette monobloc pour petite
longueur de tibia



MB85/86/87


Stealth Soutien de
moignon



MG100

Motif 'Graphics'

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DV.* Information.



MG101
Motiv 'Miracle'



MG102
Motiv 'Network'



MG103
Motiv 'Robots'



MG104
Motiv 'Spectrum'



MZ58
Sac pour roues motrices



MZ59
Petite poche pour le téléphone portable




MZ89
Protection pour axe de roue à démontage rapide



MZ93
Sac à dos pour fauteuil roulant



MZ54
Kit de montage pour appui-tête



MZ61
Kit de montage pour appui-tête



MZ105
Appui-tête Comfort Plus



MZ106
Appui-tête Combo