

## 胸椎装具 [ 軟性 ]

### ドルソ カレッツア ポスチャー (50R49)

#### 1. スパイラルステーの優しい姿勢補助

背面に内蔵した2本のスパイラルステーの元に戻ろうとする力を利用し、姿勢補助する力にしています。

#### 2. 伸縮素材による高いフィット性

肩周りのベルトや腰のベルトは伸縮素材で出来ています。体によくフィットし、腕の運動を妨げにくくなっています。

#### 3. 目立たないスリムなデザイン

薄いつくりで、シャツの下に装着しても目立ちません。



適応

- 姿勢不良  
(シヨイエルマン病や脊椎後湾症など)
- 胸部背痛

# 胸椎装具 [ 軟性 ]

## ドルソ カレッツア ポスチャー (50R49)



### ◆ 特長

背部に内蔵した2本のスパイラルステーにより、体幹のカーブにフィットしながら姿勢を保持します。肩周りを広く開放し、上肢の動きの妨げを最小限にしています。

矯正ほどの圧迫感はなく、そっと支え、姿勢改善を促します。装着者が苦しくなく続けられる補助を提供します。

### ◆ お客様の声

- ・実際に装着してみると、姿勢保持の作用をしっかりと感じる
- ・通気性に優れ、肌触りの良い素材を採用した快適
- ・面ファスナーで調整できるため、個別の調節が簡単
- ・服を着ても目立ちにくい薄型設計、夏でも目立たない
- ・手洗い可能なため、衛生的

### ◆ 簡単装着

3  
ステップ



1 リュックサックを背負う要領で腕を通します。



2 腹部のベルトを引っ張り、前面で留めます。



3 胸部のベルトを留めて装着完了です。


### ◆ 試着用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。

- \* 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- \* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。


### ◆ 製品サイズ

#### サイズの測り方



イラストのようにウエスト周径を測ります。

発注品番	サイズ	適用範囲
		ウエスト周径 (cm)
50R49=XXS	XXS	60~70
50R49=XS	XS	70~80
50R49=S	S	80~90
50R49=M	M	90~100



2本のスパイラルステー



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介！

検索サイトまたはQRコードにてご覧いただけます。製品名 製品番号



フェイスブック QR コード



お問い合わせ先

- ・本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・本カタログの内容は2018年3月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 [www.ottobock.com/ja-jp](http://www.ottobock.com/ja-jp)  
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F  
TEL. 03-6403-1061(代表) FAX. 03-6435-8082