

拇指CM関節装具  
リゾアレクサ (50P22)



ポイント 1

2本のアルミステーで拇指をしっかりサポート

ポイント 2

装着時の安定感

ポイント 3

洗濯できて清潔に保てる

## 特長

2本のアルミステーでしっかり拇指関節を保持  
曲げ加工wな金属アルミステーが拇指をはさみこむように2本の支持体が内蔵されていることで、しっかりと拇指を保持できます。



## 適応

- 拇指の不安定性
- 腱鞘炎
- 拇指の靭帯損傷
- 脱臼・亜脱臼
- 拇指対立筋麻痺

\*適応症例は、海外で認可されたものです。

## 製品サイズ

サイズの測り方	発注品番	サイズ	適用範囲
			手首周径 (cm)
	50P22=S	S	14~18
	50P22=M	M	18~22
	- 左右兼用		

《サイズの測り方》イラストのように手首の周径を測ります。

## 試着用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるようデモ機をご用意しています。  
\* 上記サイズ表を参考にサイズ選択してください。  
\* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

## 義肢装具士の調整方法



ホームページ  
上肢装具の動画集

## オットーボック CM 関節装具 / 手関節装具のバリエーション



リゾアレクサ  
(50P22)



サムフォーム ロング  
(4085)



マニュ ジュニア / ポレックス  
(50P50/50P51)

○ CM関節装具

○ 小児用手関節装具

○ 成人用手関節装具




マニュ カレッツァ  
(50P70)




マニュ 3D ベーシス  
(4143)




マニュアレクサ  
(50P20)



マニュ 3D ポレックス  
(4146)



マニュアレクサポレックス  
(50P21)



マニュインモビル / ロング  
(50P10/50P11)

ホームページ



製品名 製品番号



リゾアレクサ 50P22



オットーボック製品や活動などご紹介  
フェイスブック QR コード



お問い合わせ先

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 本誌掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。