

Ankle gaiter.

Глезеният маншон се поставя върху обвивката на стъпалото, като предпазва вътрешността ѝ от проникване на мръсотия, прах, пясък и пръски вода (например по време на душ).

Проектиран за оптимални резултати

- Осигурява защита срещу пръски от сладка, солена и хлорирана вода.
- Има елегантен дизайн и предотвратява захващането на крачолата на панталона в отвора на протезното стъпало.



Технически данни

Артикулен номер	Размер на стъпалото	Страна на стъпалото
2Z2=N-22/23	22 – 23 cm	Неутрална страна
2Z2=N-24/25	24 – 25 cm	
2Z2=N-26/27	26 – 27 cm	
2Z2=N-28/30	28 – 30 cm	

Примерна поръчка

Артикулен номер	=	Размер на стъпалото	-	Страна на стъпалото
2Z2	=	N	-	26/27

Съвместими стъпала

Стъпало	Обвивка на стъпалото
1C50 Taleo	 2C8* (нормална форма) не е подходящо за 2C8*S (тясна форма) не е подходящо за 2C15*
1C53 Taleo Low Profile	
1C58 Taleo Side Flex	
1C56 Taleo Adjust	 2C8* (нормална форма) не е подходящо за 2C8*S (тясна форма)
1C59 Taleo Adapt	
1C70 Evanto	 2C70* (нормална форма) не е подходящо за 2C70*S (тясна форма)

