

3R80 Колянна става

Решителност със собствено темпо.

Модулната колянна става 3R80 с хидравличен контрол на опорната и махова фаза е проектирана за изключително активни потребители, които са решени да управляват ежедневието си със собствено темпо.

Проектирана за оптимални резултати

- Поведението в опорната и махова фаза може да се адаптира към индивидуалните нужди на потребителя
- Съпротивлението при сгъване и разгъване може да се регулира независимо
- Налични са два варианта за свързване: пирамидален и конектор с резба
- Вградено ръчно заключване
- Максимален ъгъл на сгъване на коляното: 150°
- Модерен и нов дизайн
- Повишена издръжливост
- Водоустойчива и устойчива на корозия

Технически данни



Артикулен номер	3R80	3R80=ST
Степен на мобилност	3, 4	
Максимално телесно тегло	150 kg	
Тегло	1,196 g	1,191 g
Дистална връзка	тръбна скоба Ø 34 mm	
Включено при доставката	2R57 (водоустойчив тръбен адаптер)	
Проксимална връзка	пирамидална	горна връзка с резба
Конструктивна височина	218 mm	216 mm
Дистална конструктивна височина до референтната точка за подравняване	135 mm	
Проксимална конструктивна височина до референтната точка за подравняване	28 mm	44 mm
Максимален ъгъл на сгъване на коляното	150°	



3R80

Препоръчани комбинации.

21Y14 PushValve/ Клапан

- Отваря се и се затваря чрез притискане на две крилца
- Благодарение на по-големия си размер е особено подходящ за потребители с ограничена подвижност на пръстите
- Клапанът без резба е съвместим с всички стандартни лайнери без дистален конектор и може да се използва и без лайнер
- Водоустойчив

4R57=WR / 4R57=WR-ST

Водоустойчив ротационен адаптер

- Позволява на потребителя да завърта подбедрицата спрямо гилзата при сгънато коляно: за по-голяма свобода на движение и по-удобна седяща позиция, както и за щадящи гърба движения, например при обуване
- Водоустойчив и устойчив на корозия

4R11 Quickchange Адаптер

- Позволява на потребителите самостоятелно да свалят дисталните протезни компоненти от гилзата при необходимост само с една стъпка, например за по-удобно седене
- Лесна и бърза смяна към спортна протеза под нивото на гилзата
- Водоустойчив и устойчив на корозия

1C64 Стъпало Triton Heavy Duty

- Линейният пружинен дизайн осигурява необходимото ниво на опора в опорната фаза при дейности, изискващи бързи реакции
- Подходящ за широк спектър от приложения – от ежедневието, през физически натоварени професии, до спортни и развлекателни дейности
- Водоустойчив и устойчив на корозия



Изпитано и доказано: Препоръчителни компоненти за протезиране с 3R80*

Гилза/ лайнер	Тазобедрена става	Стъпало	Конструктивни компоненти	Козметика
<ul style="list-style-type: none"> ● 21Y14 Клапан PushValve ● 21Y21 Клапан ClickValve ● 7T450 Гилза SiOCX TF/ ● 7T451 Гилза SiOCX TF Pro ● 6Y110 Лайнер Skeo Sealing 	<ul style="list-style-type: none"> ● 7E9 Тазобедрена става 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1C64 Стъпало Triton Heavy Duty ● F21 Стъпало Maverick Xtreme AT ● 1C50 Стъпало Taleo 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4R57=WR Ротационен адаптер ● 4R11 Адаптер Quickchange ● 2R57 Тръбен адаптер (водоустойчив) ● 4W95=1 Ламинационен адаптер 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3S107 Козметично покритие

* Всички компоненти се продават отделно и са налични като продукти на Ottobock, съвместими с колянната става 3R80, което подпомага постигането на оптимални резултати. Практикуващите специалисти трябва да избират компонентите въз основа на индивидуалните нужди на пациента.