

ottobock.

## Varos.

いつでもジャストフィット



断端が太っても痩せても **Varos** ソケットなら常に \* 快適なフィッティングを維持できます。

\* 各ソケットサイズの調整範囲内に限る。



**自分でサイズ調整できる**  
BOA® フィットシステムで  
いつでもソケットの周径  
調整が可能。



**装着が簡単**  
ソケットを開いて断端  
を差し込んで BOA® を  
締めるだけ。



**カスタマイズ可能**  
ヒートガンで熱して近位  
部、外側壁を修正可能。



**採型不要**  
採寸値を基に部品をカッ  
トして組み立てるだけ。  
2時間で完成。



訓練用仮義足に最適



本義足にも対応



# Varos. Fast and Easy



## テクニカルデータ

### 5A60 Varos ソケット (発注品番例 5A60=R-MC)

サイズ	S	SC*	M	MC*	L
モビリティグレード (スポーツ用ではない)	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
体重制限	100kg	100kg	100kg	100kg	125kg
近位断端周径 (会陰部) mm	410-510	460-580	460-580	520-650	520-650
遠位断端周径 (断端末から近位 5cm) mm	320-390	320-390	350-440	350-440	400-490
断端長 (会陰部から断端末) mm	200-320	200-320	200-320	200-320	200-320

重さ 1,320g (M サイズ / カットされていない状態)

### 6Y200 Varos ライナー (発注品番例 6Y200=M-2)

サイズ	S-1	SC*-1	S-2	SC*-2	M-1	MC*-1	M-2	MC*-2	L-1	L-2
近位断端周径 mm (会陰部)	420-490	480-550	450-520	510-580	480-550	530-610	510-580	560-650	530-610	560-650
遠位断端周径 mm (断端末から近位 5cm)	310-350	310-350	330-370	330-370	360-410	360-410	390-440	390-440	400-450	430-490

\*C... "conical" (コニカル)

L サイズのライナーは L サイズのソケットのみに使用可能です。

## 備品製作例



必要部品	品名	数量
5A60=R-M	Varos ソケット 右 M	1
5A60=L-M	Varos ソケット 左 M	1
5E10=M	マグネティックキャップ	2
4R51	ソケットアダプター	2

組立例 断端長 20-28cm 対応

- ① ソケットシェル 20cm
- ② 長断端用追加シェル (ソケットをカットした余り)
- ③ サイドレール 20cm/24cm

※ S と M サイズを組み合わせると SC サイズが作れます。