

6Y112 Skeo Sealing TT.

Manșonul de bont (linerul) 6Y112 *Skeo Sealing TT* oferă persoanelor cu amputații transtibiale un nivel ridicat de confort. Inelul de etanșare reține în mod fiabil vidul în cupa protetică. Suprafața sa netedă ca mătasea, fără acoperire textilă, simplifică curățarea, îmbrăcarea și îndepărtarea protezei.

Conceput pentru rezultate optime

- Un inel de etanșare păstrează în mod fiabil vidul în cupa protetică
- Inel de etanșare integrat pentru întreaga durată de viață
- Interiorul manșonului de bont (linerului) este texturat pentru o senzație plăcută pe piele
- Înveliș exterior neted ca mătasea pentru o îmbrăcare și îndepărtare mai ușoară
- Ajutor de orientare pe partea interioară a manșonului de bont (linerului) pentru o poziție optimă a manșonului pe membrul rezidual
- O matrice integrată pentru o alungire redusă și o bună gestionare a țesuturilor
- *Skeo Sealing TT* poate fi combinat cu 21Y2 *QuickValve* sau cu sistemul Harmony plus 21Y2 *QuickValve*.
- Protejat împotriva apei dulci, sărate și clorurate



6Y112 Skeo Sealing TT.

Cod articol	Circumferință	Înălțimea membranei
6Y112=160X80	160 mm	80 mm
6Y112=180X80	180 mm	80 mm
6Y112=200X80	200 mm	80 mm
6Y112=210X80	210 mm	80 mm
6Y112=220X80	220 mm	80 mm
6Y112=235X80	235 mm	80 mm
6Y112=250X80	250 mm	80 mm
6Y112=265X80	265 mm	80 mm
6Y112=280X80	280 mm	80 mm
6Y112=300X80	300 mm	80 mm
6Y112=320X80	320 mm	80 mm
6Y112=340X90	340 mm	90 mm
6Y112=360X90	360 mm	90 mm
6Y112=380X90	380 mm	90 mm
6Y112=400X90	400 mm	90 mm



Membrana hipobarică



Materialul



Indicator de orientare