

5A60 Varos tok | 6Y200 Varos liner

Az első lépéstől.

Rugalmas, egyedi és könnyű

A Varos tok és a Varos liner kombinációját azoknak a combamputált pácienseknek ajánljuk, akiknek megbízható és könnyen adaptálható ideiglenes és végleges tokra van szüksége az amputáció után. Az előre gyártott elemek gyors és egyénre szabott összeszerelést tesznek lehetővé, lerövidítve az ellátás folyamatát. A Varos tok ideális párost a Varos linerrel alkot, amely tökéletesen kiegészíti a kompressziós terápiát, ami a változó csont körméretet okozó társbetegségek esetén kiemelkedően fontos.

A Varos tok és a Varos liner a hagyományos tokrendszerekhez képest a nagyfokú rugalmasság és funkcionalitás előnyeit kínálja a felhasználóknak. Akár ülőhelyzetben is könnyedén felvehető és a szabadalmaztatott Boa rögzítési rendszernek köszönhetően mindenki maga állíthatja be a protézistok szorosságát a csont pillanatnyi állapotának és az aktivitásnak megfelelően.

Műszaki információ

Varos tok

Cikkszám	5A60=L-M	5A60=R-M
Oldaliság	Bal (L)	Jobb (R)
Disztális csatlakozás	4-furatos	4-furatos
Csont hossz	200–320 mm	200–320 mm
Disztális körméret	350–440 mm	350–440 mm
Proximális körméret	460–580 mm	460–580 mm
Aktivítási szint	1–4	1–4
Terhelhetőség	100 kg	100 kg
Súly	1,320 g*	1,320 g*

*adaptálás előtti teljes súly

Varos liner

Cikkszám	6Y200=M-1	6Y200=M-2
Disztális csatlakozás	350–410 mm	380–440 mm
Oldaliság	Bilaterális	Bilaterális



Jellemzők:

Amputációs szint:

TF – térd felett (unilaterális/bilaterális)

Csontforma:

Hengeres vagy kúpos

Csont állapota:

- Nincs kóros bőrelváltozás
- Nincs érzéskiesés
- Ép, befűződés nélküli hegek

Alkalmasság

A Boa rendszer használatához megfelelő szorítóerő a felső végtagban.