

3R80

Redobândește libertatea de mișcare, în ritmul tău.

Articulația de genunchi modulară 3R80, cu control hidraulic al fazei de sprijin și al fazei de balans, este concepută pentru utilizatori foarte activi, hotărâți să își redobândească libertatea de mișcare pentru a-și desfășura activitățile de zi cu zi în propriul ritm.

Concepută pentru rezultate optime

- Comportamentul în faza de sprijin și în faza de balans este adaptabil nevoilor individuale ale utilizatorului
- Rezistența la flexie și extensie poate fi reglată independent
- Două opțiuni de conectare disponibile: adaptor tip piramidă și conector filetat
- Sistem de blocare manual integrat
- Unghi maxim de flexie a genunchiului de 150°
- Design modern, de nouă generație
- Durabilitate sporită
- Rezistentă la apă și la coroziune

Date tehnice



Număr articol	3R80	3R80=ST
Grad de mobilitate	3, 4	
Greutate corporală maximă	150 kg	
Greutatea produsului	1,196 g	1,191 g
Conexiune distală	Clemă pentru tub Ø 34 mm	
Inclus în pachet	2R57 (adaptor de tub rezistent la apă)	
Conexiune proximală	Piramidă	Cap filetat
Înălțime constructivă	218 mm	216 mm
Înălțime constructivă distală până la punctul de referință al alinierii	135 mm	
Înălțime constructivă proximală până la punctul de referință al alinierii	28 mm	44 mm
Unghi maxim de flexie al genunchiului	150°	



3R80

Combinații recomandate.

21Y14 PushValve

- Se deschide și se închide prin apăsarea simultană a celor două aripioare
- Datorită dimensiunii sale mai mari, este deosebit de potrivită pentru utilizatorii cu mobilitate limitată a degetelor
- Valva fără filet este compatibilă cu toate tipurile de manșoane de bont fără conector distal și poate fi utilizată și fără manșon de bont
- Rezistentă la apă

4R57=WR / 4R57=WR-ST Adaptor de rotație rezistent la apă

- Permite utilizatorilor să rotească membrul inferior față de cupa protetică/articulație cu genunchiul flexat: pentru mai multă libertate de mișcare și o poziție relaxată la șezut, permite mișcări blânde pentru spate, de exemplu la încălțat pantofi
- Rezistent la apă și la coroziune

4R11 Quickchange

- Permite utilizatorilor să îndepărteze singuri componentele distale ale protezei cu o simplă mișcare, de exemplu pentru o poziție mai confortabilă la șezut
- Permite schimbarea rapidă și ușoară către o proteza pentru sport
- Rezistentă la apă și la coroziune

1C64 Triton Heavy Duty

- Designul cu arc liniar oferă nivelul de susținere necesar în faza de sprijin pentru activități în care timpul de răspuns al piciorului protetic este esențial
- Potrivit pentru o gamă largă de aplicații, de la activitățile zilnice la meserii solicitante și sporturi recreative
- Rezistent la apă și la coroziune

Testate și validate: Componente recomandate împreună cu 3R80.*

				
Cupă protetică / Manșon de bont	Șold	Picior protetic	Componente structurale	Modul cosmetic
● 21Y14 PushValve ● 21Y21 ClickValve ● 7T450 SiOCX TF/ 7T451 SiOCX TF Pro ● 6Y110 Skeo Sealing	● 7E9 articulație de șold	● 1C64 Triton Heavy Duty ● F21 Maverick Xtreme AT ● 1C50 Taleo	● 4R57=WR Rotation adapter ● 4R11 Quickchange ● 2R57 Tube adapter (rezistent la apă) ● 4W95=1 ancoră de laminare	● 3S107 Modul cosmetic

*Toate componentele se vând separat și fac parte din gama de produse Ottobock compatibile cu articulația de genunchi 3R80, ceea ce contribuie la asigurarea performanței optime.
Specialiștii trebuie să selecteze componentele în funcție de criteriile individuale ale pacientului.