

## 頸椎装具 [ 軟性 ]

ネッキー カラー (50C20)

ネッキー カラー フォルテ (50C30)

### 1. 頸椎の支持・保護に最適な芯材

芯材となる発泡素材は、柔らかいだけでなく支持性もあり、快適で優しい着け心地です。

### 2. フィット性の向上

顎や咽頭部分にくぼみを持たせ、解剖学的形状によりフィットしやすい構造です。

### 3. 支持力の高い「ネッキー カラー フォルテ」

ポリエチレンシート (1mm 厚) で芯材を補強し、支持力を高めています。

#### 適応

- ▶ 頸椎症
  - ▶ 異常動揺性
  - ▶ 関節リウマチ
  - ▶ 頸椎捻挫
  - ▶ 筋過緊張
- などによる疼痛や不安定性に対する頸部の保護・支持



# 頸椎装具 [ 軟性 ]

ネッキー カラー (50C20)

ネッキー カラー フォルテ (50C30)



## ▶ 特長


頸部の解剖学的形状から考案された顎や咽頭部を受けるためのくぼみにより、高い支持性と快適性（通気性）を兼ね備えた頸椎装具です。さらに高い支持性が必要な場合は、芯材をポリエチレンシートで補強した「フォルテ」タイプがあります。

## ▶ お客様の声

- ・カバー素材の肌ざわりも非常に快適
- ・芯材は軽量だが、しっかりとした支持性がある
- ・手洗い可能なため、衛生的


## ▶ 簡単装着

3  
ステップ



- ① 製品を顎に当てます。
- ② 背部を面ファスナーで固定します。
- ③ 装着後の違和感がなければ完了です。

## ネッキー カラー フォルテの芯材



ポリエチレンシート (1mm 厚) で補強


## ▶ 試用用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。

- \* 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- \* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

## ▶ 製品サイズ

### サイズの測り方



イラストのように首の高さを測り、サイズを選択します。

種類	発注品番	サイズ	適用範囲
		高さ (cm)	首周り周径 (cm)
ネッキーカラー	50C20=8-0	8	37~50
	50C20=10-0	10	
ネッキーカラー フォルテ	50C30=8-0	8	37~50
	50C30=10-0	10	



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介！

検索サイトまたは QR コードにてご覧いただけます。

製品名 製品番号



フェイスブック QR コード



お問い合わせ先

- ・本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・本カタログの内容は 2018 年 8 月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 [www.ottobock.com/ja-jp](http://www.ottobock.com/ja-jp)  
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F  
TEL. 03-6403-1061 (代表) FAX. 03-6435-8082