

Access Socket TF.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : sabran@ottobock.com

Client

ID Patient	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Orthoprothésiste	

Adresse de livraison (si différente de l'adresse du client)

N° de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville

Emboîture d'essai à envoyer à : Ottobock France, Agence de Sabran, 695 chemin de la Barralière, 30200 Sabran
Téléphone : 04 66 33 02 84 / E-mail : sabran@ottobock.com

Informations patient

Genre Femme Homme

Côté d'amputation Gauche Droit Bilatéral

Poids (max. 130kg)

Guide de sélection

Amputation/poids	42-45 kg	53-59 kg	60-68 kg	69-77 kg	78-88 kg	89-100 kg	101-116 kg	117-130 kg
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------	------------

Activité faible : d4601

Amputation 1/3 Supérieur	1	2	3	4	5	6	7	8
Amputation 1/3 Moyen	1	2	3	4	5	6	7	8
Amputation 1/3 Inférieur	2	3	4	5	6	7	7	8

Activité modérée : d4602

Amputation 1/3 Supérieur	2	3	4	5	6	7	8	9
Amputation 1/3 Moyen	2	3	4	5	6	8	9	9
Amputation 1/3 Inférieur	3	4	5	6	7	8	9	10

Activité élevée : d4608

Amputation 1/3 Supérieur	3	4	5	6	7	8	9	10
Amputation 1/3 Moyen	3	4	5	6	7	8	10	10
Amputation 1/3 Inférieur	4	5	6	7	8	9	10	11

Si votre patient a un niveau d'activité en dehors des classifications d4601, d4602, d4608 en lien avec son projet de vie / loisirs / professionnel, merci de le préciser ci-dessous :

.....

.....

Access Socket TF.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : sabran@ottobock.com

Pour la réalisation de l'emboîture **Access Socket**, nous avons besoin d'une emboîture d'essai validée et correctement alignée (aucune modification ne sera faite dans nos ateliers).
L'emboîture est compatible avec tout type de manchon et de suspension.
Concernant l'utilisation des collerettes, l'utilisation du COC Seal Ottobock est contre-indiquée.
Nous vous conseillons de la remplacer par une collerette amovible.

Type de manchon : Accrochage Suspension Aucun (contact)

Type de valve : L-552000 (Össur) 21Y14 (Ottobock) 21Y105 (Ottobock)

Autre : (délai supplémentaire)

Placement : identique emboiture d'essai sur le repère

Accrochage distal : 6A30=10N (Ottobock) XA10P-2CR (G2M) XA10P-1LI (G2M)

Autres* : (Kiss, Hybrid...)

Placement : Interne Externe Avant

Hauteur sous emboiture/ancre : identique au montage reçu diminution (si possible)

Ancre : A visser : 4R41 (Ottobock) 4R43 (Ottobock) 4R111 (Ottobock)

Platine 4 trous : 1K900-SA (Protéor) 5R2 (Ottobock)

Autres* :

Coloris extérieur de l'emboiture : Catalogue Access Socket U-Exist **

Nom du tissu :

*Pièce à fournir

** Délai de livraison supplémentaire si choix hors catalogue (8-10 jours).

Commentaires


Date

Lieu

Signature

Access Socket TF.


Catalogue tissus disponibles.



Bleu Coco




Fractal Noir



Fractal Bleu




Chêne




Glam Butterfly



Jungle Butterfly



Marble Black




Marble Blue




Plume




Vecna




Noir



Nude 4



Nude 6



Nude 10

Mémo.

Afin de rendre plus fluide le traitement de vos commandes, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire les informations ci-dessous.

- Le **bon de commande** doit être correctement rempli (ID Patient, adresse de livraison, tous les composants choisis, poids...).
- L'emboîture d'essai doit être validée **sans mousse de calage**. Les mousses doivent être collées parfaitement sur toute leur surface.
- Aucune retouche ni interprétation ne doit être effectuée sur le plâtre (retouche au décapeur avec des bosses).
- **Alignements :**
 - * L'emboîture doit être envoyée avec les alignements définitifs, en présence d'un adaptateur femelle, mettre un blocage mâle afin de conserver l'alignement.
 - * En l'absence de blocage, les vis sont positionnées à 0 avant le coulage. Aucune modification de rotation, ni de translation ne sera effectuée.
 - * Les translateurs sont acceptés sans modification et avec obligatoirement un adaptateur de blocage.
 - * Dans le cas d'une emboîture sans ischion (ex. : Gritti), la rotation doit obligatoirement être indiquée.
- En cas de **ProSeal** :
 - * Noter si vous souhaitez conserver ou non le ProSeal présent sur l'emboîture d'essai.
 - * S'assurer que le ProSeal est droit.
 - * Préciser s'il faut coller ou pas le ProSeal.
 - * En cas de ProSeal compensé, fournir deux ProSeals compensés identiques pour la fabrication.
 - * La mousse située à l'ischion ou au collet ne doit pas être placée trop près du ProSeal (distance minimale de 1,5 cm).
- Pour **l'accrochage distal** :
 - * Si aucune précision n'est apportée, le montage sera identique à l'emboîture d'essai. Sinon, préciser si le plongeoir sort et se trouve visible ou pas.
 - * Il est préférable que la référence d'accrochage soit identique entre l'emboîture d'essai et l'Access Socket. Dans le cas où elle est différente et donne lieu à interprétation, il n'y aura pas de retour de garantie à ce sujet.
- Pour la **mousse au collet**, ajouter un commentaire si vous souhaitez la conserver. À défaut, elle sera placée uniquement à l'ischion. Également, les autres mousses nécessaires doivent être précisées.
- Dans le cas où l'emboîture d'essai présente un **appui ischiatique** très postériorisé qui peut engendrer une gêne en position assise et une détérioration/usure précoce de l'Access Socket, il n'y aura pas de retour de garantie pour ce problème. L'applicateur sera contacté à ce sujet pour accord ou retour du PETG.
- La commande d'un **tissu hors stock** rallonge le délai de fabrication. Si vous fournissez le tissu, merci de préciser à U-Exist qu'il est destiné à la fabrication d'une Access Socket. Le tissu doit être un lycra anti-abrasif.
- Le choix de composants ou de **pièces hors stock** rallonge également le délai.
- Le délai de fabrication est de **15 jours ouvrés**, soit 3 semaines calendaires à compter de la **date de réception de l'emboîture**. En cas de pièces à commander, le délai débute à la réception de l'ensemble des pièces nécessaires.

Nous sommes disponibles en cas de doute ou de question par téléphone au 04 66 33 02 84.