


モジュラー足継手 ユニラテラル アンクルジョイント

下肢装具 足継手

Unilateral Ankle Joint

支柱幅に合わせて5段階の大きさがあり、適応体重を確認した上で片側足継手と両側足継手を選択できる足継手です。お子様の装具にも使用できるサイズ展開です。バネとロッドを挿入し、底屈制動・制限が設定できます。



あぶみと支柱の組合せ例



- ラミネーション製の下肢装具に使用する足継手です。
- バネとロッドなどの調整用パーツ、ワッシャーセット、製作時に使用するプラスチックダミーが付属します。
- 膝関節・股関節に10度以上の拘縮がある場合、足関節内外反の不安定性がある場合、高活動の場合で片側足継手を利用したい際は、1段階大きいサイズを選択してください。
- 接続するあぶみ・支柱はp.59掲載のものをご使用ください。
- 743R6 (p.81)をご使用の場合はサイズ4をご使用ください。



発注品番	適応体重(kg)		左右	材質	適応支柱幅	入数
	片側使用	両側使用				
17LA3N=10	15	25	兼用	ステンレス	10 mm	1個
17LA3N=10-T	15	25		チタン	10 mm	
17LA3N=12	20	40		ステンレス	12 mm	
17LA3N=12-T	20	40		チタン	12 mm	
17LA3N=14	50	80		ステンレス	14 mm	
17LA3N=14-T	50	80		チタン	14 mm	
17LA3N=16	85	120		ステンレス	16 mm	
17LA3N=16-T*	85	120		チタン	16 mm	
17LA3N=20	110	160		ステンレス	20 mm	
17LA3N=20-T	110	160		チタン	20 mm	

* 完成用部品認可製品