

EN

This V-Grip™ Detachment Controller contains a 9V Procell® Constant (PC1604) alkaline-manganese dioxide battery manufactured by:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,

Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Warning:

Batteries may explode or leak and cause burn injury, if recharged, disposed of in fire, (+/-) inserted incorrectly, disassembled, mixed with different battery types, different brands, different expiration dates or mixed of used and new batteries. No Mercury added.

V-Grip™ is a trademark of MicroVention, Inc., registered in the United States and other jurisdictions. All third-party products are trademarks™ or registered® trademarks and remain the property of their respective holders.

تحتوي وحدة التحكم في الانفصال V-Grip™ هذه على بطارية Procell® Constant (PC1604) بقوة 9 فولت، من نوع القلوي/ثاني أكسيد المنغنيز، والمصنعة بواسطة:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive

Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

تحذير:

قد تتفجر البطاريات أو تتسرب، مما قد يسبب إصابات بالحروق، إذا تم إعادة شحنها، أو التخلص منها بالنار، أو إدخالها بشكل غير صحيح (+/-)، أو تفكيكها، أو خلطها بأنواع مختلفة من البطاريات، أو ماركات مختلفة، أو تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة، أو خلط البطاريات المستعملة والجديدة. لا يُضاف الزئبق.

V-Grip™ هي علامة تجارية لشركة MicroVention, Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ولايات قضائية أخرى. كل منتجات الجهات الخارجية هي علامات تجارية™ أو علامات تجارية مسجلة® وتظل ملكاً لأصحابها المعنيين.

BG

Този V-Grip™ контролер за отделяне съдържа 9V батерия Procell® Constant (PC1604) с алкално-манганов диоксид, произведена от:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, САЩ

www.Procell.com

Предупреждение:

Батериите могат да експлодират или да протекат и да причинят изгаряния, ако бъдат презаредени, изхвърлени в огън, поставени неправилно (+/-), разглобени, смесени с различни видове батерии, различни марки, различни срокове на годност или с използвани и нови батерии. Не е добавян живак.

V-Grip™ е търговска марка на MicroVention, Inc., регистрирана в Съединените щати и други юрисдикции. Всички продукти на трети страни са търговски марки™ или регистрирани търговски марки® и остават собственост на съответните им притежатели.

HR

Ovaj V-Grip™ upravljač za odvajanje sadrži 9V Procell® Constant (PC1604) alkalnu bateriju s manganovim dioksidom proizvođača:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Upozorenje:

Baterije mogu eksplodirati ili propuštati i uzrokovati ozljede od opekline ako se pune, odlažu u vatru, (+/-) nepravilno umetnu, rastave, pomiješaju s različitim vrstama baterija, različitim markama, različitim datumima isteka ili pomiješaju s rabljenim i novim baterijama. Bez dodane žive.

V-Grip™ je zaštitni znak tvrtke MicroVention, Inc., registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim jurisdikcijama. Svi proizvodi trećih strana su žigovi™ ili registrirani® žigovi i pripadaju svojim vlasnicima.

CZ

Tento odpojovací ovladač V-Grip™ obsahuje 9V alkalickou baterii s oxidem manganičitým Procell® Constant (PC1604), kterou vyrábí:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Varování:

Pokud jsou baterie dobíjeny, odhozeny do ohně, vloženy s nesprávným pólováním (+/-), rozebrány, zkombinovány s bateriemi jiných typů, značek či dat expirace nebo pokud jsou současně zkombinovány nové baterie s použitými, mohou explodovat nebo vytéci a způsobit popáleniny. Bez přidané rtuti.

V-Grip™ je ochranná známka společnosti MicroVention, Inc., registrovaná ve Spojených státech a dalších jurisdikcích. Všechny produkty třetích stran jsou ochranné známky™ nebo registrované® ochranné známky a zůstávají majetkem příslušných vlastníků.

DK

Denne V-Grip™ Detachment Controller indeholder en 9V Procell® Constant (PC1604) alkaline-manganese dioxide-batteri fremstillet af:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Advarsel:

Batterier kan eksplodere eller lække og forårsage forbrændinger, hvis de genoplades, bortskaffes i ild, (+/-) isættes forkert, skilles ad, blandes med forskellige batterityper, forskellige mærker, forskellige udløbsdatoer eller blandes med brugte og nye batterier. Ingen kviksølv tilsat.

V-Grip™ er et varemærke tilhørende MicroVention, Inc., der er registreret i USA og andre jurisdiktioner. Alle tredjepartsprodukter er varemærker™ eller registrerede® varemærker og forbliver deres respektive ejeres ejendom.

NL

Deze V-Grip™ Detachment Controller bevat een 9V Procell® Constant (PC1604) alkaline-mangaandioxide batterij die is vervaardigd door:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Waarschuwing:

Batterijen kunnen exploderen of lekken en brandwonden veroorzaken als ze opnieuw worden opgeladen, in het vuur worden gegooid, (+/-) verkeerd worden geplaatst, uit elkaar worden gehaald, door elkaar worden gebruikt met verschillende batterijtypes, verschillende merken, verschillende vervaldata of met gebruikte en nieuwe batterijen. Er is geen kwik toegevoegd.

V-Grip™ is een handelsmerk van MicroVention, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Alle producten van derden zijn handelsmerken™ of geregistreerde® handelsmerken en blijven eigendom van de respectieve houders ervan.

EE

See eraldamiskontroller V-Grip™ sisaldab 9 V leelismangaandioksiidpatareid Procell® Constant (PC1604), mille tootja on:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Hoiatus!

Patareid võivad plahvatada või lekkida ja põhjustada põletusvigastusi, kui neid taaslaetakse, tulle visatakse või lahti võetakse, kui (+/-) sisestatakse valesti, kui neid kasutatakse koos teist tüüpi, teise tootemargi või teistsuguse aegumiskuupäevaga patareidega või kui kasutatakse koos kasutatud ja uusi patareisid. Elavhõbedat ei ole lisatud.

V-Grip™ on ettevõtte MicroVention, Inc. kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes jurisdiktsioonides. Kõik kolmandate isikute tooted on kaubamärgid™ või registreeritud® kaubamärgid ja jäävad nende vastavate omanike omandiks.

FI

Tämä V-Grip™-irrotusohjain sisältää 9V Procell® Constant (PC1604) -alkali-mangaanidioksidipariston, jonka valmistaja on:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Varoitus:

Paristot voivat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa palovammoja, jos ne ladataan uudelleen, hävitetään polttamalla, asetetaan väärin (+/-), puretaan, sekoitetaan eri paristotyyppisiin, eri merkkeihin, eri vanhenemispäivämääriin tai jos sekoitetaan käytettyjä ja uusia paristoja. Elohopeaa ei ole lisätty.

V-Grip™ on MicroVention, Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki kolmannen osapuolen tuotteet ovat tavaramerkkejä (™) tai rekisteröityjä tavaramerkkejä (®), ja ne ovat omistajiensa omaisuutta.

FR

Ce contrôleur de détachement V-Grip™ contient une batterie 9 V Procell® Constant (PC1604) au dioxyde de manganèse alcalin fabriquée par :

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, États-Unis

www.Procell.com

Avertissement :

Les piles peuvent exploser ou fuir et provoquer des brûlures si elles sont rechargées, jetées au feu, insérées de manière incorrecte (+/-), démontées, mélangées avec différents types de piles, différentes marques, différentes dates d'expiration ou mélangées avec des piles usagées et neuves. Pas d'ajout de mercure.

V-Grip™ est une marque de MicroVention, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les produits de tiers sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DE

Dieser V-Grip™ Detachment Controller enthält eine 9V Procell® Constant (PC1604) Alkali-Mangandioxid-Batterie, hergestellt von:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,

Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Warnung:

Batterien können explodieren oder auslaufen und Verbrennungen verursachen, wenn sie wieder aufgeladen, ins Feuer geworfen, (+/-) falsch eingelegt, auseinandergenommen, mit anderen Batterietypen, anderen Marken, Batterien mit anderem Verfallsdatum oder gemischt mit gebrauchten oder neuen Batterien verwendet werden. Kein Quecksilber hinzugefügt.

V-Grip™ ist eine Marke von MicroVention, Inc., die in den USA und anderen Rechtsgebieten eingetragen ist. Alle Produkte von Drittanbietern sind Marken™ oder eingetragene® Marken und bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

GR

Αυτό το χειριστήριο αποκόλλησης V-Grip™ περιέχει μια μπαταρία 9V Procell® Constant (PC1604) αλκαλική-μαγγανίου διοξειδίου που κατασκευάζεται από:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Προειδοποίηση:

Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν και να προκαλέσουν εγκαύματα, εάν επαναφορτιστούν, απορριφθούν σε φωτιά, τοποθετηθούν εσφαλμένα (+/-), αποσυναρμολογηθούν, αναμιχθούν με διαφορετικούς τύπους μπαταριών, διαφορετικές μάρκες, διαφορετικές ημερομηνίες λήξης ή αναμιχθούν χρησιμοποιημένες και νέες μπαταρίες. Δεν έχει προστεθεί υδράργυρος.

Το V-Grip™ είναι εμπορικό σήμα της MicroVention, Inc., κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες δικαιοδοσίες. Όλα τα προϊόντα τρίτων είναι εμπορικά σήματα™ ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα® και παραμένουν στην ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

HU

Ez a V-Grip™ leválasztásvezérlő 9V-os Procell® Constant (PC1604) alkáli mangán-dioxid elemet tartalmaz, amelynek gyártója:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, Amerikai Egyesült Államok

www.Procell.com

Figyelmeztetés:

Az akkumulátorok felrobbanhatnak, valamint szivároghatnak és égési sérüléseket okozhatnak, ha újratöltik, tűzbe dobják, helytelen (+/-) polaritással helyezik be, szétszerelik, vagy különböző típusú, márkájú és lejáratú idejű akkumulátorokkal együtt használják őket, illetve használt és új akkumulátorok egyidejű használata esetén. Hozzáadott higanyt nem tartalmaz.

A V-Grip™ a MicroVention, Inc., az Amerikai Egyesült Államokban és más joghatóságok területén bejegyzett védjegye. Valamennyi harmadik félhez tartozó termék az adott tulajdonosok védjegye™, illetve bejegyzett® védjegye, és továbbra is az marad.

IT

Questo V-Grip™ Detachment Controller contiene una batteria alcalina-manganese Procell® Constant (PC1604) da 9 V prodotta da:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, Stati Uniti

www.Procell.com

Avvertenza:

Le batterie possono esplodere o perdere liquido causando ustioni se ricaricate, gettate nel fuoco, inserite senza rispettare la polarità corretta (+/-), disassemblate, mescolate ad altri tipi di batterie, a batterie di marche diverse o a batterie con date di scadenza diverse, oppure se utilizzate mescolando batterie nuove e usate. Senza aggiunta di mercurio.

V-Grip™ è un marchio di MicroVention, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. Tutti i prodotti di terze parti sono marchi™ o marchi registrati® e rimangono di proprietà dei rispettivi titolari.

LV

Šajā V-Grip™ atvienošanas vadības ierīcē ir 9V Procell® Constant (PC1604) sārma-mangāna dioksīda baterija, ko ražo:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, ASV

www.Procell.com

Brīdinājums.

Baterijas var eksplodēt vai iztecēt un izraisīt apdegumus, ja tās tiek uzlādētas, izmestas ugunī, ievietotas nepareizi (+/-), izjauktas vai lietotas kopā ar cita tipa, cita zīmola, ar dažādiem derīguma termiņiem vai sajauktas jaunas ar lietotām. Nesatur dzīvsudrabu.

V-Grip™ ir MicroVention, Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās jurisdikcijās. Visi trešo pušu produkti ir preču zīmes™ vai reģistrētas® preču zīmes, un tie pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

LT

Šiame „V-Grip™“ atkabinimo valdiklyje yra 9 V „Procell® Constant“ (PC1604) šarminė mangano dioksido baterija, pagaminta:

„Duracell TC Bethel“

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, JAV

www.Procell.com

Įspėjimas.

Baterijos gali sprogti arba ištekėti ir sukelti nudegimus, jeigu jos įkraunamos, išmetamos į ugnį, neteisingai įdedamos (+/-), išardomos, sumaišomos su skirtingų tipų, skirtingų prekių ženklų, skirtingų galiojimo terminų baterijomis arba sumaišomos naudotos ir naujos baterijos. Gyvsidabrio ne pridėta.

„V-Grip™“ yra „MicroVention, Inc.“ prekių ženklas, registruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose jurisdikcijose. Visi trečiųjų šalių gaminiai yra prekių ženklai™ arba registruotieji prekių ženklai® ir išlieka atitinkamų jų savininkų nuosavybe.

NO

Denne V-Grip™ Detachment Controller inneholder et 9 V Procell® Constant (PC1604) alkalisk-mangandioksidbatteri produsert av:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Advarsel:

Batterier kan eksplodere eller lekke og forårsake brannskader hvis de lades opp, kastes i brann, (+/-) settes inn feil, demonteres, blandes med forskjellige batterityper, forskjellige merker, forskjellige utløpsdatoer eller blandes med brukte og nye batterier. Ingen kvikksølv tilsatt.

V-Grip™ er et varemerke som tilhører MicroVention, Inc., registrert i USA og andre jurisdiksjoner. Alle tredjepartsprodukter er varemerker™ eller registrerte® varemerker og tilhører de respektive rettighetshaverne.

PL

Ten sterownik odłączania V-Grip™ zawiera baterię alkaliczno-manganową 9 V Procell® Constant (PC1604) wyprodukowaną przez:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Ostrzeżenie:

Baterie mogą eksplodować lub wyciekać i spowodować oparzenia, jeśli zostaną ponownie naładowane, wyrzucone do ognia, (+/-) włożone nieprawidłowo, rozmontowane, zmieszane z bateriami różnych typów, różnych marek, o różnych datach ważności lub zmieszane z bateriami używanymi i nowymi. Nie dodano rtęci.

V-Grip™ jest znakiem towarowym firmy MicroVention, Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach. Wszystkie wyroby innych firm są znakami towarowymi (™) lub zastrzeżonymi znakami towarowymi (®) i pozostają własnością ich odpowiednich właścicieli.

PT

Este controlador de separação V-Grip™ contém uma pilha alcalina de dióxido de manganês Procell® Constant de 9 V (PC1604), fabricada por:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, EUA

www.Procell.com

Aviso:

As pilhas podem explodir ou vazar e causar queimaduras, se forem recarregadas, eliminadas no fogo, inseridas incorretamente (+/-), desmontadas, misturadas com pilhas de tipos diferentes, de marcas diferentes, com datas de validade diferentes ou misturadas com pilhas usadas e novas. Sem adição de mercúrio.

V-Grip™ é uma marca comercial da MicroVention, Inc., registada nos Estados Unidos e noutras jurisdições. Todos os produtos de terceiros são marcas comerciais™ ou marcas comerciais registadas® e permanecem propriedade dos respetivos detentores.

RO

Acest controler de detașare V-Grip™ conține o baterie alcalină cu dioxid de mangan Procell® Constant de 9 V (PC1604), fabricată de:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, SUA

www.Procell.com

Avertizare:

Bateriile pot exploda sau prezenta scurgeri și pot provoca arsuri dacă sunt reîncărcate, aruncate în foc, introduse incorect (+/-), dezasamblate, amestecate cu baterii de tipuri diferite, mărci diferite, date de expirare diferite sau amestecate cu baterii folosite și noi. Fără adaos de mercur.

V-Grip™ este o marcă comercială a MicroVention, Inc., înregistrată în Statele Unite și în alte jurisdicții. Toate produsele terților sunt mărci comerciale™ sau mărci comerciale înregistrate® și rămân în proprietatea deținătorilor respectivi.

RU

Этот контроллер отсоединения V-Grip™ содержит щелочно-марганцевую батарейку 9 В Procell® Constant (PC1604), произведенную:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, США

www.Procell.com

Предупреждение

Батареи могут взорваться или протечь и вызвать ожоги, если их перезаряжать, выбрасывать в огонь, перепутать полюса (+/-), разбирать, смешивать с батареями разных типов, разных марок, с разными сроками годности или смешивать использованные и новые батареи. Без добавления ртути.

V-Grip™ является товарным знаком компании MicroVention, Inc., зарегистрированным в США и других юрисдикциях. Все продукты сторонних производителей являются товарными знаками™ или зарегистрированными товарными знаками® и остаются собственностью их соответствующих владельцев.

RS

Ovaj V-Grip™ kontroler za odvajanje sadrži 9V Procell® Constant (PC1604) alkalno-mangan-dioksidnu bateriju proizvedenu od strane:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Upozorenje:

Baterije mogu eksplodirati ili procuriti i izazvati opekotine ako se pune, odlažu u vatru, (+/-) nepravilno umetnu, rastave, pomešaju sa različitim tipovima baterija, različitim brendovima, različitim datumima isteka ili pomešaju korišćene i nove baterije. Nije dodata živa.

V-Grip™ je zaštitni znak kompanije MicroVention, Inc., registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim jurisdikcijama. Svi proizvodi trećih strana su zaštitni znaci™ ili registrovani® zaštitni znaci i ostaju vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

SK

Tento ovládač odpojenia V-Grip™ obsahuje 9 V alkalickú-mangánovú dioxidovú batériu Procell® Constant (PC1604), ktorú vyrába:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Výstraha:

Batérie môžu vybuchnúť alebo vytekať a spôsobiť popáleniny, ak sa nabíjajú, vyhadzujú do ohňa, (+/-) nesprávne vkladajú, rozoberajú, miešajú s rôznymi typmi batérií, rôznymi značkami, rôznymi dátumami spotreby alebo sa miešajú použité a nové batérie. Bez pridanej ortuti.

V-Grip™ je ochranná známka spoločnosti MicroVention, Inc. registrovaná v Spojených štátoch a iných jurisdikciách. Všetky produkty tretích strán sú ochranné známky™ alebo registrované ochranné známky® a zostávajú majetkom príslušných vlastníkov.

SL

Ta nadzornik odklopa V-Grip™ vsebuje 9V Procell® Constant (PC1604) alkalno-manganovo baterijo, ki jo proizvaja:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, ZDA

www.Procell.com

Opozorilo:

Baterije lahko eksplodirajo ali iztečejo in povzročijo opekline, če jih ponovno napolnite, odvržete v ogenj, (+/-) nepravilno vstavite, razstavite, pomešate z različnimi vrstami baterij, različnimi blagovnimi znamkami, različnimi datumi izteka veljavnosti ali pomešate starimi in novimi baterijami. Brez dodanega živega srebra.

V-Grip™ je blagovna znamka družbe MicroVention, Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Vsi izdelki tretjih oseb so blagovne znamke (™) ali registrirane blagovne znamke (®) in so last njihovih imetnikov.

ES

Este controlador de separación V-Grip™ contiene una pila Procell® Constant (PC1604) de 9V de dióxido de manganeso-alcalina, fabricada por:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, EE. UU.

www.Procell.com

Advertencia:

Las pilas pueden explotar o tener fugas y provocar quemaduras si se recargan, se arrojan al fuego, se insertan (+/-) de forma incorrecta, se desmontan, se mezclan con diferentes tipos de pilas, diferentes marcas, diferentes fechas de caducidad o se mezclan pilas usadas y nuevas. Sin mercurio añadido.

V-Grip™ es una marca comercial de MicroVention, Inc., registrada en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todos los productos de terceros son marcas comerciales™ o marcas registradas® y siguen siendo propiedad de sus respectivos titulares.

SE

Denna V-Grip™ Detachment Controller innehåller ett 9V Procell® Constant (PC1604) alkaliskt mangandioxidbatteri tillverkat av:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, USA

www.Procell.com

Varning:

Batterier kan explodera eller läcka och orsaka brännskador om de laddas upp, förbränns i öppen eld, (+/-) förs in felaktigt, tas isär, blandas med olika batterityper, olika märken, olika utgångsdatum eller blandas med nya och begagnade batterier. Inget kvicksilver tillsatt.

V-Grip™ är ett varumärke som tillhör MicroVention, Inc., registrerat i USA och andra jurisdiktioner. Alla tredjepartsprodukter är antingen varumärken ™ eller registrerade varumärken ® som tillhör respektive ägare.

TR

Bu V-Grip™ Ayırma Kontrol Cihazı, 9V Procell® Constant (PC1604) alkalın-manganez dioksit pil içerir. Bu pil, aşağıdaki firma tarafından üretilmiştir:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, ABD

www.Procell.com

Uyarı:

Piller yeniden şarj edilirse, ateşe atılırsa, (+/-) yanlış takılırsa, sökülürse, farklı pil türleri, farklı markalar, farklı son kullanma tarihleri veya kullanılmış ve yeni piller karıştırılırsa patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve yanık yaralanmasına neden olabilir. Cıva eklenmemiştir.

V-Grip™, MicroVention, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yargı yetkisi alanlarında tescilli bir ticari markasıdır. Tüm üçüncü taraf ürünler, ticari markalar™ veya tescilli ticari markalar® olup, ilgili sahiplerinin mülkiyetinde kalır.

UA

Цей контролер від'єднання V-Grip™ містить лужно-марганцеву батарею Procell® Constant (PC1604) на 9 V (B), виготовлену компанією:

Duracell TC Bethel

Berkshire Corp Park, 14 Research Drive,
Bethel, CT 06801, США

www.Procell.com

Попередження.

Батареї можуть вибухнути або витекти та спричинити опіки, якщо їх перезаряджати, кидати у вогонь, неправильно вставляти (полюси +/-), розбирати, підключати разом із батареями різних типів, різних марок, з різним терміном придатності або поєднувати нові та частково розряджені батареї. Без додавання ртуті.

V-Grip™ є торговельною маркою компанії MicroVention, Inc., зареєстрованою в США та інших юрисдикціях. Усі виробни сторони виробників є торговельними марками (™) або зареєстрованими торговельними марками (®) і залишаються власністю відповідних власників.