

- Fritid s. 4
- Sandaler s. 19
- Sko s. 24
- Vernesko s. 30
- Barn s. 31

For dine føtter

VÅR/SOMMER 2026

magnussen-spesialsko.no

Med forbehold om trykkfeil

Innhold

-  Fritid s. 4
-  Sandaler s. 19
-  Sko s. 24
-  Vernesko s. 30
-  Barn s. 31

Symbolforklaringer:

-  Størrelse
-  Vidde
-  Dropp
-  Ekstra demping i helen
-  Atop/BOA
-  Kan leveres med lengre borrelåser
-  Stretch
-  Vannavvisende

Våre sko har uttagbare såler for bruk til individuelle fotsenger eller andre ortopediske hjelpemidler.

Alle våre sko er godkjent av NAV.

Vi fører også sokker og såkalt «steps» for bruk på foten, eller som trekk på fotsengen for å bevare den.

sympatex®



SOLIDUS

00078.....s. 28	05662.....s. 11	10321.....s. 36	10392.....s. 33	10426.....s. 40
00117.....s. 23	05663.....s. 11	10322.....s. 36	10393.....s. 35	10427.....s. 40
00120.....s. 27	05664.....s. 11	10323.....s. 16	10394.....s. 35	10428.....s. 40
00150.....s. 26	05665.....s. 11	10326.....s. 41	10395.....s. 35	10429.....s. 40
00155.....s. 28	05666.....s. 11	10329.....s. 40	10396.....s. 33	10431.....s. 15
00165.....s. 22		10330.....s. 40	10397.....s. 33	10432.....s. 13
00170.....s. 25	JAM	10331.....s. 9	10398.....s. 10	10433.....s. 13
00171.....s. 26	10263.....s. 10	10332.....s. 38	10400.....s. 7	10434.....s. 16
00172.....s. 27	10270.....s. 38	10333.....s. 38	10401.....s. 7	10436.....s. 41
	10271.....s. 38	10334.....s. 8	10402.....s. 7	10437.....s. 41
	10274.....s. 15	10335.....s. 8	10403.....s. 7	10450.....s. 27
	10281.....s. 14	10336.....s. 9	10404.....s. 6	10451.....s. 27
	10293.....s. 41	10337.....s. 9	10405.....s. 6	10452.....s. 13
NEW BALANCE	10294.....s. 35	10340.....s. 8	10407.....s. 5	10455.....s. 16
05496.....s. 12	10296.....s. 9	10341.....s. 8	10408.....s. 5	10456.....s. 13
05520.....s. 12	10297.....s. 26	10342.....s. 10	10409.....s. 5	10458.....s. 14
05529.....s. 12	10298.....s. 26	10345.....s. 7	10410.....s. 5	10459.....s. 17
05561.....s. 11	10301.....s. 39	10348.....s. 16	10411.....s. 5	10460.....s. 14
05576.....s. 12	10305.....s. 33	10367.....s. 16	10412.....s. 5	10461.....s. 14
05582.....s. 33	10306.....s. 33	10368.....s. 16	10413.....s. 5	10462.....s. 10
05583.....s. 34	10307.....s. 33	10371.....s. 40	10414.....s. 5	10463.....s. 10
05584.....s. 34	10308.....s. 33	10372.....s. 40	10415.....s. 10	10464.....s. 7
05586.....s. 12	10309.....s. 7	10373.....s. 40	10418.....s. 27	10465.....s. 6
05592.....s. 34	10311.....s. 9	10374.....s. 40	10419.....s. 41	10466.....s. 32
05593.....s. 34	10312.....s. 35	10385.....s. 37	10420.....s. 41	10467.....s. 32
05595.....s. 33	10315.....s. 41	10386.....s. 37	10421.....s. 32	10470.....s. 8
05597.....s. 34	10317.....s. 41	10387.....s. 8	10422.....s. 32	10471.....s. 8
05651.....s. 33	10318.....s. 41	10388.....s. 8	10423.....s. 27	10472.....s. 7
05652.....s. 34	10319.....s. 37	10390.....s. 7	10424.....s. 35	10473.....s. 7
05659.....s. 34	10320.....s. 37	10391.....s. 33	10425.....s. 35	10474.....s. 5
05660.....s. 11				
05661.....s. 12				

Vi er opptatt av gode produkter med den beste kvaliteten. Gjennom samarbeid med landets ledende ortopediske verksteder, utvikler vi spesialfottøy egnet som ortopediske hjelpemidler.

- for dine føtter



10475.....	s. 13
10476.....	s. 35
10477.....	s. 35
10478.....	s. 41
10479.....	s. 41
10485.....	s. 13
10486.....	s. 13
10487.....	s. 10
10488.....	s. 17
10489.....	s. 17
10490.....	s. 14
10491.....	s. 17
10492.....	s. 14
10493.....	s. 14
10494.....	s. 14
10495.....	s. 14
10496.....	s. 37
10497.....	s. 37
10498.....	s. 25
10499.....	s. 25
10500.....	s. 26
10501.....	s. 25
10502.....	s. 26
10503.....	s. 26
10504.....	s. 27

KLAVENESS

15127.....	s. 29
15161.....	s. 29

MEPHISTO

23102.....	s. 23
23104.....	s. 23
23105.....	s. 23
23115.....	s. 23
23149.....	s. 23
23151.....	s. 22
23153.....	s. 21
23154.....	s. 21
23155.....	s. 23
23156.....	s. 21
23157.....	s. 21

AKU

25111.....	s. 17
25112.....	s. 17
25163.....	s. 17
25167.....	s. 15
25169.....	s. 15
25172.....	s. 15
25174.....	s. 17
25176.....	s. 15
25179.....	s. 15

MENDIVIL

30008.....	s. 39
30009.....	s. 39
30010.....	s. 36
30011.....	s. 36
30014.....	s. 39

30024.....	s. 39
30037.....	s. 36
30039.....	s. 38
30046.....	s. 39
30048.....	s. 39
30057.....	s. 38
30062.....	s. 39

NESKRID

36008.....	s. 30
36010.....	s. 30

KÜNSLI

40003.....	s. 29
------------	-------

FINN COMFORT

50133.....	s. 29
50330.....	s. 20
50344.....	s. 25
50356.....	s. 22
50381.....	s. 22
50409.....	s. 20
50419.....	s. 21
50429.....	s. 22
50448.....	s. 25
50456.....	s. 21
50458.....	s. 20
50459.....	s. 22
50464.....	s. 20
50465.....	s. 20

50466.....	s. 20
------------	-------

NIMCO


55002.....	s. 28
55003.....	s. 28
55005.....	s. 28
55006.....	s. 28
55007.....	s. 28
55008.....	s. 28

EASY UP

60001.....	s. 42
60003.....	s. 42
60004.....	s. 42
60005.....	s. 42

ERIMED

80087.....	s. 29
80095.....	s. 29
80096.....	s. 29



JAM DKAKI



ART. 10474 | 35663026 | 10-2-05-M

 35-42  M  12 mm

CE MD

JAM DKAKI



ART. 10407 | 35453019 | 10-2-05-M

 35-42  M  12 mm

ART. 10408 | 35453020 | 10-2-05-N

 35-42  N  12 mm

ART. 10411 | 05453026 | 10-1-05-M

 40-47  M  12 mm

ART. 10412 | 05453027 | 10-1-05-N

 40-47  N  12 mm

JAM DKAKI



ART. 10409 | 35153031 | 10-2-05-M

 35-42  M  12 mm

ART. 10410 | 35153032 | 10-2-05-N

 35-42  N  12 mm

ART. 10413 | 05153028 | 10-1-05-M

 40-47  M  12 mm

ART. 10414 | 05153029 | 10-1-05-N

 40-47  N  12 mm

JAM **OKAKI**

ART. 10465 | 35663021 | 10-2-50-K

 36-42  K  11 mm
CE **MD**JAM **OKAKI**

ART. 10404 | 35153035 | 10-2-04-K

 36-42  K  14 mm

ART. 10405 | 05153027 | 10-1-04-K

 40-47  K  14 mm


JAM **OKAKI**

JAM **OKAKI**



ART. 10464 | 35963010 | 10-2-02-K

ART. 10472 | 35763035 | 10-2-02-K

35-42 K 10 mm

CE **MD**

35-42 K 10 mm

CE **MD**

JAM **OKAKI**



ART. 10345 | 35643048 | 10-2-02-K

36-42 K 10 mm

ART. 10473 | 35663025 | 10-2-02-K

35-42 K 10 mm

CE **MD**

ART. 10390 | 05653016 | 10-1-02-K

40-47 K 10 mm

ART. 10309 | 05633496 | 10-1-02-K

40-47 K 10 mm

JAM **OKAKI**

JAM **OKAKI**



ART. 10402 | 05453024 | 10-2-02-M

36-42 M 10 mm

ART. 10403 | 05453025 | 10-1-02-M

40-47 M 10 mm

ART. 10400 | 35153034 | 10-2-02-M

36-42 M 10 mm

ART. 10401 | 05153026 | 10-1-02-M

40-47 M 10 mm

JAM OKAKI



ART. 10470 | 35463024 | 10-2-10-M

35-42 M 9 mm

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10471 | 05463039 | 10-1-10-M

40-47 M 9 mm

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10340 | 35143033 | 10-1-02-K

36-42 K 10 mm

ART. 10341 | 05143017 | 10-1-02-K

40-48 K 10 mm

JAM OKAKI



ART. 10387 | 35753022 | 10-2-02-M

36-42 M 10 mm

ART. 10388 | 05753016 | 10-2-02-M

40-47 M 10 mm

JAM OKAKI



ART. 10334 | 35143034 | 10-2-02-M

36-42 M 10 mm

ART. 10335 | 05143018 | 10-1-02-M

40-47 M 10 mm



ART. 10331 | 35637019 | 10-2-41-K

36-39 K 7 mm

ART. 10331 | 05637019 | 10-1-41-K

40-46 K 7 mm

JAM

JAM



ART. 10337 | 35643047 | 10-2-27-K

36-42 K 12 mm



ART. 10336 | 05643024 | 10-1-27-K

40-46 K 12 mm

JAM

JAM



ART. 10296 | 35633535 | 10-2-44-M

36-39 M 16 mm



ART. 10311 | 05633495 | 10-1-44-M

40-44 M 16 mm

JAM **OKAKI**



SLIP-IN

ART. 10463 | 43763010 | 10-2-06-M

35-42 M 15 mm



JAM **OKAKI**



SLIP-IN

ART. 10462 | 35463023 | 10-2-02-K

35-42 K 10 mm

ART. 10487 | 05463038 | 10-1-02-K

40-48 K 10 mm



JAM **OKAKI**



ART. 10263 | 35423432 | 10-2-06-M

35-41 M 15 mm

JAM **OKAKI**



ART. 10398 | 02753001 | 10-1-06-M

40-48 M 15 mm

JAM **OKAKI**



ART. 10415 | 35153033 | 10-2-06-M

36-41 M 15 mm

JAM **OKAKI**



ART. 10342 | 02843002 | 10-1-06-M

40-47 M 15 mm



ART. 05663 | 35963423 | 05-2-17-D



ART. 05662 | 05863418 | 05-1-17-4E



ART. 05660 | 05663436 | 05-1-19-2E



ART. 05664 | 05863420 | 05-1-19-4E



ART. 05665 | 05163417 | 05-1-19-2E



ART. 05561 | 35427415 | 05-2-05-D



ART. 05666 | 05163418 | 05-1-19-4E





847



ART. 05529 | 35117468 | 05-2-01-D

5-13 D 12 mm

ART. 05576 | 05133429 | 05-1-01-2E

7-11,5+14+15 2E 12 mm



928



ART. 05661 | 35663461 | 05-2-08-4E

5-13 4E 10 mm



928



ART. 05496 | 35107449 | 05-2-08-4E

7-15 4E 12 mm



624



ART. 05586 | 05137420 | 05-1-18-2E

7-15 2E



857



ART. 05520 | 35117469 | 05-2-11-2E

6-12 2E 10 mm

JAM **DKAKI**

sympatex®



ART. 10475 | 35763031 | 10-2-03-M

36-43 M 10 mm

CE MD

JAM **DKAKI**

sympatex®



ART. 10432 | 05257034 | 10-1-03-M

40-47 M 10 mm

JAM **DKAKI**

sympatex®



ART. 10485 | 35163018 | 10-2-03-M

36-43 M 10 mm

ART. 10486 | 05163019 | 10-1-03-M

40-47 M 10 mm

CE MD

JAM **DKAKI**

sympatex®



ART. 10452 | 05157018 | 10-1-03-N

39-47 N 10 mm Atop

JAM **DKAKI**

sympatex®



ART. 10433 | 35157018 | 10-2-05-N

35-42 N 12 mm

ART. 10456 | 05157019 | 10-1-05-N

40-47 N 12 mm

JAM OKAKI

sympatex®



ART. 10460 | 32663032 | 10-2-01-K

35-42 K 13 mm Atop

ART. 10461 | 32663031 | 10-2-01-N

35-42 N 13 mm Atop

ART. 10493 | 02663002 | 10-1-01-K

40-50 K 13 mm Atop

ART. 10492 | 02663001 | 10-1-01-N

40-50 N 13 mm Atop

CE MD

JAM OKAKI

sympatex®



ART. 10458 | 32163027 | 10-2-01-K

35-42 K 13 mm Atop

ART. 10495 | 32163029 | 10-2-01-N

35-42 N 13 mm Atop

ART. 10490 | 02163003 | 10-1-01-K

40-50 K 13 mm Atop

ART. 10494 | 02163006 | 10-1-01-N

40-50 N 13 mm Atop

CE MD

JAM OKAKI

sympatex®



ART. 10281 | 05127433 | 10-1-01-N

35-50 N 13 mm Atop

JAM **DKAKI**

sympatex®



ART. 10431 | 05257033 | 10-1-03-M

40-47 M 10 mm

JAM **DKAKI**

sympatex®



ART. 10274 | 05127432 | 10-1-10-M

41-46 M 10 mm

(AKU)
trekking & outdoor footwear



ART. 25172 | 35733424 | 25-2-01-K

3-7 K 13 mm

(AKU)
trekking & outdoor footwear



ART. 25169 | 05423421 | 25-1-01-K

6-10 K 13 mm

(AKU)
trekking & outdoor footwear



ART. 25179 | 05853419 | 25-1-10-K

7,5-12 K 16 mm

(AKU)
trekking & outdoor footwear



ART. 25167 | 35823421 | 25-2-01-K

3-8 K 13 mm

Fritid

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10434 | 35257008 | 10-2-05-N

35-42 N 12 mm Atop

ART. 10455 | 05257035 | 10-1-05-N

40-47 N 12 mm Atop

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10367 | 35147028 | 10-2-03-M

36-42 M 10 mm

ART. 10368 | 05147016 | 10-1-03-M

40-47 M 10 mm

JAM **DKAKI**

sympatex®

ART. 10323 | 35237007 | 10-2-23-N

36-41 N 16 mm Atop

ART. 10348 | 05237005 | 10-1-23-N

40-47 N 16 mm Atop

JAM DKAKI



ART. 10459 | 54163002 | 10-2-01-K

35-42 K 13 mm

ART. 10488 | 54163003 | 10-2-01-N

35-42 N 13 mm

ART. 10491 | 22163002 | 10-1-01-K

40-50 K 13 mm

ART. 10489 | 22163003 | 10-1-01-N

40-50 N 13 mm



ART. 25163 | 05207404 | 25-1-03-M

7,5-10,5 M

ART. 25174 | 05233405 | 25-1-03-M

6-11,5 M



ART. 25111 | 51137466 | 25-2-12-M

3-7 M

ART. 25112 | 05137422 | 25-1-12-M

7,5-15 M

STØRRELSEGUIDE | NEW BALANCE

HERRE

EUR	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47	47,5	49	50	51	52	53
US	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	15	16	17	18
CM	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35	36

DAME

EUR	35	36	36,5	37	37,5	38	39	40	40,5	41	41,5	42,5	43	43,5	44
US	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
CM	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29

BARN

EUR	28	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34,5	35	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	40
US	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7






ART. 50464 | 41157403 | 50-2-02



ART. 50409 | 41223492 | 50-2-02



ART. 50466 | 41763437 | 50-2-02



ART. 50458 | 11253426 | 50-1-01



ART. 50465 | 41763436 | 50-2-01



ART. 50330 | 11137402 | 50-1-01





ART. 50456 | 41453454 | 50-2-02

ART. 50419 | 11123431 | 50-1-01



36-43



37-49



ART. 23154 | 41763462 | 23-2-02

ART. 23153 | 41463441 | 23-2-02



35-42



35-42



ART. 23156 | 41663430 | 23-2-06

ART. 23157 | 41163471 | 23-2-06



36-42



36-42

MEPHISTO 

solidus
EST. GERMANY 1950



ART. 23151 | 11253425 | 23-1-17

ART. 00165 | 11853407 | 00-1-10-K

 40-46

 6-12  K



ART. 50356 | 11292434 | 50-1-17

ART. 50429 | 11233417 | 50-1-16

 40-47 

 35-47

CE MD

CE MD



ART. 50459 | 41153499 | 50-2-05

ART. 50381 | 41103684 | 50-1-16

 35-42

 35-43

CE MD

CE MD

MEPHISTO 

solidus
EST. GERMANY 1910

Sandaler



ART. 23155 | 11163414 | 23-1-03

ART. 00117 | 11833406 | 00-1-31

 40-46

 6-12

 **SANO**

 **SANO**



ART. 23149 | 41147400 | 23-2-02

ART. 23115 | 11103426 | 23-1-02

 37-40  15 mm

 39-46  15 mm

MEPHISTO 

MEPHISTO 



ART. 23105 | 41153522 | 23-2-01


ART. 23102 | 11213415 | 23-1-01

 35-42  13 mm

 39-46  13 mm

ART. 23104 | 11143421 | 23-1-01

 39-48  13 mm



magnussen-spesialsko.no

JAM OKAKI



ART. 10499 | 41463012 | 10-2-13-K

 36-42  K  13 mm

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10498 | 41163041 | 10-2-13-M

 36-42  M  13 mm

CE MD

JAM SOFTWALK



ART. 10501 | 33463011 | 10-2-52-K

 36-42  K  12 mm

CE MD

solidus
EST. GERMANY 1990

ART. 00170 | 33157440 | 00-2-25-K

 3-9  K  16 mm
Finn
Comfort
Made in GermanyFinn
Comfort
Made in Germany

ART. 50448 | 32137479 | 50-2-04-K

 3-9  K  13 mm 

CE MD



ART. 50344 | 31182503 | 50-2-10-N

 36-43  N  10 mm

CE MD

JAM SOFTWALK



ART. 10503 | 32663038 | 10-2-51-K

36-42 K 13 mm

CE MD

JAM SOFTWALK



ART. 10502 | 32163031 | 10-2-51-K

36-42 K 13 mm

CE MD

JAM SOFTWALK



ART. 10500 | 32263021 | 10-2-52-M

36-42 M 14 mm

CE MD

solidus
EST GERMANY 1980



ART. 00150 | 32743410 | 00-2-06-M

3-9 M

JAM



ART. 10297 | 32733455 | 10-2-48-M

36-42 M 13 mm

ART. 10298 | 02433448 | 10-1-48-M

40-47 M 13 mm

solidus
EST GERMANY 1980



ART. 00171 | 32463413 | 00-2-16-K

3-9 K

JAM SOFTWALK

solidus
EST. GERMANY 1950

Sko



ART. 10418 | 02253011 | 10-1-31-M

40-46 M 11 mm

ART. 00172 | 02463414 | 00-1-04-M

6-12 M 10 mm

JAM SOFTWALK

JAM



ART. 10450 | 01157001 | 10-1-19-M

40-47 M 15 mm

ART. 10451 | 01257004 | 10-1-19-M

40-47 M 15 mm

ART. 10504 | 02163007 | 10-1-49-K

40-47 K 16 mm

CE MD

JAM SOFTWALK

solidus
EST. GERMANY 1950



ART. 10423 | 02153010 | 0-1-32-M

40-47 M 15 mm

ART. 00120 | 01133407 | 00-1-09-K

7,5-11,5 K 15 mm

solidus
EST. GERMANY 1910




ART. 00078 | 01223405 | 00-1-02-N




solidus
EST. GERMANY 1910




ART. 00155 | 02147411 | 00-1-04-K



ART. 55002 | 02427416 | 55-1-01-N



ART. 55003 | 02127457 | 55-1-01-N




Semi Rigid såle



ART. 55006 | 02237425 | 55-1-02-N



ART. 55005 | 32137483 | 55-1-02-N



ART. 55007 | 32743443 | 55-2-03-N



ART. 55008 | 02743412 | 55-2-03-N



erimed

 KLAVENESS

Sko



ART. 80087 | 02143427

 36-46  M

CE

ART. 15161 | 02113444

 36-49  N  Boa

Rigid såle

CE

 KLAVENESS

erimed



ART. 15127 | 11143418

 35-49 

Rigid Såle

CE

ART. 80096 | 32182525

 36-39  N

ART. 80095 | 02182447

 40-47  N 

Semi Rigid såle

CE

 Finn
Comfort
Made in Germany

künzli.



ART. 50133 | 11137403 | 50-1-16

 35-47

CE MD

ART. 40003 | 05127436 | 40-1-01-K

 3,5-12  K

Uttagbare spiler | Semi Rigid såle



ART. 36010 | 02153426

 37-48  M  Boa

ART. 36008 | 02192433

 36-50  M  Boa

CE



Barn

våre barnesko er merket med tre vidder: S, M og L.



S: VÅR SMALESTE LEST



M: VÅR MELLOMSTE LEST

Den mest brukte som kan brukes til ortoser og føtter som trenger noe volum.



L: VÅR BREDESTE LEST

Brukes til ortoser og føtter som trenger mye volum.



JAM **ponny**

JAM **ponny**



BLINKE-SKO



BLINKE-SKO

ART. 10466 | 64363036 | 10-3-11-S

22-32 S 7 mm

CE MD

ART. 10467 | 65463033 | 10-3-11-S

22-32 S 7 mm

CE MD

JAM **ponny**

JAM **ponny**



BLINKE-SKO



BLINKE-SKO

ART. 10422 | 65153012 | 10-3-11-M

28-35 M 11 mm

ART. 10421 | 64953003 | 10-3-11-M

28-35 M 11 mm

JAM DKAKI



ART. 10307 | 64933422 | 10-3-12-S



ART. 10308 | 64933423 | 10-3-12-L



JAM DKAKI



ART. 10391 | 65553008 | 10-3-12-S



ART. 10392 | 65553009 | 10-3-12-L



JAM DKAKI



ART. 10305 | 65433443 | 10-3-12-S



ART. 10306 | 65433444 | 10-3-12-L



JAM DKAKI



ART. 10396 | 65153008 | 10-3-12-S



ART. 10397 | 65153009 | 10-3-12-L




ART. 05595 | 65137410 | 05-3-04-M



ART. 05582 | 65133438 | 05-3-04-L



ART. 05651 | 64853400 | 05-3-04-M





ART. 05592 | 65137409 | 05-3-04-M



ART. 05583 | 65133439 | 05-3-04-L



ART. 05652 | 64853401 | 05-3-04-L



ART. 05659 | 64853402 | 05-3-04-M



ART. 05593 | 65137408 | 05-3-04-M



ART. 05584 | 65133440 | 05-3-04-L



ART. 05597 | 64333446 | 05-3-03-M



JAM DKAKI



ART. 10395 | 64353029 | 10-3-13-S

 28-39  S  13 mm

JAM DKAKI



ART. 10294 | 65433446 | 10-3-06-S

 28-42  S  15 mm

ART. 10312 | 65433445 | 10-3-06-L

 28-34  L  15 mm

ART. 10424 | 65453033 | 10-3-06-S

 28-42  S  15 mm

ART. 10425 | 65453034 | 10-3-06-L

 34-42  L  15 mm

JAM DKAKI



ART. 10393 | 64353027 | 10-3-06-S

 28-42  S  15 mm

ART. 10394 | 64353028 | 10-3-06-M

 28-42  M  15 mm

ART. 10476 | 64363037 | 10-3-06-S

 28-39  S  15 mm 

ART. 10477 | 64363038 | 10-3-06-M

 28-39  M  15 mm 

JAM



ART. 10321 | 71333418 | 10-3-53-M



JAM



ART. 10322 | 72433415 | 10-3-53-M



Mendivil



ART. 30011 | 71382457 | 30-3-06-S



CE MD

Mendivil



ART. 30010 | 72482466 | 30-3-06-S



CE MD



Mendivil



ART. 30037 | 72427401 | 30-3-11-S



ART. 30037 | 72403453 | 30-3-11-S



CE MD

JAM



ART. 10319 | 71633405 | 10-3-53-M



JAM



ART. 10497 | 71363001 | 10-3-53-M



JAM



ART. 10385 | 71943004 | 10-3-53-M



JAM



ART. 10386 | 72443012 | 10-3-53-M



JAM



ART. 10496 | 72463001 | 10-3-53-M



JAM



ART. 10320 | 72933417 | 10-3-53-M



JAM

JAM



ART. 10332 | 71933013 | 10-3-53-S



ART. 10270 | 72423431 | 10-3-53-M



ART. 10333 | 71933014 | 10-3-53-M



ART. 10271 | 72423430 | 10-3-53-L



Mendivil



Mendivil

ART. 30057 | 64727402 | 30-3-03-S



ART. 30039 | 65107442 | 30-3-03-M



ART. 30039 | 65107419 | 30-3-03-M



CE MD

CE MD

JAM OKAKI



ART. 10301 | 64633429 | 10-3-17-M

28-39 M



ART. 30008 | 65143420 | 30-3-05-M

25-40 M 11 mm

ART. 30009 | 64176251 | 30-3-05-L

25-40 L 11 mm



ART. 30014 | 63482400 | 30-3-02-S

18-34 S 11 mm

ART. 30024 | 65196438 | 30-3-02-L

22-38 L 11 mm



ART. 30046 | 64617416 | 30-3-07-S

20-35 S 11 mm

ART. 30046 | 64617418 | 30-3-07-L

37-40 L 11 mm



ART. 30062 | 64343420 | 30-3-02-S

20-37 S 11 mm



ART. 30048 | 64327416 | 30-3-02-M

18-35 M 11 mm





JAM **ponny**
sympatex®



JAM **ponny**
sympatex®

ART. 10371 | 64347003 | 10-3-20-S



ART. 10373 | 65447006 | 10-3-20-S



ART. 10372 | 64347004 | 10-3-20-L



ART. 10374 | 65447007 | 10-3-20-L



JAM **ponny**
sympatex®



JAM **ponny**
sympatex®

ART. 10426 | 62353002 | 10-3-09-S



ART. 10428 | 63453005 | 10-3-09-S



ART. 10427 | 62353003 | 10-3-09-L



ART. 10429 | 63453006 | 10-3-09-L



JAM **ponny**
sympatex®



JAM **ponny**
sympatex®

ART. 10329 | 64337005 | 10-3-20-M



ART. 10330 | 65437008 | 10-3-20-M



JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10478 | 64963010 | 10-3-06-S



ART. 10479 | 64963011 | 10-3-06-L



JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10419 | 65153010 | 10-3-06-S



ART. 10420 | 65153011 | 10-3-06-L



JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10315 | 65133444 | 10-3-06-S



JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10436 | 63157009 | 10-3-15-S



ART. 10437 | 63157010 | 10-3-15-L



JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10326 | 65437007 | 10-3-40-M



JAM DKAKI

sympatex®



ART. 10317 | 65133442 | 10-3-40-S



ART. 10293 | 84127419 | 10-3-40-M | 33-39 | M

ART. 10318 | 65133441 | 10-3-40-L | 33-38 | L



Sko til Infero ortoser



ART. 60005 | 64333439 | 60-3-01-L



ART. 60004 | 65427428 | 60-3-01-L



ART. 60004 | 65437405 | 60-3-01-L



ART. 60003 | 65627418 | 60-3-01-L



ART. 60001 | 65127428 | 60-3-01-L



VIDDEMÅLTABELL | SOLIDUS

VIDDEMÅLTABELL I CM

	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	
F	21,5	21,75	22	22,25	22,5	22,75	23	23,25	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,50											
G	22	22,5	22,5	22,75	23	23,25	23,5	22,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5	
H	22,5	22,75	23	23,25	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29	
J	23	23,25	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27											
K	23,5	23,75	24	24,25	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29	29,25	29,5	29,75	30	
M	24,5	24,75	25	25,25	25,5	25,75	26	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5											
N	25,05	25,3	25,55	25,8	26,05	26,3	26,55	26,8	27,05	27,3	27,55	27,8	28,05	28,3														
N							27,25	27,5	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29	29,25	29,5	29,75	30	30,25									
W	24,55	24,7	24,95	25,2	25,45	25,7	25,95	26,2	26,45	26,7	26,95	27,2	27,45	27,7														

Denne måletabellen beskriver innvendig vidde i de enkelte størrelser. Her ser du hvor mange skommer du må gå opp eller ned for å ha det samme innvendige volum om du endrer på vidden.

Et eksempel:

Vidde F er en vanlig butikkvidde på damesko brukt på de fleste sko fra Gabor og tilsvarende. Trenger kunden en vidde på 24,5 cm må du her bruke størrelse 9.

Tar du vidde M, som er vanlig på tilsvarende sko fra Solidus, holder det å bruke størrelse 3. Forskjellen er rett og slett enorm.

I tillegg til de gode viddene, er også spesialiske laget dypere slik at skoen ikke kipper når man legger i en fotseng. De har forsterket og forlenget hælkappe, og har en ekstra gelenk.

Alt dette for at skoen skal sitte bedre på foten, og ikke minst gi hjelpemiddelet best mulig effekt.



For dine føtter

Vi er opptatt av gode produkter med beste kvalitet.
Vi legger stor vekt på å fremskaffe fottøy som tilfredstiller den ortopediske bransjens strenge krav til tekniske egenskaper, spesielt i forhold til gelenk, hælkappe, vidde og volum.

Vi setter sammen vårt brede utvalg gjennom tett samarbeid direkte med en rekke fabrikker. Dette samarbeidet sikrer at vi får en kolleksjon som dekker de fleste behov gjennom hele året.



magnussen-spesialsko.no