



フォルテオ[®]皮下注キット600µg をお使いの患者さんへ

~保管について気を付けていただきたいこと~

使用前も使用開始後も 冷蔵保管(2~8℃)をお願いします。



- 自宅に持ち帰ったら速やかに冷蔵庫に入れてください。
- 使用した後も速やかに冷蔵庫に戻してください。



注射針を取り付けたまま保管しないでください。



● 注射針を取り外し、白いキャップを取り付けた状態で保管してください。 ※注射針をつけたままで保管すると気泡が入るおそれがあります。

アルコール綿と一緒に保管しないでください。



- アルコール綿をフォルテオ®皮下注キットに直接ふれる 状態で保管しないでください。
- お手入れの際には水を固く絞った柔らかい布で 拭いてください。(アルコール綿では拭かないこと) ※カートリッジホルダーが外れるなど故障の原因になります。



凍結にご注意ください。



- ●冷凍庫や冷蔵庫の吹き出し口近くにおかないでください。
- 凍結したフォルテオ®皮下注キットは使用しないでください。 ※一度凍結したものは融かしても期待する効果が得られない可能性があります。





これらの現象が 見られた場合、 凍結した可能性が あります!

- ●注入ボタンは押し込むことができても 薬液が排出されない。 (ピストン棒やゴム枠が動かず、薬液が減らない)
- 主入ボタンを押しこむ圧力が 通常に比べて明らかに軽い。
- ■ゴム栓に亀裂が発生したり、膨張したりする。
- カートリッジにひび割れができる。

患者様向け フォルテオ® 電話相談窓口

翟日 8:45~17:30

日本イーライリリー株式会社

www.lillyanswers.jp

FRT-N026(R2) 2023年1月

最新の製品情報や製品についてよくある質問を こちらからご覧いただくことが出来ます