

MELAG



MADE IN GERMANY



Podo

SteriHero

Mon autoclave. Mon **super** pouvoir.

✔ Désormais disponible en tant que dispositif médical

Votre nouveau **super** pouvoir

Quelles que soient les tâches importantes que la journée vous réserve, **SteriHero Podo** est là pour vous aider. Le tout nouvel autoclave autonome de classe B et S est désormais conforme aux réglementations relatives aux dispositifs médicaux et convient parfaitement à la podologie : Des caractéristiques au prix ! Des technologies d'avant-garde, un affichage incroyablement avancé et la qualité unique de MELAG - made in Germany - vous donnent le super pouvoir de tout changer :

Désormais également disponible en tant que **Autoclave de classe B & S**



Supersécurité

Sécurité pour vos patients : Les autoclaves de classe B et de classe S avec la procédure de vide fractionné assurent la stérilisation la plus sûre de tous les instruments emballés et non emballés, quels que soient leur type et leur complexité.

Stérilisation à la vapeur de classe B et S selon la norme EN 13060

Superpuissant

Plus de puissance qu'il n'en faut pour tout ce que vous avez l'intention de faire : Des capacités de chargement élevées, des temps de cycle rapides à partir de 13 minutes et un séchage sous vide efficace garantissent que vos instruments sont prêts à l'emploi en un rien de temps.

Jusqu'à 5 kg sur 5 plateaux



Supersmart

L'interface utilisateur intuitive avec un grand écran Smart-Touch facilite tout : De la sélection des programmes à la documentation. Grâce à la surveillance du processus, vous pouvez apporter la preuve complète d'une stérilisation réussie.

Documentation via USB, réseau ou impression du journal*

Une équipe de rêve pour l'hygiène de votre cabinet :



« Nos patients sont notre priorité absolue : Grâce à la solution système adaptée aux besoins de mon cabinet, nous offrons une protection maximale avec un minimum d'efforts. »

Pratique de la podologie, Vera Wille



« Nous assumons notre responsabilité de n'utiliser que des instruments impeccables pour les patients grâce à notre nouveau flux de travail de retraitement avec les solutions de MELAG. »

Cabinet de podologie, Reni Otte

Superrobuste

Un autoclave ne devrait jamais tomber en panne : Nous ne faisons aucun compromis en matière de fiabilité et développons nos produits dans le respect des exigences de qualité les plus strictes, à notre siège de Berlin.

100 % qualité - fabriqué en Allemagne



MADE IN GERMANY

Protège l'environnement. Et vos patients.

SteriHero Podo garantit une stérilisation sûre et adaptée à vos besoins grâce à une large gamme de programmes. Mais ce n'est pas tout : le concept pionnier d'appareil autonome et la fonction d'économie d'énergie Power Save font de SteriHero Podo la solution la plus propre - pour votre budget et l'environnement.

Programmes SteriHero Podo 18	Universel-B	Quick-S	Quick-B	Douceur-B	Prion-B
Spécification du programme	134 °C, temps de maintien : 5,5 min	134 °C, temps de maintien : 3,5 min	134 °C, temps de maintien : 5,5 min	121 °C, temps de maintien : 20,5 min	134 °C, temps de maintien : 20,5 min
Temps de fonctionnement (à charge minimale et maximale)*	22 – 27 min	15 – 18 min	22 – 25 min	37 – 42 min	37 – 42 min
Séchage (temps contrôlé)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Programmes SteriHero Podo 18 S	Universel-S	Quick-S	Douceur-S	Prion-S
Spécification du programme	134 °C, temps de maintien : 5,5 min	134 °C, temps de maintien : 3,5 min	121 °C, temps de maintien : 20,5 min	134 °C, temps de maintien : 20,5 min
Temps de fonctionnement (à charge minimale et maximale)*	18 – 23 min	13 – 19 min	33 – 37 min	33 – 38 min
Séchage (temps contrôlé)	25 min	5 min	25 min	25 min

* Données pour le programme Quick S pour les charges non emballées et pour tous les autres programmes pour les charges emballées. Les temps peuvent varier en fonction du type et de la quantité de chargement.

Appareil / Numéro de commande	Type d'appareil	Chambre taille	Volume de chambre	Quantité de charge	Dimensions de l'appareil (L x H x P)	Poids	Alimentation électrique	Documentation interfaces
SteriHero Podo 18 ME10118PB	Autoclave autonome de classe B (compatible avec un traitement supplémentaire de l'eau)	ø 25 cm x 35 cm long	17 litres	max. 5 kg instruments / 1,8 kg de textiles	47 x 50 x 64 cm (l'appareil est posé sur une table de 60 cm)	48 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, réseau
SteriHero Podo 18 S ME10118PS	Autoclave autonome de classe S (compatible avec un traitement supplémentaire de l'eau)	ø 25 cm x 35 cm long	17 litres	max. 4 kg instruments / 1 kg de textiles	47 x 50 x 64 cm (l'appareil est posé sur une table de 60 cm)	46 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, réseau

Rev.0-24/3179-12.24-FR-ME



Économisez du papier, protégez l'environnement :
Afin de réduire la consommation de papier, nous vous fournissons une documentation utilisateur électronique via notre centre de téléchargement. Pour plus d'informations : www.sterihero.com

MELAG